

NSK Create it



PROMOTIONELE ACTIES
Van 1 januari tot 30 april 2021





Thierry Guillard
Algemeen Directeur
NSK France

Geachte NSK Partner,

Het jaar dat achter ons ligt was uitdagend en heeft de complexiteit van de tandheelkunde aangetoond mbt. het verstrekken van zorgen met maximale veiligheid voor u en uw team.

Wij hebben ons uiterste best gedaan om u te begeleiden tijdens deze periode en we zijn klaar om ook in 2021 de nodige ondersteuning te verlenen.

De kracht van NSK is het uitdenken van innovatieve producten, die betrouwbaar zijn en die het dagelijkse werk gemakkelijker maken.

Veel leesplezier,

NSK investeert al 30 jaar in de strijd tegen besmettingsgevaar.

De NSK instrumenten zijn ontwikkeld met een 2-voudig beschermingsmechanisme tegen besmetting.

Het Clean Head systeem voorkomt de penetratie van vreemde deeltjes in het instrument terwijl de anti-retourklep beschermt tegen kruisinfectie.

NSK biedt een optimale zekerheid tegen besmettingsgevaar met de instrumenten maar ook met de reinigungsautomaat iCare+, effectief tegen Covid19, en de sterilisator die steriliseert bij een temperatuur tot 134°C gedurende 18 minuten.



Een netwerk van geautoriseerde distributeurs om u te begeleiden



Wij geloven dat het begeleiden van tandartsen belangrijk is bij het maken van de juiste keuze, het gebruik en onderhoud en het langdurig behouden van het materiaal.

Daarom hebben we gekozen om samen te werken met meer dan 20 distributeurs in Vlaanderen en Nederland. Om de distributeurs te kennen kan u de lijst achteraan consulteren.



SPECIALE ACTIES ELKE DRIE MAANDEN

Ontdek elke maand onze speciale focus acties.

Deze zijn beschikbaar bij onze distributeurs en onze sectorverantwoordelijken.

Niet te missen !

HET WOORD AAN ONZE KLANTEN

*Vertrouwen hebben in een distributeur...
Een tandarts getuigt*

Dr. DECHARRIERE (Paris-75)



« Elke dag verzorg ik mijn patiënten en probeer ik een relatie op te bouwen die verder reikt dan enkel de mondhygiëne.

Om te kunnen werken in een serene sfeer heb ik me omringd met professionelen die me niet enkel de materialen voorstellen maar die meedenken met het dagelijkse leven in de praktijk, en die mijn behoeften en limieten kennen.

Ik heb met mijn distributeur een vertrouwensrelatie ontwikkeld die maakt dat ik steeds in contact sta met een beschikbaar en reactief persoon bij aankopen, voor onderhoud of bij eventuele pannes.

Op die manier voorkom ik bijkomende stress en behoort die tot het verleden. »

Serie Ti-Max -Z

Onze uiterst geperfectioneerde premium serie voor de beste tandheelkundige zorgen

Turbine Ti-Max Z900L



Voordelen

- Krachtig
- Licht
- Stil

Kenmerken

- Draaikracht 26W voor een snellere behandeling
- Clean head systeem ter voorkoming van infiltratie vochtdeeltjes in de kop
- Titanium behuizing voor lager gewicht
- Duragrip bekleding beschermt tegen slijtage en krassen
- Viervoudige spray



Minikop voor de Z800L
Afmetingen 10.8 x H12.1 mm

Hoekstukken Ti-Max Z



Voordelen

- Slank profiel
- Stil
- Ergonomisch

Kenmerken

- Smalle kop voor betere toegankelijkheid
- Clean head systeem ter voorkoming van infiltratie vochtdeeltjes in de kop
- Titanium behuizing voor lager gewicht
- Roterende delen behandeld met koolstof en diamant voor een langere levensduur
- Duragrip bekleding beschermt tegen slijtage en krassen



Garantie 24 maanden

| | | | |
|--------|--------------|--------|--------------|
| Z900L | - Ref. P1111 | Z800L | - Ref. P1110 |
| Z900KL | - Ref. P1113 | Z800KL | - Ref. P1112 |
| Z900SL | - Ref. P1115 | Z800SL | - Ref. P1114 |
| Z900BL | - Ref. P1117 | Z800BL | - Ref. P1116 |
| Z900WL | - Ref. P1121 | Z800WL | - Ref. P1120 |

850€
1364€

Garantie 36 maanden

| | | | |
|------|--------------|-----------|------|
| Z95L | - Ref. C1034 | - 1520€ - | 975€ |
| Z45L | - Ref. C1064 | - 1303€ - | 975€ |
| Z15L | - Ref. C1039 | - 1422€ - | 883€ |
| Z25L | - Ref. C1038 | - 1165€ - | 803€ |

Beschikbare koppelingen : NSK*, Bien-Air*, W&H*, Kavo*, Sirona*.

NIEUW

nano serie

Z95L SWITCH

Aan u de keuze

Irrigatie met spray of waterstraal op hetzelfde instrument

De nieuwe versie van de Ti-Max 95L biedt de mogelijkheid te kiezen tussen een verstuivende spray of een enkelvoudige waterstraal.



2 spraytypes naar keuze



Eenvoudige selectie On/Off

Ti-Max nano serie

Kortere en lichtere hoekstukken
Ideaal bij moeilijke toegang



Voordelen

- Licht
- Ultra-mini kop
- Slank profiel



Perfekte balans

Kenmerken

- Duragrip bekleding beschermt tegen slijtage en krassen
- Clean head systeem ter voorkoming van infiltratie vochtdeeltjes in de kop
- Titanium behuizing voor lager gewicht
- Roterende delen behandeld met koolstof en diamant voor een langere levensduur

Garantie 36 maanden

| | |
|----------------|------------------------------------------------|
| I nano95LS | - Ref. C1099 - 1.293€ - 939€ |
| I nano25LS | - Ref. C1100 - 964€ - 739€ |
| I nano15LS | - Ref. C1101 - 1.153€ - 881€ |
| I nano65LS PAM | - Ref. H1048 - 1.106€ - 785€ |

ACTIE

VERLENGING VAN DE GARANTIE
op de serie Z en nano

Voor **100€** méér
wordt uw garantie verlengd tot
5 JAAR



1 PANASPRAY PLUS
GRATIS

Onze geavanceerde serie met performante instrumenten

Turbine M900L



Voordelen

- Krachtig
- Betrouwbaar
- Ergonomisch

Kenmerken

- Draaikracht tot 26W voor een snellere behandeling
- Clean head systeem ter voorkoming van infiltratie vochtdeeltjes in de kop
- Roestvrij stalen behuizing, robuust en anti-corrosief
- 4-voudige spray

Garantie 24 maanden

M900L - Ref. P1254
 M900KL - Ref. P1258
 M900SL - Ref. P1262
 M900BL - Ref. P1264
 M900WL - Ref. P1266

572€
802€

Beschikbaar in versie zonder licht (uitz. Bien-Air en Sirona)

Hoekstukken S-Max M



Voordelen

- Resistent
- Betrouwbaar
- Functioneel

Kenmerken

- Vormgeving voor een optimale toegankelijkheid
- Clean head systeem ter voorkoming van infiltratie vochtdeeltjes in de kop
- Roestvrij stalen behuizing, robuust en anti-corrosief
- 4-voudige spray

Garantie 24 maanden

M95L - Ref. C1023 - 892€
 M25L - Ref. C1024 - 712€
 M15L - Ref. C1025 - 802€

572€

Beschikbaar in versie zonder licht

ACTIE

VERLENGING VAN DE GARANTIE

op S-Max M
 en S-Max Pico

Voor **30€** méér

wordt uw garantie
 verlengd tot

3 JAAR



1 PANASPRAY PLUS
GRATIS

S-Max pico

Innoverende turbine met ultra mini kop voor beperkte mondopening



Voordelen

- Optimale zichtbaarheid
- Ultra-mini kop

Toepassingen

- Pedodontische behandelingen

Kenmerken

- Clean head systeem ter voorkoming van infiltratie vochtdeeltjes in de kop
- Spray en kwartsstaaf voor een optimale koeling en verlichting van het operatieveld
- Behuizing van roestvrij staal, robuust en anti-corrosief
- Specifieke boortjes voor het S-Max Pico gamma



Garantie 24 maanden

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| S-MAX PICO | - Ref. P1140 | } |
| S-MAX PICO KL | - Ref. P1142 | |
| S-MAX PICO SL | - Ref. P1143 | |
| S-MAX PICO BLED | - Ref. P1144 | |
| S-MAX PICO WLED | - Ref. P1145 | |

662€
831€

Beschikbare koppelingen : NSK*, Bien-Air*, W&H*, Kavo*, Sirona*.



Serie Ti-Max-X

Een geavanceerde hoekstukkenserie met performante en functionele instrumenten



Voordelen

- Betrouwbaar
- Ergonomisch
- Polyvalent

Kenmerken

- Clean head systeem ter voorkoming van infiltratie vochtdeeltjes in de kop
- Titanium behuizing voor lager gewicht
- Duracoat bekleding voorkomt krassen
- Keramische lagers die lange levensduur van het instrument garanderen



Keramische lagers
25% resistenter dan klassieke lagers van staal



Clean Head systeem
Voorkomt het binnendringen van vloeistoffen in de kop voor maximale zekerheid van de patiënt

Garantie 24 maanden

- I X95L - Ref. C600 - ~~1198€~~ - **713€**
- I X25L - Ref. C601 - ~~918€~~ - **591€**
- I X15L - Ref. C602 - ~~1122€~~ - **704€**
- I X65L - Ref. H273 - ~~1041€~~ - **719€**

Beschikbaar in versie zonder licht

Koppelingen

NSK, Kavo, Sirona, LED koppelingen voor een duidelijker zicht

Voordelen

- Ergonomisch
- Veiligheid
- Brede belichte zone
- Daglicht

Kenmerken

- Anti-retour klep ter voorkoming van besmetting van het watercircuit
- Bekleding met titanium
- Behuizing van roestvrij staal, robuust en anti-corrosief
- Geïntegreerde LED (32000LUX/6500K)

Garantie 12 maanden



PTL-CL-LED voor NSK
Ref. P1001600 - ~~318€~~ - **230€**



PTL-CL-LED III voor NSK met regeling spraydebit
Ref. P1001601 - ~~349€~~ - **252€**



KCL-LED voor Kavo® MULTIflex® LUX, met regeling van spraydebit
Ref. P1005600 - ~~426€~~ - **315€**



SCL-LED voor Sirona® met regeling van spraydebit
Ref. P1009600 - ~~426€~~ - **316€**

Ons standaard gamma, eenvoudig en polyvalent

FX serie

Hoek- en handstukken



Turbine Pana-Max2



Voordelen

- Lange levensduur
- Eenvoudig
- Betrouwbaar

Kenmerken

- 17W draaikracht (M4) en 18W (PTL en KV)
- Roestvrij stalen behuizing voor een degelijke hanteerbaarheid
- Clean head systeem ter voorkoming van infiltratie vochtdeeltjes in de kop
- Keramische lagers die lange levensduur van het instrument garanderen
- Zonder licht

Garantie 12 maanden

- PanaMax2 PTL - Ref. P1211 - **408€**
- PanaMax2 KV - Ref. P1212 - **408€**
- PanaMax2 M4 Schroeven op slang - Ref. P1154 - **311€**

Beschikbare koppelingen : NSK®, Kavo®, Midwest 4 voies

Voordelen

- Functioneel
- Ergonomisch
- Betrouwbaar

Kenmerken

- Roestvrij stalen behuizing voor een degelijke hanteerbaarheid
- Ergonomische vorm
- Zonder licht/Zonder spray


Verbruiksartikelen



PANA SPRAY Plus

Voor turbines, hoekstukken en pneumatische micromotoren (bevat alcohol)

- 500ml - Ref. Z182100 - **34€ - 27€**
- 6 x 500ml - Ref. Y900630 - **179€ - 153€**



NSK Turbine
Ref. P183090 - **12€ - 10€**



Type E
Ref. Z019090 - **12€ - 10€**



Kop van turbine en hoekstukken + M4
Ref. Z020201 - **1€ - 0,8€**

Garantie 12 maanden

- 1- FX22 - Ref. C1129 - **173€**
- 2- FX25m - Ref. C1052 - **254€**
- 3- FX15m - Ref. C1053 - **339€**
- 4- FX65m PAM - Ref. H1014 - **274€**
- 5- FX75m - Ref. C1055 - **382€**
- 6- FX57m - Ref. C1054 - **261€**
- 7- EX-6B PAM - Ref. H260 - **263€**

MICROMOTOREN

Electrische

Garantie 12 maanden

Kort en licht. LED licht geïntegreerd

M40 XS Micromotoren met koolstofborstels



Voordelen

- Compact
- Licht
- Stil

Kenmerken

- Flexibel van 60 tot 40.000 min⁻¹
- Minimale warmteontwikkeling
- LED licht geïntegreerd
- Titanium behuizing met Duracoat bekleding

M40XS (Koolstof)
Ref. E1135051 - ~~962€~~ - **679€**

NLX nano Inductiemotoren



Voordelen

- Perfecte balans
- Licht (61g)
- Ultracompacte behuizing
- Geen onderhoud

Kenmerken

- Hoog koppel (3,4 Ncm)
- Titanium behuizing
- Duracoat bekleding voorkomt krassen
- Volledig te steriliseren in autoclaaf (met beschermingsdop)

NLX nano (Inductie)
Ref. E1044051 - ~~1.086€~~ - **789€**

Pneumatische


Garantie 12 maanden

Voordelen

- Kort
- Licht
- Ergonomisch

Kenmerken

- Electriche micro-generator geïntegreerd
- Anti-retour klep voorkomt besmetting van het water circuit
- 360° rotatie met LED verlichting (voor de X205L)
- Electriche micro-generator geïntegreerd voor behandeling met LED verlichting zelfs zonder snoer met verlichting



Ti-Max X205L M4
Ref. M1013 - ~~814€~~ - **716€**



S-Max M205 M4
Ref. M1007 - ~~665€~~ - **572€**



DynaLED M205LG M4
(met electriche microgenerator ingebouwd)
Ref. M1018 - ~~962€~~ - **798€**

Een PERFORMANTE HERTELDIENST

5 TECHNIEKERS
voor herstelling van instrumenten

2 TECHNIEKERS
voor automaten en sterilisatoren

1 PERSOON
voor registratie

Reparatie binnen **24H**
(na ontvangst van goedkeuring
prijsofgave)

Enkel gebruik van **ORIGINELE
NSK ONDERDELEN**

2 PERSONEN
voor verzending



EEN **NSK PRODUCT** PROBEREN IS HET ADOPTEREN

NSK biedt de mogelijkheid om een product te testen zodat u kan zien of het beantwoordt aan uw eisen

EENVOUDIG, SNEL, GRATIS
EN VRIJBLIJVEND

1/Ga naar

www.trynsk.nl

2/Kies het NSK product naar keuze

3/Ontvangst in uw praktijk voor een test van 10 dagen

iCare+

Automaat voor reiniging, desinfectie en smering van roterend instrumentarium

fungicide
Virucide*
 bactericide



C2 - Ref. S102001
 C3 - Ref. S103001

5 467€
 5 841€

Garantie 24 maanden

Verlengde garantie



Voordelen


- Virucide, bactericide en fungicide
- Snel (behandeling van 15 minuten voor 4 instrumenten)
- Eenvoudig in gebruik

Kenmerken

- 2 modellen beschikbaar : 2 turbine aansluitingen + 2 aansluitingen voor hoekstukken (C2) of 1 aansluiting voor turbine + 3 aansluitingen voor hoekstukken (C3)
- Voor instrumenten met interne en externe spray
- Instrumenten onder rotatie en behandeling van de kanaaltjes voor water/lucht
- Universele connectie voor alle roterende instrumenten
- Geleverd met 1 of 2 adapters volgens model, onderhoudsolie 1L, 1 flacon n.clean en 1 flacon n.cid

| | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Adapter icare+ PTL | - Ref. Z1127010 | - 117€ - 92€ |
| Adapter icare+ Kavo | - Ref. Z1127011 | - 132€ - 104€ |
| Adapter icare+ WH | - Ref. Z1127012 | - 115€ - 91€ |
| Adapter icare+ Sirona | - Ref. Z1127013 | - 117€ - 104€ |
| Adapter icare+ Bien Air | - Ref. Z1127014 | - 132€ - 92€ |

DOELTREFFENDHEID TEGEN COVID-19



De doeltreffendheid van het product n.cid (desinfectant) mbt. de eliminatie van het Covid-19 virus is bewezen*. Een complete cyclus van 15 minuten elimineert het risico op contaminatie.

* Certificaat van het Duits labo HYGCEN van 6 april 2020

ZOOM

op de functies van **iCare +**

Het controlepaneel, duidelijk en intuïtief, is voorzien van LEDs en de behandelingskamer van verlichting zodat het verloop van de behandeling kan gevolgd worden.



- Geel voor reiniging
- Wit voor desinfectie
- Blauw voor smering

Op het einde van de cyclus licht de groene LED op hetgeen garandeert dat de instrumenten grondig behandeld zijn.

Anticipeer op uw aankopen en bespaar op transportkosten

ACTIE



3 x 6 flacons n.Clean

n.clean (6x500ml)
Ref. ACL600



2 x 6 flacons n.Cid

n.cid (6x500ml)
Ref. ACD600



1L Onderhoudsolie

iCare / iCare +
Ref. Z016130

Pack
reinigungsartikelen

654€
~~814€~~

Transportkosten
GRATIS

Voor iCare +



1L Onderhoudsolie

iCare / iCare +
Ref. Z016130 - ~~94€~~ - **77€**



n.clean (6x500ml)

Ref. ACL600 - ~~144€~~ - **116€**

n.cid (6x500ml)

Ref. ACD600 - ~~144€~~ - **116€**

ONDERHOUD EN STERILISATOREN

iCare

Automaat voor smering



Voordelen

- Eenvoudig qua gebruik en installatie
- Perfecte smering met aangepaste dosering
- Groot oliereservoir voor grotere autonomie

Kenmerken

- Geschikt voor 4 instrumenten
- 2 modellen beschikbaar :
2 aansluitingen voor turbine + 2 voor hoekstukken of 1 aansluiting voor turbine en 3 voor hoekstukken of 2 adapters volgens model
- Geleverd met 1 L Olie

model C2 = 2 turbines + 2 hoekstukken
model C3 = 1 turbine + 3 hoekstukken

Garantie 12 maanden

C2 - Ref. Y1002787 - ~~2.745€~~ - **2.032€**
C3 - Ref. Y1002788 - ~~2.620€~~ - **2.032€**

Adapters iCARE

| | |
|------------------------|----------------|
| Adapter icare PTL | - Ref. Z257010 |
| Adapter icare Kavo | - Ref. Z257020 |
| Adapter icare WH | - Ref. Z257021 |
| Adapter icare Bien Air | - Ref. Z257022 |
| Adapter icare Sirona | - Ref. Z257023 |

91€
~~115€~~

Verbruiksartikelen

Voor iCare



Absorptiedoekjes voor iCare Set
van 10 stuks
Ref. U433135 - ~~6€~~ - **5€**



Absorberende sponsjes voor
iCare - Set van 12 stuks
Ref. Y900159 - ~~28€~~ - **21€**

iClave plus

Autoclaaf 18L klasse B



Ref. Y1003077

5 092€
~~6 148€~~

Garantie 36 maanden

Verlengde garantie

Voordelen

- Ergonomisch
- Snelle en zekere sterilisatie
- Stil (<53 db)
- Eenvoudig in gebruik

Kenmerken

- Kamer van koper voor snellere cycli en minder energieverbruik
- Grote capaciteit met een volume van 18 Liter
- 8 programma 's waaronder Prion cyclus



Vacuüm sterilisatie voor
alle types instrumenten



Registratie van
de gegevens op
USB stick



Antibacteriële filter
voor grotere veiligheid

De kamer van koper garandeert
50% meer functionele ruimte



iClave Plus
Kamer van koper



Klassieke autoclaaf
Kamer van roestvrij staal

STERILISATOR iClave+

VERHOOG UW EFFICIËNTIE EN VEILIGHEID EN MAAK GEBRUIK VAN VOLDOENDE AUTOCLAVEN

Met 2 autoclaven kan u de instrumenten sneller recupereren en worden de autoclaven minder belast.



PURITY

Automatische demineralisatie



Voordelen

- Automatische demineralisatie

Voor iClave Plus 18L
Réf. Z1284001 - ~~420€~~ - **1 207€**

Verbruiksartikelen



Sealingtoestel Newseal 05
• Weerstand auto-instelbaar
• Afmeting verzegeling : 1 cm
• Lengte roldrager : 44 cm

Garantie 12 maanden
Ref. Z1279 - ~~752€~~ - **651€**



Printer custom
• Thermisch
• Voor barcode etiketten
• Geleverd met 10 rollen

Garantie 12 maanden
Ref. 9900006K - ~~701€~~ - **595€**
Labels geleverd per 4 rollen
Ref. 9900007K - ~~91€~~ - **76€**



Barcode lezer
• 1D Lezer
• Extended range lezing
• Geleverd met support en USB kabe

Garantie 12 maanden
Ref. MS5145 - ~~204€~~ - **162€**



Test Helix
100 tabs
Ref. Z1283 - ~~129€~~ - **100€**

ACTIE

Voor
2 autoclaven

9 167€

+

**LANGERE
GARANTIE
VAN 4 JAAR**

MOTOR VOOR IMPLANTOLOGIE

Surgic Pro / Surgic Pro+

Motor voor implantologie en microchirurgie



Voordelen

- Betrouwbaar
- Eenvoudig
- Effectief

Kenmerken

- 80 Ncm draaikracht
- 8 programma 's geheugen
- Multifunctionele pedaal
- LED verlichting

Toepassingen

- Kleine chirurgie (extractie, abrasie van botrand...)
- Inbrengen implantaat (boren en plaatsen)
- Onderhoud implantaat

- Verbeterde irrigatiepomp
- Hoge ijkingsprecisie
- Micromotor met snoer van 2 m. (3,5 m optioneel)
- Geleverd met 5 irrigatieslangen



Geperfectioneerde irrigatiepomp



Ijking met grote precisie



Micromotor met snoer van 2m (3,5m optioneel)

Garantie 24 maanden

Verlengde garantie

Surgic Pro

Licht met hoekstuk X-SG20L
Réf. Y1003586 - ~~5 702€~~ - **4 207€**

Zonder licht met hoekstuk SG20
Réf. Y1003587 - ~~4 778€~~ - **3 072€**

Surgic Pro+

Licht met demonteerbaar hoekstuk X-DSG20L
Réf. Y1003585 - ~~6 019€~~ - **4 545€**

ACTIE

Bij aankoop van een Surgic Pro motor



1 rood hoekstuk
X-SG93L
Ref. C1004

OF



1 groen hoekstuk
X-SG20L
Ref. C1003

OF




1 handstuk
X-SG65L*
Ref. H1009

GRATIS

Verbruiksartikelen



Irrigatieslangetjes
Geleverd per 10 stuks min
Ref. Z263001 - ~~40€~~ - **34€**



Sterilisatiecassette
Voor VarioSurg3
Ref. Z313102 - ~~198€~~ - **156€**
Voor Surgic pro
Ref. S900040 - ~~198€~~ - **156€**



Handstuk houder
Ref. Z1029201 - ~~35€~~ - **28€**



Dynamometrische sleutel voor chirurgie CR-30
Ref. 10000977 - ~~97€~~ - **77€**

Dr. Afchine SAFFARZADEH - (Rezé - 44)



«Tijdens 12 jaar intensief gebruik heeft deze motor een enorme betrouwbaarheid getoond».

ULTRASONE MOTOR

VarioSurg 3

Ultrasone motor voor chirurgie en microchirurgie

Ref. Y1002726

5 951€
~~7 021€~~

Garantie 24 maanden

Verlengde garantie



AANBIEDING

Bij aankoop van een VarioSurg 3

6 inserts naar keuze

GRATIS

Voordelen

- Exceptionele ultrasone prestaties
- Ergonomisch en ultrafijn handstuk
- Effectieve overbrenging van vermogen en minimale warmteproductie
- Stabiele snijkraft dankzij de Feedback en Autotuning functies

Toepassingen

- Botchirurgie
- Sinuslift
- Parodontale chirurgie
- Endodontische chirurgie
- Onderhoud implantaten

Kenmerken

- iPiezo technologie
- 3 functies (Surg, Endo, Perio) en Burst functie
- 9 programma 's : 5 chirurgie, 2 endodontie, 2 paro
- Geleverd met 5 irrigatieslangen, 1 ultrasoon handstuk, 1 pedaal, 1 basic H kit met 6 inserts (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11) en een sterilisatiecassette.
- Verbeterde Burst Functie voor snijactie in hard bot
- LED verlichting voor een betere precisie



Drie mogelijke functies
P (Perio), E (Endo)
en S (Surg)



Burst functie
Geavanceerde modus
voor het snijden
van hard bot



LED verlichting
Voor een verhoogde
nauwkeurigheid bij
de behandeling

iCart

Ref. S9090

1 010€
~~1 057€~~

Afmetingen

H101.65 cm

Gewicht : 16.5 kg



ACTIE

-50%

op de prijs van de
LEGE CART
bij aanschaf van
3 motoren :

- Surgic Pro
- VarioSurg 3
- Varios Combi Pro



Dr. Glez - (Rennes - 35)



«Naast de gekende voordelen van de piezotechnologie bestaat de meerwaarde van deze motor in het grote aantal inserts, voor een atraumatische behandeling met hemostatisch effect.»

HOEKSTUKKEN EN HANDSTUKKEN

Garantie 12 maanden

PRE-IMPLANTAIRE CHIRURGIE Multiplicator 1:3

LED licht geïntegreerd



X-SG93L* - Triple spray
Ref. C1004 - 1126€ - 915€



Z-SG45L* - Gehoekte kop
Ref. C1107 - 1316€ - 986€

IMPLANTAIRE CHIRURGIE Reductie 20:1



X-DSG20L* - Demonteerbaar
Ref. C1068 - 1262€ - 1003€



X-SG20L - Dubbele irrigatie
Ref. C1003 - 1126€ - 915€



SG20 - Zonder licht
Ref. C1010 - 810€ - 672€



SGMS-ER20i - Met dieptemeter
Ref. Y110147 - 759€ - 616€

CHIRURGISCH HANDSTUK 1:1 aandrijving

*Bestaat in versie zonder licht



SGX-E20R
Ref. HA1200 - 889€ - 753€



X-SG65L*
Ref. H1009 - 922€ - 761€



SGS-ES
Ref. H264 - 584€ - 476€



SGA-ES Gehoekt
Ref. H263 - 810€ - 672€

Dr. SIEFERT - (Avranches - 50)

«De Z-SG45L : Getest, betrouwbaar en ergonomisch, een praktisch en functioneel instrument.

Het biedt een eenvoudige toegang tot de molaire elementen, dankzij de kleine kop. Het gebruik is niet eenvoudiger of moeilijker als van een gewoon instrument, maar ik heb de indruk dat de positie van de hand en dus het gebruik natuurlijker is.

De kracht van het hoekstuk is duidelijk en lijkt me superieur tov. traditionele hoekstukken. Het splijten van de kroon gebeurt vlot en zonder opwarming. De irrigatie is overvloedig en juist gericht.»









INSERTS VOOR CHIRURGIE

keuze uit meer dan 50 inserts ontwikkeld voor de 3 functies van VarioSurg3.

SURG Mode Surg voor bot- en kaakchirurgie

PERIO Mode Perio voor parodontale chirurgie

ENDO Mode Endo voor apicale chirurgie



Onderhoud implantaten
Supprimer VIP



V10S - Z305117 - **115€**



V-P10 - Y900184 - **43€**



V-P11L - Y1002166 - **43€**



V-P26L - Y1002169 - **43€**



V-P11R - Y1002165 - **43€**



V-P12 - Y1002167 - **43€**




V-P26R - Y1002168 - **43€**

ACTIE

**4 INSERTS
KOPEN = 2 INSERTS
GRATIS**

Aanbod geldig voor alle inserts



Duo Cart Complete

Twee chirurgische systemen met elkaar verbonden en aangestuurd door één pedaal voor meer autonomie

Ref. 2CARTCOMP

10 941€
~~13 820€~~

Garantie 24 maanden



Voordelen

- Eenvoudig
- Practisch
- Veilig
- Ergonomisch

Toepassingen

- Pre-implantaire chirurgie en plaatsen implantaat

Kenmerken

- De LINK functie verbindt de 2 systemen
- Instelling van programma 's en parameters met slechts 1 pedaal
- Duidelijke weergave van de parameters op scherm
- DUOCART compleet bevat : SurgicPro met hoekstuk X-SG20L en Variosurg3 zonder pedaal met handstuk VSG3 LED, sterilisatiecassette en de kits Sinus Lift (SG1, SG3, SG6D, SG9, SG10, ,SG11) en Basic H (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11), link kabel, beugel pedaal en 20 irrigatieslangen

iSD900

Snoerloze schroevendraaier
voor implantaat prothesen

Ref. Y1001358

1 037€
~~1 573€~~

Garantie 12 maanden

Voordelen

- Snel en precies
- Gemakkelijker toegang tot de posterieure zones
- Zekerheid

Toepassingen

- Schroef aandraaien
- Healing caps
- Abutments

Kenmerken

- Ijkingssysteem voor draaikracht voor preciese controle
- Koppel van 10 to 40 Ncm
- 3 rotatiesnelheden
- Compatibel met de meeste implantaatsystemen
- Ergonomische hendel
- LCD scherm



Osseo 100

Apparaat voor meting van de
osteo-integratie om het ideale moment
te bepalen van belasting van het implantaat

Ref. Y1004175

1 828€
~~2 083€~~

Garantie 12 maanden

Voordelen

- Intuïtief
- Niet invasief
- Snel

Toepassingen

- Controle van stabiliteit voor risicopatiënten

Kenmerken

- Laat toe om de behandelingstijd te controleren
- Verhoogt de slagingskans voor protocollen met korte behandelingstijd of bij risicopatiënten
- Biedt een preciese en duidelijke meting van de graad van osteo-integratie van het implantaat



De multipegs worden niet bijgeleverd en worden besteld afhankelijk van implantaatsysteem. Meer dan 60 referenties beschikbaar. Tot 20 keer te steriliseren.

Eenheidsprijs : 40€

ACTIE

Bij aankoop van een
Osseo 100



**2 Multipegs
GRATIS**

ULTRASONIC SCALERS

Varios Combi Pro

2 systemen in één : combinatie van ultrasone scaler en profylactische poederstraler

Ref. Y1002843

4 200€
~~5 134€~~

Garantie 12 maanden



Voordelen

- Optimaal comfort
- Breed scherm en intuïtief gebruik
- Maximaal comfort voor de patiënt
- Beperkte nevelvorming

Toepassingen

- Grondige parodontologische behandeling

Kenmerken

- Automatische schakeling van ultrasone functie naar poederstralen wanneer het instrument uit de houder gelicht wordt.
- Automatische functiekeuze bij installatie van supra-gingivale of subgingivale behandeling
- Geleverd met Prophy-kit en inserts G4, G6 en G8

Perio Kit

Voordelen

- Ergonomisch en eenvoudig in gebruik

Toepassingen

- Voor subgingivale reiniging

Kenmerken

- Met disposable inserts van plastic

Ref. Y1003042

638€
~~777€~~



Garantie 12 maanden

Ref. Y1004161

1 675€
~~2 575€~~

*Bestaat in versie zonder licht

Varios 970

Multifunctionele ultrasone scaler

Voordelen

- Compact met 2 geïntegreerde reservoirs
- Intuïtief

Toepassingen

- Behandeling parodontitis

Kenmerken

- iPiezo technologie met 3 functies : (algemeen, Endo, Paro)
- 2 flacons van 400 ml
- Geleverd met 3 inserts (G4, G6, G8)



ACTIE

**STARTKIT MET
4 INSERTS
NAAR KEUZE
GRATIS**



BIJ AANKOOP VAN EEN
Varios 970L

ACTIE



BIJ AANKOOP VAN
Varios Combi Pro

**STARTKIT MET
10 INSERTS
NAAR KEUZE
GRATIS**

INSERTS VOOR PARODONTOLOGIE

VOOR ULTRASONIC SCALER

INSERTS



G1 - Ref. Z217101 - 78€



G4 - Ref. Z217104 - 78€



G6 - Ref. Z217106 - 78€



G8 - Ref. Z217108 - 78€

MICRO-INSERTS



P1 - Ref. Z217404 - 113€



P1D - Ref. Z217405 - 113€



P10 - Ref. Z217410 - 113€



P11R - Ref. Z217408 - 113€



P20 - Ref. Z217420 - 113€



P25L - Ref. Z217425 - 113€

Kit inserts
onderhoud implantaten



Ref. Y1002606 - 160€

ACTIE

**4 INSERTS
KOPEN = 2 INSERTS
GRATIS**

Aanbod geldig voor alle inserts

Kit inserts
onderhoud implantaten



Ref. Y1002754 - 160€

VOOR PNEUMATISCHE SCALERS



Support insert
S35 - Ref. Z252015 - 115€



S1 - Ref. Z252411 - 78€



S2 - Ref. Z252413 - 78€



S3 - Ref. Z252412 - 78€



S10 - Ref. Z252420 - 78€



S20 - Ref. Z252441 - 78€



S21R - Ref. Z252442 - 78€



S21L - Ref. Z252443 - 78€

Mevr. Bianca WILLEMS Hygiëniste in Duitsland



«Ik werk sinds enkele jaren met VCP en gebruik het bij elke patiënt. Ik ben zeer tevreden met het grote assortiment inserts, de zachte en efficiënte werking van de poederstraler en de lage gevoeligheid van de tanden tijdens de behandeling.»

Mevr. Ditta IVANICS Klinische Adviseur bij NSK Europe.



«VariosCombiPro is de 1ste poederstraler in Duitsland. Bij gebruik van onze VariosCombiPro bereikt u een maximaal resultaat zonder pijn te veroorzaken. Uw patiënten zullen tevreden zijn omdat de behandeling met VariosCombiPro comfortabel en snel is.»

NIEUW

iProphy

Hoekstuk voor profylaxe zonder snoer voor eenvoudige behandelingen zonder beperkingen



Voordelen :

- Handstuk zonder snoer en zonder pedaal zorgt voor totale bewegingsvrijheid
- Licht
- Ergonomisch

Kenmerken :

- Stabiele rotatiesnelheid (500 tot 2500 min⁻¹)
- Kop eenvoudig te vervangen
- 6 koprichtingen voor alle behandelingsposities
- Licht (116g) geeft minder vermoeidheid
- De kleine kop iFX57 biedt een goede zichtbaarheid en toegankelijkheid tot de molaren.

Model iprophy - Complete set

Ref. Y1500015

1 010€
~~1 106€~~

SCALING

Ti-Max S970L

Pneumatische scaler



Voordelen

- Zichtbaarheid
- Flexibiliteit

Kenmerken

- Titanium behuizing met Duracoat bekleding
- Dubbele LED verlichting (S970L, KL, SL)
- Ring voor instellen van kracht
- Geleverd met 3 inserts (G1, G2, G3)

Garantie 12 maanden

Licht

S970L - Ref. T1005

S970KL - Ref. T1013

S970SL - Ref. T1015

859€
~~1 054€~~

Zonder licht

S970 - Ref. T1020 - 833€ - ~~676€~~

Perio-Mate

Poederstraler voor subgingivale behandeling



Voordelen

- Disposable opzetstukjes
- Fijne vormgeving
- Gemakkelijk onderhoud

Toepassingen

- Behandeling van subgingivale zones

Kenmerken

- Handstuk met 360° rotatie
- Ring voor instellen van debiet poeder
- Geleverd met een flacon poeder van 160g en 40 disposable inserts

Garantie 12 maanden

| | |
|--------------------|-----------------|
| Koppeling NSK | - Ref. Y1002654 |
| Koppeling Kavo | - Ref. Y1002655 |
| Koppeling Sirona | - Ref. Y1002656 |
| Koppeling W&H | - Ref. Y1002657 |
| Koppeling Bien-Air | - Ref. Y1002658 |

926€
~~1305€~~

ACTIE

Bij aankoop van een
Perio-Mate
Prophy-Mate neo



Een 2de handstuk
GRATIS

Prophy-Mate neo

Poederstraler met 100% anti-obstructie technologie voor supragingivale behandelingen



Voordelen

- Solide en betrouwbaar
- Eenvoudig in gebruik
- Gemakkelijk onderhoud

Toepassingen

- Eliminatie van de biofilm en verkleuringen
- Opruwen van het oppervlak of email voor bonding
- Preparatie van fissuurbehandelingen

Kenmerken

- Ergonomische vormgeving
- Uitwisselbare mondstukjes
- Geleverd met 5 sticks Flash Pearl en 2 mondstukjes (60° en 80°)



Dubbele aanvoer van lucht



Dubbele rotatie 360°



Snelle en eenvoudige connectie

Garantie 12 maanden

| | |
|--------------------|----------------|
| Koppeling NSK | - Ref. Y135029 |
| Koppeling Kavo | - Ref. Y135030 |
| Koppeling Sirona | - Ref. Y135031 |
| Koppeling W&H | - Ref. Y135032 |
| Koppeling Bien-Air | - Ref. Y135033 |

833€
~~1229€~~

Verbruiksgoederen



Poeder Perio-Mate - (subgingivaal)
Poeder op basis van glycine
Fijne granulometrie (25µm)

2x160g
Ref. Y900938 - 89€ - 72€



Disposable tips
Éénmalig gebruik

40 stuks
Ref. Y1002741 - 87€ - 68€



Flash Pearl - (supragingivaal)
Poeder op basis van calcium (zonder natrium) Sferische partikels (54µ)

Fles 4x300g
Ref. Y900698 - 92€ - 77€
Doos van sticks 100x15g
Ref. Y900693 - 204€ - 162€



Steriliseerbare mondstukjes
60°
Ref. T797012 - 115€ - 90€

80°
Ref. T797013 - 115€ - 90€

ULTIMATE XL

Inductiemotor voor behandeling van prothesen in het labo

Voordelen

- Lichte en compacte behuizing
- Keuze tussen 3 micromotoren en 4 consoles (tafel, toren, knie en voet)
- Performant
- Minimale trillingen en stil
- Anti-stof mechanisme

Kenmerken

- Koppel 8,7 Ncm
- Numerieke weergave van de snelheid
- Snelheid 100-50000 min⁻¹
- Onderhoudsmodus
- Automatische snelheidsregeling
- Inductiemotor

Keuze uit 3 micromotoren en 4 modellen



Tafelmodel
ULTIMATE XL



Torenmodel
ULTIMATE XL-D



Kniemodel
ULTIMATE XL-K



Voetmodel
ULTIMATE XL-F

Garantie 12 maanden

UMXL-KT TORQUE kniemodel
Ref. Y141495
UMXL-GT TORQUE tafelmodel
Ref. Y141471
UMXL-FT TORQUE Pedaal model
Ref. Y141513

1 495€
~~1 983€~~

UMXL-KC COMPACT kniemodel
Ref. Y141496
UMXL-GC COMPACT tafelmodel
Ref. Y141496
UMXL-FC COMPACT Pedaal model
Ref. Y141496

1 307€
~~1 619€~~

ACTIE



BIJ AANKOOP VAN EEN
Ultimate XL

1 HANDSTUK
GRATIS



TORQUE
HANDSTUK
Ref. H269



COMPACT
HANDSTUK
Ref. H271

VOLVERE i7

Motor met koolstofborstels voor retouches van prothesen



Voordelen

- Comfortabel en ergonomisch
- Antistofstelsysteem geïntegreerd
- Grote precisie
- Stil en zonder trillingen

Kenmerken

- Licht (930g) en compact (L69xD185xH167 mm)
- Autocruise functie (snelheidsregeling)
- Alarm om oververhitting te voorkomen
- Koppel 4,1 Ncm
- Snelheid van 1000-35000 min⁻¹
- Micromotor met koolstofborstels

Garantie 12 maanden

Standaard met handstuk
Type E met handstuk VR-EB
Type E zonder handstuk

- Ref. Y1002890 - ~~1.087€~~ - **885€**
- Ref. Y1002891 - ~~1.087€~~ - **885€**
- Ref. Y1003523 - ~~1.025€~~ - **849€**

PRESTO II

Turbine voor tandtechnisch labo



Voordelen

- Betrouwbaar
- Precies

Toepassingen

- Voor retouches van keramiek en zirconium

Kenmerken

- Snelheid 320 000 min⁻¹
- Geen smering nodig
- Lichte en compacte behuizing

Garantie 12 maanden Ref. Y150022 - ~~909€~~ - **678€**

PRESTO AQUA II

Turbine voor tandtechnisch labo



Voordelen

- Optimale precisie
- Performant

Kenmerken

- Snelheid 320 000 min⁻¹
- Regelbare spray
- Draaibaar handstuk 360°
- Geen smering nodig
- Antistof mechanisme

Garantie 12 maanden Ref. Y150023 - ~~1.797€~~ - **1.326€**

ENDO-MATE TC2

Handstuk voor endodontie met koppelcontrole en automatische inversie



Met kop MP

Ref. Y1001027

1 233€
~~1 601€~~

Garantie 12 maanden

Voordelen

- Zonder snoer
- Ergonomisch

Kenmerken

- Fijne vormgeving voor betere zichtbaarheid
- LCD scherm en handige toetsen
- Automatische inversie functie en alarm (limiet koppel)
- 5 programma 's voor verschillende vijlsystemen / 3 endo functies
- Memorisering van de laatste programma parameters
- Snelle laadtijd (90 minuten)

ACTIE

ENDO-MATE TC2

EN iPexII

1 852€
(met MPA kop)

Ref. TC2 Y1001028



ENDO-MATE DT2

Micromotor voor endodontie met programmeerbare console

Endo-Mate DT 2 met kop

Ref. Y1004230

897€
~~1 178€~~

Garantie 12 maanden

Voordelen

- Compact
- Autonoom
- Design

Kenmerken

- Compact en mobiel tafelmodel
- 9 programma 's
- 6 koprichtingen voor gemakkelijke behandeling
- Eenvoudige connectie
- Automatische inversie
- voor alle Ni-Ti vijlen
- Met MP20 kop



GRATIS TEST
NSK
TRIAL

EENVOUDIG, SNEL
EN ZONDER VERPLICHTING

www.trynsk.nl

Ti-Max *Ti-ENDO*

Endodontisch hoekstuk met ring voor koppelcontrole



Voordelen

- Voor een effectieve en veilige behandeling

Kenmerken

- 4 instellingen van koppel (0,25/ 0,5/1,0/3,0 Ncm) om breken van vijlen in het kanaal te voorkomen
- Uiterst kleine kop
- Reductie 128:1
- Titanium behuizing
- Voor Ni-Ti vijlen
- 360° continue rotatie

Garantie 12 maanden

Ref. C589

763€
~~944€~~

Ti-Max X

Endodontisch hoekstuk X35L



Voordelen

- Betrouwbaar
- Ergonomisch

Kenmerken

- Reductie 10:1
- Voor handmatige en mechanische vijlen
- 60° Alternierende beweging
- Max snelheid 4000 min-1

Toepassingen

- Vijlen van de kanalen

Garantie 12 maanden

Ref. C620

821€
~~913€~~

iPexII

Apex localisator met grote precisie



Voordelen

- Goede zichtbaarheid
- Precies

Kenmerken

- Groot en functioneel LED scherm
- Metingen dadelijk zichtbaar

Garantie 12 maanden

Ref. Y1002208

825€
~~1036€~~

Dentalone

Mobiele tandheelkundige unit in transportkoffer

Voordelen

- Compleet
- Autonoom
- Stil

Kenmerken

- Instrumentenhouder met automatische keuze van gebruikte functie
- Digitale weergave van parameters
- Inductiemotor
- NLX Nano met LED
- Varios170 ultrasone scaler met LED
- Multifunctionele spuit (lucht, water, spray)
- Afzuiging
- Geïntegreerde compressor

Garantie 12 maanden

Ref. S9070

10 715€*
~~11 905€~~

* Geleverd zonder hoekstuk



ACTIE



Geldig voor Dentalone en VivaAce

1 hoekstuk nano
K O P E N



1 hoekstuk nano
G R A T I S *

bij aankoop van een mobiele unit

* het goedkoopste hoekstuk

VIVA ace

Lichte koffer alles-in-één voor tandheelkundige zorgen
in de praktijk of andere plaatsen

Voordelen

- Licht (8,6 kg)
- Compact
- Autonoom
- Polyvalent

Kenmerken

- Eenvoudige en instelbare installatie op 4 niveau 's afhankelijk van behandeling in zit of rechtstaand
- Multifunctionele spuit (lucht, water, spray)
- Afzuiging
- Intuïtieve controle van het scherm
- Geïntegreerde compressor

Garantie 12 maanden

Ref. Y1003773

9 174€*
9 776€

* Geleverd zonder hoekstuk



Controlepaneel



Micromotor NLX plus
met inductie en endfunctie



2 voetpedalen



Ultrasone scaler
Varios2Lux

EEN VOLLEDIG TEAM TER UWER BESCHIKKING



VERTEGENWOORDIGER



ADMINISTRATIE



HERSTELDIENST



PETER SOETEWY
0032 477 28 54 48
peter.soetewey@nsk.fr



ALEXIA LERAY
alexia.leray@nsk.fr



ALAIN CASIER
acasier@nsk.fr



GEORGES HINDY
+33 6 33 36 63 50
georges.hindy@nsk.fr



NADIA PAZOUR
nadia.pazour@nsk.fr



SÉBASTIEN LEBLANC
sebastien@nsk.fr



MELISSA ANTSON
+33 6 30 66 91 69
melissa.antson@nsk.fr



CINTHIA BRUNNER
cynthia.brunner@nsk.fr



MANUEL ALFONSO
manuel.alfonso@nsk.fr

NSK
Create it

NSK FRANCE SAS

32 rue de Lisbonne
75008 Paris France

F. +33 (0)1 56 79 59 81

info@nsk.fr

www.nsk.fr