

#whdentalwerk



wh.com



**Made in
AUSTRIA**
and used all
over the
world! ✓

PROMOTIES

VOOR

NEDERLAND

Geldig van 01.09.2025 tot en met 31.12.2025

Synea Fusion

De Synea Fusion is het meest gebruikte hoekstuk ter wereld; stil, sterk en met een lange levensduur.

De airrotoren van deze serie zijn voorzien van keramische lagers, viervoudige spray en leverbaar met diverse maten van de kop.

Safety first: Alle Synea turbines zijn voorzien van een techniek welke er voor zorgt dat aerosolen niet in het instrument komen.

synea FUSION



De
krachtpatser
onder de
hoekstukken!

Synea Fusion Power Edition

• WG-900 LT

rood hoekstuk 1:4
met licht, Ø 10,7mm,
triple spray
36* maanden garantie
REF 30459000



€ 749,-

- uiterst krachtig en robuust hoekstuk
- voor het verwijderen van zirkonium en attachments
- optimale verhouding tussen kracht en snelheid door 1:4 overbrenging
- onmisbaar bij lastige restauraties
- 25% langere levensduur

* bij registratie op wh.com

RESTAURATIE & PROTHETIEK

Restauratie & prothetiek

Alle prijzen gelden bij afname van minimaal 3 stuks uit de Fusion serie op deze pagina's (kunnen verschillende instrumenten zijn)

• WG-56 LT

blauw hoekstuk 1:1,
met licht, Ø 9,5 mm,
enkel-voudige spray
36* maanden garantie
REF 30009000



€ 469,-

• WG-66 LT

groen hoekstuk 2:1,
met licht, Ø 9,5 mm,
enkel-voudige spray
36* maanden garantie
REF 30011000



€ 549,-

• WG-99 LT

rood hoekstuk 1:5,
met licht, Ø 9,5 mm,
Quattro spray
36* maanden garantie
REF 30007000



€ 639,-



goede spray en verlichting



uit één blok gegoten, zonder naden

met smalle kop

TG-97 L* voor Roto Quick

TG-97 LM** voor Multiflex®

airrotor *LED+, **met licht,
18 W, Ø 10 mm,
Quattro Spray

24* maanden garantie

*REF 30004000

**REF 30006000

€ 536,-

TG-98 L* voor Roto Quick

TG-98 LM** voor Multiflex®

airrotor *LED+, **met licht,
21 W, Ø 11,5 mm,
Quattro Spray

24* maanden garantie

*REF 30001000

**REF 30003000

€ 536,-

• HG-43 A

blauw handstuk 1:1,
zonder licht,
enkel-voudige spray
24* maanden garantie
REF 30013000



€ 344,-



door kleine kop prima zicht op het werkveld


* bij registratie op de wh.com

Synea Vision

High-end hoekstukken en airrotoren; lichtgewicht, stil, veel grip, slanke kop en met een lange garantietermijn. De airrotoren van deze serie zijn voorzien van keramische lagers, vijfvoudige spray, krasbestendig oppervlak en leverbaar met vier verschillende maten van de kop.



Ring LED+
Werken zonder schaduw!



• **WK-56 LT**

blauw hoekstuk 1:1
met licht, Ø 9,5 mm,
enkel-voudige spray
36 maanden garantie
REF 30025000

€ 699,-



• **WK-66 LT**

groen hoekstuk 2:1
met licht, Ø 9,5 mm,
enkel-voudige spray
36 maanden garantie
REF 30026000

€ 739,-



• **WK-99 LT**

rood hoekstuk 1:5
met licht, Ø 9,5 mm,
vijf-voudige spray,
met keramische lagers
36 maanden garantie
REF 30023000

€ 899,-



• **WK-93 LT**

rood hoekstuk 1:4,5
met licht, Ø 9,1 mm,
vijf-voudige spray,
met keramische lagers
36 maanden garantie
REF 30024000

€ 899,-




• **WK-900 LT**

rood hoekstuk 1:4
met licht, Ø 10,7mm,
triple spray
36 maanden garantie
REF 30418000

€ 949,-



- **uiterst krachtig en robuust hoekstuk**
- **voor het verwijderen van zirkonium en attachments**
- **optimale verhouding tussen kracht en snelheid door 1:4 overbrenging**
- **onmisbaar bij lastige restauraties**
- ***25% langere levensduur**



zéér smalle kop

TK-94 L* voor Roto Quick
TK-94 LM** voor Multiflex®

airrotor *Ring LED+,
****met licht,**
14 W, Ø 9 mm,
vijf-voudige spray
24 maanden garantie
*REF 30016000
**REF 30031000

€ 899,-



TK-97 L* voor Roto Quick
TK-97 LM** voor Multiflex®

airrotor *Ring LED+,
****met licht,** ,
21 W, Ø 10 mm
vijf-voudige spray
24 maanden garantie
*REF 30017000
**REF 30018000

€ 899,-



TK-98 L* voor Roto Quick
TK-98 LM** voor Multiflex®

airrotor *Ring LED+,
****met licht,** ,
24 W, Ø 11,5 mm
24 maanden garantie
*REF 30019000
**REF 30020000

€ 899,-



TK-100 L* voor Roto Quick
TK-100 LM** voor Multiflex®

airrotor *Ring LED+,
****met licht,** ,
26 W, Ø 13 mm
24 maanden garantie
*REF 30021000
**REF 30022000

€ 899,-



Synea Vision Short serie; 20% lichter en korter en toch net zo krachtig als de normale Vision instrumenten!

WK-56 LT S

blauw hoekstuk 1:1,
met licht, @9,5 mm
enkel-voudige spray
36 maanden garantie
REF 30217000

€ 699,-



WK-66 LT S

groen hoekstuk 2:1,
met licht, @9,5 mm
enkel-voudige spray
36 maanden garantie
REF 30218000

€ 739,-



WK-99 LT S

rood hoekstuk 1:5,
met licht, @9,5 mm
vijf-voudige spray
36 maanden garantie
REF 30215000

€ 899,-



WK-93 LT S

rood hoekstuk 1:4,5,
met licht, @9,1 mm
vijf-voudige spray
36 maanden garantie
REF 30216000

€ 899,-



licht en compact!

Synea Vision Short serie; 20% lichter en korter en toch net zo krachtig als de normale Vision instrumenten!

Implantmed Plus SI-1023

De krachtige **Implantmed Plus** van **W&H** garandeert een grote veiligheid tijdens de behandeling voor zowel u als uw patiënten. Met de intuïtieve gebruikersinterface, kleuren-touchscreen en glazen oppervlak biedt de Implantmed u een groot gebruiksgemak. De aandrijving is ideaal voor chirurgische ingrepen met zijn automatische schroefdraadsnijfunctie, automatische koppelregeling en instelbare parameters. Voor **piezo-chirurgie** is de **Piezomed Plus Module** volledig te integreren met de Implantmed Plus chirurgiemotor, zoals afgebeeld op de foto.


Beide apparaten zijn te bedienen met één pedaal (eventueel draadloos), daarnaast kunnen de aangesloten instrumenten worden voorzien van dezelfde fysiologische zoutoplossing.



Piezomed Plus Module



werken volgens protocol



met automatische draadsnij-functie



Implantmed Plus

Piezomed Plus module

Piezomed brengt alle voordelen van moderne ultrasone technologie binnen handbereik: Hoogfrequente microvibraties maken botchirurgie met ongelooflijke nauwkeurigheid mogelijk. Bovendien kunt u door het cavitatie-effect een vrijwel bloedvrije operatieplek handhaven.

- sinus lift
- oogsten van bot
- apex resectie
- retrogade endo
- extractie
- voorbereiding van implant-site
- paro (steriel!)
- etc.



Cursus Piezo-techniek in chirurgie

De bekende tandarts-implantoloog Irfan Abas leert u de vele mogelijkheden van de Piezo-techniek in de moderne chirurgie. In samenwerking met Megagen en W&H; check **www.abas-academy.com** voor meer info.



kijk op video.wh.com voor alle toepassingen

Piezomed Plus Module SA-435 M

De Piezomed Plus Module kan via Plug-and-Play worden gekoppeld aan de Implantmed Plus chirurgiemotor. Met deze combinatie kunnen de meest voorkomende orale chirurgische behandelingen worden uitgevoerd.


Voorzien van:

- › tipherkenning
 - › LED licht
 - › met handstuk met 1.8 meter kabel
- REF 90000350

€ 4.599,-



Data:
21 november
2025
29 mei
2026



Pakket A
Implantmed Plus
SI1023 + WS-75 L

- › Implantmed Plus **met licht**
- › Draadloos pedaal
- › Chirurgisch hoekstuk WS-75 L (20:1, groen)

REF 90000166
REF 30033000

€ 5.229,-

Pakket B
Implantmed Plus
SI1023 + WS-75

- › Implantmed Plus **zonder licht**
- › Bedraad pedaal
- › Chirurgisch hoekstuk WS-75 (20:1, groen)

REF 90000163
REF 30065000

€ 4.249,-

Pakket C
Implantmed Classic
SI923 + WI-75 E/KM

- › Implantmed Classic **zonder licht**
- › Bedraad pedaal
- › Chirurgisch hoekstuk WI-75 E/KM (20:1, groen)

REF 90000161
REF 10207550

€ 3.499,-

Pakket D
Implantmed Plus
SI1023 + WS-75 L + S-11 L

- › Implantmed Plus **met licht**
- › Draadloos pedaal
- › Chirurgisch hoekstuk WS-75 L (20:1 groen)
- › Chirurgisch handstuk S-11 L (1:1 blauw)

REF 90000166
REF 30033000
REF 30058000

€ 6.199,-

PAKKETTEN



WS-75 L | WS-75 | WI-75 E/KM | S-11 L



Piezomed
Module Plus
SA-435 M

Flightcase

- › voor de Implantmed Plus, Piezomed Module en accessoires (icm. de apparatuur)

REF 07962790

€ 399,-



Implantmed
Plus
SI-1023



Implantmed
Classic
SI-923



W&H Chirurgie-systeem

Implantmed Plus & Piezomed Plus module, één systeem voor al uw orale chirurgie

Pakket E bestaande uit:

- › **Implantmed Plus SI-1023** (topmodel); met LED licht, draadloos voetpedaal, documentatie functie en 1.8 meter kabel
- › **Piezomed Plus Module SA-435 M**; met LED licht, tipherkenning, groot vermogen en 1.8 meter kabel
- › **WS-75 L** chirurgisch groen hoekstuk (20:1)

REF 90000166
REF 90000350
REF 30033000

€ 9.699,-

Compact
Compleet
Compatible

Chirurgie-Trolley *

- › Met lade voor instrumenten en ISQ-apparaat etc.
- › Uitgerust met grote wielen om het rollen te vergemakkelijken
- › Instelbare hoogte van de lade

REF 8088730

€ 1.399,-

*alleen icm. een van de pakketten



eenvoudige integratie



simpele vervanging van irrigatiebestek



draadloos of bedraad pedaal

Chirurgische handstukken & hoekstukken

Onderstaande instrumenten zijn voorzien van licht mits aangesloten op de EM19 LC motor. Indien aangesloten op de EM19 motor is er geen lichtbron.

WS-75 L

Met licht. Voorbereiden van implantaatlocatie en inbrengen van implantaat

20:1, hoekstuk voor chirurgische boren (groen), Ø 2,35 mm

REF 30033000

€ 1.099,-



WS-56 L

Met licht. Osteotomie, sequestrotomie, germectomie, hemisectie

1:1, hoekstuk voor chirurgische boren (blauw), Ø 2,35 mm

REF 30040000

€ 1.049,-



WS-91 L

Met licht. Speciaal om toegang tot het premolaar en molaar gebied te verbeteren

1:2,7, hoekstuk voor chirurgische boren (rood), FG, met kop van 45°

REF 30049000

€ 1.049,-



Kan zonder gereedschap worden gedemonteerd voor optimale hygiene

WS-92 L

Met licht. Osteotomie, sequestrotomie, germectomie, hemisectie

1:2,7, hoekstuk voor chirurgische boren (rood), FG

REF 30043000

€ 1.049,-



S-11 L

Met licht. Apicale chirurgie, osteotomie, botmodellering en het bewerken van de verstandskiezen

1:1, handstuk, voor chirurgische boren (blauw), Ø 2,35 mm

REF 30058000

€ 1.099,-



WS-75 LG

Met eigen lichtvoorziening Lichtopbrengst is afhankelijk van toerental. Toepassingen als WS-75 L

20:1, hoekstuk voor chirurgische boren (groen) Ø 2,35 mm

REF 30032000

€ 1.199,-



S-11 LG

Met eigen lichtvoorziening Lichtopbrengst is afhankelijk van toerental. Toepassingen als S-11 L

1:1, hoekstuk voor chirurgische boren (blauw) Ø 2,35 mm

REF 30057000

€ 1.199,-



Onderstaande instrumenten en de instrumenten rechts passen op alle W&H chirurgie motoren.

WS-56 LG

Met eigen lichtvoorziening. Lichtopbrengst is afhankelijk van toerental. Toepassing als WS-56 L

1:1, hoekstuk voor chirurgische boren (blauw), Ø 2,35 mm

REF 30039000

€ 1.169,-



WS-91 LG

Met eigen lichtvoorziening. Lichtopbrengst is afhankelijk van toerental. Toepassing als WS-91 L

1:2,7, hoekstuk voor chirurgische boren (rood), FG, met kop van 45°

REF 30048000

€ 1.169,-



WS-92 LG

Met eigen lichtvoorziening. Lichtopbrengst is afhankelijk van toerental. Toepassing als WS-92 L

1:2,7, hoekstuk voor chirurgische boren (rood), FG

REF 30042000

€ 1.169,-



WS-56

Zonder licht. Toepassingen als WS-56 L

1:1, hoekstuk voor chirurgische boren (blauw), Ø 2,35 mm

REF 30038000

€ 912,-



WS-91

Zonder licht. Toepassingen als WS-91 L

1:2,7, hoekstuk voor chirurgische boren (rood), FG, met kop van 45°

REF 30047000

€ 969,-



WS-92

Zonder licht. Toepassingen als WS-92 L

1:2,7, hoekstuk voor chirurgische boren (rood), FG

REF 30041000

€ 969,-



S-11

Zonder licht. Toepassingen als S-11 L

1:1, hoekstuk voor chirurgische boren (blauw) Ø 2,35 mm

REF 30056000

€ 749,-



WS-75

Zonder licht. Toepassingen als WS-75 L

20:1, hoekstuk voor chirurgische boren (groen) Ø 2,35 mm

REF 30065000

€ 999,-



WI-75 E/KM

Zonder licht. Toepassingen als WS-75 L Niet demontabel.

20:1, hoekstuk voor chirurgische boren (groen) Ø 2,35 mm

REF 10207550

€ 799,-



zie wh.com voor meer modellen en uitvoeringen



Met miniLED+ en optimale koeling

zie wh.com voor meer modellen en uitvoeringen




Instrument Kit Bone

Chirurgie. Bevat de tips: B1, B2R, B2L, B3, B4, B5

REF 07173100

€ 1.061,-





Instrument Kit Sinus Special

Voor sinus lift. Bevat de tips: S1, S2, S3, S4, S5

REF 07173200

€ 745,-





Instrument Kit Endo

Bevat de tips: R1D, R2RD, R2LD, R3D, R4RD, R4LD

REF 07173300

€ 833,-





Instrument Kit Paro

Bevat de tips: P1, P2RD, P2LD

REF 07173400

€ 468,-





Instrument Kit Extractie

Bevat de tips: EX1, EX2

REF 07173500

€ 328,-





Instrument Kit Implant Crestal P

Posterior. Bevat de tips: I1, I2P, I3P, I4P, Z25P, Z35P

REF 07997110

€ 1.456,-





Instrument Kit Implant Crestal A

Anterior. Bevat de tips: I1, I2A, I3A, I4A, Z25P, Z35P

REF 07997090

€ 1.456,-



Snel Precies Krachtig

piezomed

Instrument B6 & B7, chirurgische zaagjes voor o.a. apex resectie en het verwijderen van wortelresten of alveolair bot

B6 REF 07022500

€ 215,-

B7 REF 07022600

€ 215,-



Piezohandstuk voorzien van licht, tipherkenning en spray.

SZ-75

Speciaal handstuk voor het plaatsen van Zygoma implantaten

20:1, hoekstuk voor Zygoma boren (groen) Ø 2,35 mm

REF 30095000

€ 1.499,-



S-9

Enigszins gehoekt; zelfde toepassingen als S-11 L

1:1, hoekstuk voor chirurgische boren (blauw) Ø 2,35 mm, lengte max. 45 mm

REF 30053000

€ 1.049,-

ook leverbaar met lichtaggregaat als

S-9 LG

REF 30054000

€ 1.349,-



S-10

1:1, hoekstuk voor chirurgische boren (blauw) voor moeilijk bereikbare gebieden Ø 2,35 mm, lengte 70 mm

REF 30059000

€ 1.199,-



S-12

1:1, hoekstuk voor chirurgische boren (rood) voor moeilijk bereikbare gebieden Ø 2,35 mm, lengte 70 mm

REF 30061000

€ 1.199,-



S-15

1:1, hoekstuk voor chirurgische boren (blauw) voor moeilijk bereikbare gebieden Ø 2,35 mm, lengte 45 mm

REF 30060000

€ 944,-



S-16

1:1, hoekstuk voor chirurgische boren (rood) voor moeilijk bereikbare gebieden Ø 2,35 mm, lengte 45 mm

REF 30411000

€ 1.194,-



Chirurgische zaaghandstukken

Snel, krachtig en duurzaam

De zaaghandstukken zijn speciaal ontworpen voor conversie-osteotomieën en het oogsten van bot. Zelfs na vele keren gebruik bij maximale snelheid is een consistent hoog snijvermogen nog steeds gegarandeerd.

de zaagbladen
zijn in verschillende
maten leverbaar
en worden steriel
aangeleverd

S-8 R

Zaaghandstukken
met reciprocating
beweging

REF 10100801

€ 1.299,-



S-8 O

Zaaghandstukken
met oscillerende
beweging

REF 10100802

€ 1.549,-



S-8 S

Zaaghandstukken
met sagittale
beweging

REF 10100803

€ 1.499,-




makkelijk te demonteren
en prima schoon te maken

Osstell Beacon

Implantaat stabiliteits meting (ISQ)

- › Monitoring van de osseo-integratie
- › Maakt een eerder prothetisch traject mogelijk
- › Verbeterde voorspelbaarheid van de behandeling van patiënten met risicofactoren
- › Eenvoudige communicatie met patiënten door visualisering van de ingroeifase
- › Maximale flexibiliteit dankzij draadloze technologie
- › De Osstell Beacon is te integreren met de nieuwste generatie W&H Implantmed




gevalideerd en
gedocumenteerd
werken; ideaal voor
verwijspraktijken

Osstell Beacon

REF 103000

€ 2.129,-



NIEUW!

IMPLAN TOLOGIE



Osstell Classic

REF 08086148

€ 1.695,-

De Osstell Classic heeft dezelfde functionaliteiten als de Osstell Beacon, echter zonder de mogelijkheid om het Osstell Connect Portal te gebruiken en is niet te koppelen aan de W&H Implantmed

met gratis gebruik van het Osstell Connect portal:

- › opbouw van implant-historie
- › vergelijk implantaten
- › vergelijk patiënten
- › vergelijk trajecten
- › vergelijk problemen

Voor de meting van de osseo-integratie zijn **SmartPegs** nodig. Verkrijgbaar via uw dealer, zie voor een overzicht wh.com



Proxeo Twist

topkwaliteit hand- en hoekstukken voor prophylaxe

Voor op uw behandelunit



WP-66 W

Prophy 4:1 hoekstuk
voor W&H LatchShort
prophy cups
REF 30189000



€ 249,-

WP-64 MU

Prophy 4:1 hoekstuk
met Snap-on adapter en sleutel
voor alle standaard Screw-in
prophy cups en borsteltjes.
REF 10216443



€ 249,-



Meer ruimte
met het
LatchShort-
opzetstuk



WP-64 M

Prophy 4:1 hoekstuk
voor System Young Screw-in
prophy cups en borsteltjes.
Met sleutel.
REF 10216403



€ 249,-

WP-66 M

Prophy 4:1 hoekstuk
voor alle prophy cups, borsteltjes en
Snap-on adapters met 2,35 mm
schacht
REF 30190000



€ 249,-

HP-44 M

Prophy 4:1 handstuk
voor system Doriot
disposable prophy cups
REF 1014403



€ 209,-

Proxeo Twist

Cordless Polishing System



Stand alone polijsthoekstuk

- › Flexibel werken zonder kabel
- › Eenvoudige toerentalregeling met draadloos pedaal
- › Perfecte regeling van het toerental voor
precisie-reiniging en efficient polijsten
- › Drie verschillende opzetstukken
- › Een minimum aan aerosolen dankzij roterend polijsten

Handig voor het werken op lokatie!

PL-40 HW + PL-66 W

Proxeo Twist Cordless
+ **LatchShort cups**
REF 90000346

€ 999,-



PL-40 HW + PL-64

Proxeo Twist Cordless
+ **screw-in voor**
YOUNG cups
REF 90000347

€ 999,-



PL-40 HW + PL-44

Proxeo Twist Cordless
+ **Doriot opzetstuk** voor
disposable hoekstukken met cup
REF 90000348

€ 999,-



LatchShort
cups

Screw-in voor
YOUNG cups

Systeem Doriot
met cup



draadloos
pedaal

Lisa Mini

Compact, snel en makkelijk te bedienen!

Net als de bekende grote Lisa autoclaaf is de kleine uitvoering van deze B-autoclaaf snel en voorzien van een overzichtelijk touch-screen. Verkrijgbaar met kamer van 5 of 3 liter.

Belangrijkste kenmerken:

- › snelle hoekstukcyclus in 10 minuten (5 liter kamer)
- › standaard cyclustijd van 22 minuten (5 liter kamer)
- › loggen van data mogelijk via USB, LAN of de W&H steri app
- › kan worden aangesloten op een demi-water voorziening
- › er kan een labelprinter op worden aangesloten
- › uit te voeren met 2 of 3 trays (5 liter kamer)



NIEUW!



5 liter	3 liter*	3 liter*
REF 19935100	REF 19944100	REF 19944100
€ 4.879,-	€ 4.429,-	€ 3.999,-

* persluchtaansluiting nodig



Handig als extra autoclaaf; in een beperkte ruimte of bij kleine hoeveelheden!

Bovenop het apparaat kunnen andere items worden geplaatst om uw steri-ruimte optimaal te benutten. Wordt standaard geleverd met 2 trays.



Lisa

High-end type B autoclaaf met extreem korte cyclustijden.

Standaard cyclustijd van 30 minuten, snelle hoekstukcyclus in 13 minuten. Met Eco Dry+ technologie waarmee de droogtijd wordt afgestemd op de massa van de lading. Voorzien van LED-display en aanraakscherm. Verkrijgbaar met kamer van 17 of 22 liter. Loggen van data via USB, LAN of de W&H steri app. Via EliTrace kan het sterilisatieproces worden gevolgd en gedocumenteerd tot op het afzonderlijke instrument of de instrument-kit. Zonder extra software of computer. Door de toepassing van slimme techniek waarschuwt de Lisa u voor te warme lading, zelfs al de deur al open is; geen verbrande vingers meer!



Snel en stil!

17 liter	22 liter
REF 19931180	REF 19932180
€ 6.799,-	€ 7.349,-



De Lisa van W&H is niet voor niets de meest gebruikte autoclaaf ter wereld!



Lara, Lara XL en Lara XXL

Snelste B-klasse autoclaaf van 28 liter op de markt.

- › beproefde techniek
- › grote capaciteit
- › diverse upgrades mogelijk
- › makkelijk te bedienen

De Lara is ook leverbaar in 17 en 22 liter:

17 liter

REF 19941120

€ 5.599,-

22 liter

REF 19942120

€ 6.099,-

Lara XXL 38 liter

REF 19936110

€ 9.799,-

Lara XL 28 liter

REF 1993311

€ 7.699,-

...capaciteit van 38 liter voor maximaal 12 kg per cycle!



NIEUW!

past op 60 cm blad

lara^{XL}
lara^{XXL}

**... door het grote formaat
zeer geschikt voor
chirurgische cassettes!**



Lina

Type B autoclaaf met de beste cyclustijden van zijn categorie.

- › Optimale sterilisatieprogramma's
- › Het Eco B sterilisatieprogramma prepareert 0,5 kg in 25 minuten
- › Lina kan tot en met 6 kg aan lading prepareren om te voldoen aan alle vereisten van de moderne tandheelkundige klinieken
- › De B Universal 121°C cyclus maakt het zelfs mogelijk om kwetsbare voorwerpen te prepareren, met inbegrip van poreuze voorwerpen zoals chirurgische kleding



17 liter

REF 19951131

€ 5.196,-

22 liter

REF 19952131

€ 5.499,-

**Uitstekende
prijs-kwaliteit
verhouding!**



Met het **Activation Code** systeem kunnen extra functies worden geactiveerd om te voldoen aan de veranderende wensen van uw praktijk en aan de toekomstige vereisten.

lina

Helix test kit

Complete set; bestaande uit de houder ('slakkenhuis') en 250 test strips.

Elke test-strip is voorzien van een QR code welke gescand kan worden en in onze steri-app of in uw netwerk kan worden opgeslagen. Elke code wordt gekoppeld aan een sterilisatie cyclus, waarmee het proces is gevalideerd.

Met QR coded strips

REF T800207X

€ 159,-



Q-dry

Perfekte oplossing voor interne droging van hoekstukken en airrotoren.

Gebruikmakend van de Assistina-adapters en luchtdruk droogt u eenvoudig instrumenten voorafgaande aan de sterilisatie. Zie wh.com voor how-to video's.



REF 19723118

€ 179,-



Water Distiller

Capaciteit van 4 liter, goed voor 8 autoclaaf-cycli. Binnen 5 uur klaar.

REF 19723101

€ 359,-



Multidem C27

voorzien van een microfilter, kan twee autoclaven tegelijk van demi-water voorzien

Demi-watervoorziening voor uw autoclaaf

REF 19723112

€ 346,-



U-Son Ultrasonic cleaner

U-Son 6 liter
REF 19600005

€ 999,-

U-Son 3 liter
REF 19600004

€ 659,-



EliSafe label printer

Kan direct op de W&H autoclaaf worden aangesloten, geen externe computer nodig. De labels worden alleen geprint indien de cyclus van de autoclaaf succesvol is afgerond. Afhankelijk van uw type autoclaaf is wel een connection kit nodig. Een mogelijke optie is de barcode scanner, zie foto op de linkerpagina, REF 19721132 € 189,-

Laser printer voor de steri zakjes.

REF 19721109

€ 669,-




Seal²

Prima basis-sealer geschikt voor 7 formaten rollen, van 5,5 tot 30 cm. Geen instellingen nodig, met transparante rolgeleider. De rollenhouder kan aan de muur worden gemonteerd.

REF 19722101

€ 644,-



BePro inweekbakje

inclusief zeef-inzet. Inhoud van 3 liter.

REF 19500300

€ 56,-




SealVal²

De machine is voorzien van een touchscreen waarin de instellingen makkelijk zijn op te slaan of aan te passen. De houder van de rollen kan ook aan de wand gemonteerd worden om ruimte te besparen, verder is alle data via een LAN verbinding op te slaan. Geschikt voor 7 formaten rollen, van 5,5 tot 30 cm.

Snelle thermische sealer voor rollen tot 30 cm breed

REF 19722103

€ 1.222,-



Assistina Twin

Prepareer tot 360 instrumenten per uur!

- › Automatisch olie- en verzorgingsapparaat
- › Preparatie van instrumenten in slechts 10 seconden
- › Korte wachttijden dankzij tweekamersysteem
- › Eenvoudig en ergonomisch bedieningsconcept
- › Assistina Twin Care Set is voldoende voor de preparatie van maar liefst 2.800 instrumenten
- › Eenvoudiger en nog sneller plaatsen en afnemen van instrumenten dankzij de Quick Connect-adapteroplossing

Wordt geleverd met
TWIN Care Set:
Hepa filter, reinigingsvloeistof en olie

REF 07484000



NIEUW!
Nu met optionele
dóórblaasfunctie
voor kurkdrege
instrumenten!

Assistina Twin

Assistina TWIN MB-302
+ 1 Quick ISO adapter
+ 1 Quick RM adapter*
REF 30310003

€ 2.274,-

Assistina TWIN MB-302
+ 2x Quick RM adapter*
REF 30310002

€ 2.274,-



Assistina TWIN MB-302
+ 2x Quick ISO adapter
REF 30310001

€ 2.274,-

*Bij de RM adapter is een extra tussenstuk nodig voor de airrotoren:

voor airrotoren met
W&H Roto Quick
aansluiting
REF 02690400

€ 179,-



voor airrotoren met
Multiflex (KAVO)
aansluiting
REF 04713200

€ 99,-



voor airrotoren met
Sirona T1, T2, T3
aansluiting
REF 02692000

€ 189,-



Assistina ONE

Het nieuwe 1-poorts
preparatie-apparaat van W&H.

Supersnelle preparatietijd: Assistina ONE
kan het hoekstuk of airrotor in slechts
18 seconden smeren en reinigen.

ONE Care Set:
Hepa filter, reinigingsvloeistof en olie
REF 08064970



2x sneller
dan het vorige
model!

Assistina ONE

Assistina ONE MB-301
+ 1 Quick ISO adapter
+ 1 Quick RM adapter*
REF 30398003

€ 1.469,-

Assistina ONE MB-301
+ 1x Quick RM adapter*
REF 30398002

€ 1.399,-

Assistina ONE MB-301
+ 1x Quick ISO adapter
REF 30398001

€ 1.399,-



NIEUW!

De nieuwe Thed en Thed+

Topklasse thermo-desinfectoren van hoogwaardige kwaliteit

- › met actieve droging, uw kostbare instrumenten komen droog uit de machine
- › snelle cycli
- › compacte machine met grote capaciteit
- › met enkel of dubbel ladingsniveau
- › de chemie zit in de machine
- › veel accessoires leverbaar voor alle instrumenten
- › gemakkelijke bediening en connectiviteit
- › als tafelmodel en onderschuifmodel leverbaar
- › met snelle hoekstukken cyclus
- › groot en praktisch display


Thed en Thed+ tafelmodel, met één rek



Thed en Thed+ tafelmodel, met twee rekken



Plaats voor 15 hoekstukken



Thed+ is verder voorzien van:

- + verlichtingsbalk met status indicatie
- + programma advies
- + herkenning van de geplaatste rekken en eventuele injector-rail
- + interne verlichting
- + automatische aanpassing bij elke lading van:
 - duur van de cyclus
 - water hoeveelheid
 - chemieverbruik
 - stroomverbruik

Thed en Thed+ onderschuifmodel, met één rek



Thed en Thed+ onderschuifmodel, met twee rekken



thed

De tafelmodellen hebben handige cassettes voor de reinigingsmiddelen



De onderschuifmodellen zijn voorzien van een lade voor de reinigingsmiddelen



Prijzen*:

Thed tafelmodel

REF 21050000

€ 7.495,-

Thed onderschuifmodel

REF 21051000

€ 7.995,-

Thed+ tafelmodel

REF 21055000

€ 8.995,-

Thed+ onderschuifmodel

REF 21056001

€ 9.995,-

*exclusief accessoires en installatie

Installatie, service en onderhoud door uw dealer of de gecertificeerde W&H service partners. Vraag de brochure aan voor de specificaties en alle accessoires!

W&H imaging

deze winter komt het complete
W&H imaging portfolio ook
naar Nederland!

Voor info en dealer:
frank.masker@wh.com

seethrough



seethrough
MAX



seethrough
FLEX



seethrough
ARM



seethrough
SCAN



seethrough
SENSOR



Voor verdere info over de producten in deze
brochure kunt u terecht bij uw depot of dealer, bij
wh.com of bij

Frank Masker

06 19 29 6001

frank.masker@wh.com

De aanbiedingen zijn alleen geldig voor de
Nederlandse markt, de prijzen zijn exclusief 21% BTW.
Geldig van 01.09.2025 tot en met 31.12.2025