

NSK

CREATE IT.



Promotionele
a c t i e s

Van 1 januari
tot 30 juni 2019

Het kwaliteitslabel
NSK



Een nieuwe productie-eenheid van **14 000 m²** werd ingehuldigd in maart 2018, de grootste productie-eenheid voor tandheelkundige instrumenten wereldwijd, ingericht met de beste technologische hoogstandjes.



Elk product **wordt 900 maal** gecontroleerd voor het de productie verlaat, zodat u een product ontvangt dat betrouwbaar is en van een ongeëvenaarde kwaliteit.



100 % Japanse productie. Meer dan **200 machines** werken 24h op 24 en 7 dagen op 7 om elke dag ongeveer **80 000 producten** te maken.

NSK



Januari - Februari

DE FOCUS ACTIES
van 1 januari tot 28 februari 2019

Surgic Pro



Voor **1€***
meer

1 slang +
micromotor
GRATIS

| Y1003586 | 5 989€ | **3 983€**
| Y1003587 | 4 683€ | **2 908€**
| Y1003585 | 5 901€ | **4 408€**

iClave plus



Voor **1€***
meer

Een Purity
GRATIS



| Z1284001 |

4 990€
| Y1003077 |

Varios Combi Pro



=

Een klinische
opleiding in
parodontologie
GRATIS*

4 158€
| Y1002843 |

*Training gegeven in het Frans

ACTIE «PACK 2 INSTRUMENTEN»



Hoekstuk
Z95L

X2

=
1 908€

| C1034 |



Hoekstuk
M95L

X2

=
1 158€

| C1023 |



Turbines
**Z900L/
Z800L**

X2

=
1 408€

| Zie referenties P.4 |

Serie Ti-Max Z

Turbine Ti-Max Z900L :

Turbines van titanium met een vermogen van 26W.
Stil, krachtig en ergonomisch

LED

Garantie 24 maanden.



Minikop voor
de Z900L



Bestaat ook in
Z800L



Hoekstukken Ti-Max Z Geprofileerd en stil met :


- Bekleding met titanium
- Smalle kop
- Zeer duurzaam

LED

Garantie 36 maanden



Legering van
koolstof en
diamant



Een betere toegang voor
de Z45L met een kop in een
hoek van 45°.



Z900L	P1111	Z800L	P1110
Z900KL	P1113	Z800KL	P1112
Z900SL	P1115	Z800SL	P1114
Z900BL	P1117	Z800BL	P1116
Z900WL	P1121	Z800WL	P1120

816€
1351€

Z95L	C1034	1505€	1 048€
Z45L	C1064	1290€	921€
Z15L	C1039	1408€	821€
Z25L	C1038	1154€	742€

Beschikbare koppelingen : NSK®, Bien-Air®, W&H®, Kavo®, Sirona®.

De prijzen zijn excl. BTW/NSK Frankrijk - Aanbiedingen geldig Van 1 januari tot 30 april 2019 | Medical device klasse 2a en 2b (ISD900). Fabrikant : NSK. Nr. CE 0197. Certificatie: TÜV Rheinland.

Zin om uw hoekstuk
of turbine te
personaliseren ?

Wij graveren uw
instrument op aanvraag
en maken het op die
manier uniek.

Prijs :

15€

Verschillende
typografieën mogelijk.



S-Max pico

Een innoverende turbine met een kleine kop en fijne hals.

- Behuizing in roestvrij staal
- Kwartsstaaf
- Clean head systeem

Garantie 24 maanden.



S-MAX PICO	P1140
S-MAX PICO KL	P1142
S-MAX PICO SL	P1143
S-MAX PICO BLED	P1144
S-MAX PICO WLED	P1145

650€
823€

Beschikbare koppelingen : NSK®, Bien-Air®, W&H®, Kavo®, Sirona®.



Vierzijdige spray

S-Max M

Turbine met ergonomisch ontwerp en ongeëvenaarde prestaties.

Excellente prijs/kwaliteit verhouding met een vermogen van 20W. Behuizing van roestvrij staal.

Garantie 18 maanden.

M600L	P1002
M600KL	P1006
M600SL	P1010
M600BLED	P1057
M600WLED	P1096

559€
794€

Beschikbare koppelingen : NSK®, Bien-Air®, W&H®, Kavo®, Sirona®.

Koppelingen LED

Behuizing van roestvrij staal
Bekleding in titanium
Antiretourklep

Garantie 12 maanden.



PTL-CL-LED voor NSK	P1001600	315€	225€
PTL-CL-LED III voor NSK met regeling van spraydebiet	P1001601	345€	247€
KCL-LED voor Kavo® MULTiflex® LUX, met regeling van spraydebiet	P1005600	422€	308€
SCL-LED voor Sirona® met regeling van spraydebiet	P1009600	422€	310€

Ti-Max nano series



Kortste en lichtste hoekstuk
 Ideaal voor moeilijke toegang
 Behuizing in titanium.

Garantie 36 maanden.



perfecte balans


nano95LS	C1099	1280€	913€
nano25LS	C1100	955€	682€
nano15LS	C1101	1142€	815€
nano65LS PAM	H1058	1095€	761€

Ti-Max X



Hoekstuk met DURACOAT bekleding
 Stil en zonder trilling.

Garantie 24 maanden.



Keramische laggers 25%
 resistenter dan stalen
 laggers



Cleanhead systeem
 voorkomt opzuigen
 van vloeistofpartikels
 in de kop om maximale
 veiligheid van de patiënt
 te garanderen.

X95L	C600	1186€	699€
X25L	C601	909€	579€
X15L	C602	1111€	691€
X65L PAM	H273	1030€	704€

Bestaat in versies zonder licht.

S-Max M



Robuust hoekstuk met roestvrij
 stalen behuizing.

Garantie 18 maanden.



Viervoudige spray en
 kwartsstaaf



Cleanhead systeem
 voorkomt opzuigen
 van vloeistofpartikels
 in de kop om maximale
 veiligheid van de patiënt
 te garanderen.

M95L	C1023	883€	643€
M25L	C1024	705€	539€
M15L	C1025	794€	583€
M65 PAM	H1008	464€	336€

Bestaat in versies zonder licht.

FX serie

Een assortiment van ergonomische hoekstukken, functioneel en betrouwbaar.

Behuizing van roestvrij staal, ook voor EX serie.

Garantie 12 maanden.



1	FX22	C1129	170€
2	FX25M	C1052	249€
3	FX15M	C1053	333€
4	FX65M PAM	H1014	268€
5	FX75M	C1055	374€
6	FX57M	C1054	256€
7	EX-6B PAM	H260	258€

Electrische micromotoren

Kort en licht. LED licht geïntegreerd

M40 XS



Met koolstofborstels.

- Stille werking tussen 60 en 40 000 min-1
- Genereert minimale warmte
- Kort en licht

Garantie 12 maanden.

M40XS (Koolstof)

| E1135051 | 952€ | **666€**

NLX nano



De kleinste en lichtste inductiemotor.

- Hoge draaikracht (3,4 Ncm)
- Perfecte balans dankzij compacte behuizing
- Titanium behuizing met DURACOAT bekleding
- Mag gesteriliseerd worden in de autoclaaf

Garantie 12 maanden.

NLX Nano (inductie)

| E1044051 | 1075€ | **773€**

Pneumatische micromotoren

Kort, licht en ergonomisch voor een perfecte balans

Ti-Max X205L M4

| M1013 | 806€ | **702€**

SMax M205 M4

| M1007 | 658€ | **561€**

DynaLED M205LG M4

(met elektrische microgenerator ingebouwd)
| M1018 | 952€ | **782€**



de juiste keuze maken bij de aankoop van een micromotor is essentieel.

M40XS is gemakkelijk te installeren en is geschikt voor algemene toepassingen NLX Nano is licht en kort en beschikt over meer afstellingsmogelijkheden, een langere levensduur en heeft een endo-functie.

Pneumatische micromotoren kunnen aangesloten worden op de turbineslang.

Bestemd voor installaties op basis van luchtaandrijving.

Bevrijdt u van beperkingen Win tijd

iCare+

Automaat voor reiniging, desinfectie en smering van roterende instrumenten onder rotatie.

Het laat toe om 4 instrumenten grondig te reinigen, desinfecteren en smeren in 15 minuten.

Garantie 12 maanden.



De ICARE + wordt geleverd met :

+ olie (1L) réf. : Z016117

+ N.clean (6 x 500ml) réf. : ACL600

+ N.cid (6 x 500 ml) réf. : ACD600

+ adapter(s) (1 of 2 afhankelijk van model C2 of C3)

model C2 = 2 turbine + 2 hoekstukken

model C3 = 1 turbine + 3 hoekstukken

5 658€
6-307€

C2 | S102001 |

C3 | S103001 |

Adapter icare+ PTL | Z1127010 | 112€ | 90€

Adapter icare+ Kavvo | Z1127011 | 127€ | 102€

Adapter icare+ WH | Z1127012 | 112€ | 90€

Adapter icare+ Bien Air | Z1127014 | 112€ | 90€

Adapter icare+ Sirona | Z1127013 | 127€ | 102€

Onze kracht

Tijdens de verscheidene cycli van iCare+ zorgt de rotatie van de instrumenten en de injectie van de behandelingsproducten op de interne mechanismen en in de kanaaltjes van de instrumenten voor een uiterst grondige reiniging en desinfectie.



■ Drive ■ Spray lucht ■ Spray water



+ Hoekstuk

+ Chirurgisch Hoekstuk

+ Turbine

+ Pneumatische Scaler

Gouden regels voor het onderhoud van roterende instrumenten

1- Leg het instrument in een besmettingsvrije ruimte

2- Reinig de buitenzijde van het instrument ev. met een zachte borstel

3- Desinfecteer de buitenzijde van het instrument met een doekje

4- Reinig en desinfecteer het instrument

Voor een optimaal
onderhoud :
smeer de instrumenten
3X per dag

iCare

Automaat voor onderhoud

Voor smering van roterende instrumenten
Geleverd met 1L olie en 1 of 2 adapters
afhankelijk van het model

Garantie 12 maanden.



C2 | Y1002787 | ~~2-691€~~ | **1 992€**
C3 | Y1002788 | ~~2-568€~~ | **1 992€**

Model C2 = 2 turbines en 2 hoekstukken
Model C3 = 1 turbine en 3 hoekstukken



iClave plus 18L

Autoclaf van 18L klasse B

- Grote kamer in koper
- Gecontroleerde stijging van de temperatuur
- Tracabiliteit via USB (sleutel bijgeleverd)

Garantie 36 maanden.

5 400€
~~6 027€~~

| Y1003077

De kamer van koper biedt 50% meer capaciteit dan de stalen kamer in een klassieke autoclaaf.



Registratie van de gegevens van de sterilisatiecyclus op USB sleutel



Antibacteriële filter voor een grotere zekerheid



Performant opwarmingsysteem



kamer van koper



kamer van roestvrij staal

Sealingtoestel Newseal O5



- Weerstand auto-instelbaar
- Afmeting verzegeling : 1 cm
- Lengte roldrager : 44 cm

garantie 12 maanden.

| Z1279 | ~~738€~~ | **638€**

Printer custom



- Thermisch
- Voor barcode etiketten
- Geleverd met 4 rollen

garantie 12 maanden.

| 9900006K | ~~687€~~ | **583€**

Labels geleverd per 4 rollen

| 9900007K | ~~37€~~ | **30€**

Barcode lezer



- 1D Lezer
- Extended range lezing
- Geleverd met support en USB kabel

garantie 12 maanden.

| HH360 | ~~200€~~ | **158€**

Helixtest



100 tabs

| Z1283 | ~~124€~~ | **98€**

PURITY Autonome demineralisator



Voor iClave Plus 18 L

| Z1284001 | ~~1392€~~ | **1 183€**

Surgic Pro / Surgic Pro+



Alle noodzakelijke functies voor implantologie.

En andere chirurgische procedures in een compacte en gebruiksvriendelijke motor.

Garantie 12 maanden.

- Draaikracht 80 Ncm
- 8 programma 's
- Voetpedaal
- Opslag van parameters in Surgic Pro+

Surgic Pro

Licht met hoekstuk X-SG20L
| Y1003586 | 5.589€ | **3.983€**

Zonder licht met hoekstuk SG20
| Y1003587 | 4.683€ | **2.908€**

Surgic Pro+

Licht met demonteerbaar hoekstuk X-DSG20L
| Y1003585 | 5.901€ | **4.408€**

Duo Cart Compleet

Synergie in implantologie



- SurgicPro met hoekstuk X-SG20L
- Variosurg 3 zonder pedaal met handstuk VSG3 LED + Basic Kit H + sterilisatiecassette
- Geleverd met Sinus kit met 6 inserts (SG1, SG3, SG6D, SG9, SG10, SG11) en support voor inserts
- Geleverd met Cart Duo / Link kabel SG / Pedaalbeugel / 20 irrigatieslangen

10.767€ | 2CARTCOMP |
13.548€

Bij de aankoop van een Duo Cart

Een 2de hoekstuk X-SG20L **GRATIS**

Variosurg 3



Ultrasonen motor voor chirurgie en microchirurgie.

- iPiezo technologie
- 3 functies (surg, Endo, Perio) en Burst mode
- 9 programma 's : 5 chirurgie, 2 endo, 2 parodontie
- geleverd met 5 irrigatieslangen en 1 ultrasoon handstuk, 1 pedaal, 1 basic H kit met 6 inserts en sterilisatiecassette.

Garantie 12 maanden.

5.833€ | Y1002726 |
6.883€



iSD900

Snoerloze schroevendraaier voor plaatsen en verwijderen van afdekschroeven, healing caps en abutments bij implantatieprocedures

- Systeem met instelbaar koppel voor precieze behandelingen
- Groot koppelbereik
- 3 rotatiesnelheden
- Compatibel met vrijwel alle implantaatsystemen
- Ergonomische bedieningshendel
- Duidelijk LCD scherm

Garantie 12 Maanden.

1 017€
~~1 542€~~

| Y1001358 |

Toepassing :

Vastzetten van schroeven, healing caps en abutments

Voordelen :

- Snelle en precieze handeling
- Gemakkelijke toegang tot de posterieure zones

Torque calibrator



Chirurgische Handstukken

Garantie 12 Maanden.

X-SG65L*	H1009	904€	738€
SGS-ES	H264	573€	467€
SGA-ES PAM angulée	H263	794€	658€

bestaat in versie zonder licht

.....Directe aandrijving 1:1

Support chirurgische insert

	SG1 Z305101	125€	104€
	H-SG1 Z305151	125€	104€
	SG2R Z305102	125€	104€
	SG2L Z305103	125€	104€
	SG14R Z305122	125€	104€
	SG14L Z305123	125€	104€
	SG7D Z305108	138€	115€
	SG17 Z305132	125€	104€
	E30RD-S Z305118	117€	97€
	E30LD-S Z305119	117€	97€
	E31D-S Z305120	117€	97€
	E32D-S Z305121	117€	97€
	P20-S Z305114	125€	104€
	SG6D Z305107	138€	115€
	SG3 Z305104	125€	104€
	P20		

4 inserts kopen = 1 insert GRATIS*

*Het goedkoopste insert is gratis



ALS GESCHENK Eén autoclaveerbare houder voor 5 inserts

| 20001327 | Support inserts chirurgie

Onderhoud van implantaten

Support V-tip



V10S | Z305117 | 133€ | 106€



V-P10 | Y900184 | 42€ | 35€



V-P11R | Y1002165 | 42€ | 35€



V-P11L | Y1002166 | 42€ | 35€



V-P12 | Y1002167 | 42€ | 35€



V-P26R | Y1002168 | 42€ | 35€



V-P26L | Y1002169 | 42€ | 35€

Kit inserts onderhoud implantaten :



| Y1002754 | 154€ | 128€

Hoekstukken

• Met LED licht geïntegreerd • Garantie 12 maanden.



1	X-SG93L*	C1004	1104€	897€
2	Z-SG45L*	C1107	1290€	967€
3	X-DSG20L*	C1068	1237€	983€
4	X-SG20L	C1003	1104€	897€
5	SG20	C1010	794€	658€
6	SGMS-ER20i	Y110147	744€	604€

*Bestaat in versie zonder licht

Versnelling 1:3 | Reductie 20:1

Varios Combi Pro



Twee systemen in één :

Combinatie van ultrasone scaler
en poederstraler

- Schakelt automatisch van ultrasone functie naar poederfunctie bij het uitnemen van het instrument uit de houder
- Geschikt voor supragingivale en subgingivale toepassingen
- Geleverd met Prophy Kit (voor supra-gingivaal gebruik)

Garantie 12 maanden.

4 158€ | Y1002843 |
~~5 033€~~



PARO KIT

Voor subgingivale toepassingen



625€ | Y1003042 |
~~761€~~



Varios 970

Ultrasone, multifunctionele scaler

- iPiezo technologie
- 3 functies (algemeen, endo, paro)
- 2 flacons (400 ml)
- Geleverd met 3 inserts (G4,G6,G8)

Garantie 12 maanden.

LED




1 908€ | Y1001168 |
~~2 524€~~

De inserts voor het paro programma














Scaling & Parodontologie

Voor pneumatische scalers

	S1	Z252411	75€	63€
	S2	Z252413	75€	63€
	S3	Z252412	75€	63€
	S10	Z252420	75€	63€
	S21R	Z252441	75€	63€
	S21L	Z252442	75€	63€
	S21L	Z252443	75€	63€
	S35	Z252015	111€	88€

S35 support insert

	G1	Z217101	75€	63€
	G2	Z217102	75€	63€
	G3	Z217103	75€	63€
	G4	Z217104	75€	63€
	G5	Z217105	75€	63€
	G6	Z217106	75€	63€
	G8	Z217108	75€	63€
	G9	Z217109	75€	63€
	G11	Z217111	75€	63€

	P1	Z217404	108€	90€
	P1D	Z217405	117€	97€
	P2D	Z217402	117€	97€
	P10	Z217410	108€	90€
	P11R	Z217408	108€	90€
	P11L	Z217409	108€	90€
	P20	Z217420	108€	90€
	P21R	Z217422	108€	90€
	P21L	Z217421	108€	90€
	P25R	Z217424	108€	90€
	P25L	Z217425	108€	90€
	P11R	Z217426	108€	90€
	P11L	Z217427	108€	90€

• De hele selectie inserts op de pagina is compatibel met

NSK en Satelec®

• Bepaalde inserts zijn eveneens compatibel met EMS®

Vraag uw inserts gids voor meer informatie.

4 inserts kopen
= 1 insert GRATIS*

*Het goedkoopste insert is gratis



ALS GESCHENK Eén autoclaveerbare houder voor 5 inserts

| Z252080 | Support voor inserts pneumatische scaler
| Z221090 | Support voor inserts ultrasonische scaler

Endodontie



E4	Z217428	75€	63€
E5	Z217305	75€	63€
E6	Z217306	75€	63€
E4D	Z217528	117€	97€
E7D	Z217317	117€	97€

Restauratie



G65D	Z217605	117€	97€
G66D	Z217606	117€	97€
G67D	Z217607	117€	97€



Er bestaat een uitgebreid assortiment NSK inserts voor paro en chirurgie.

VRAAG ONZE CATALOGUSSEN

De verantwoordelijken van uw sector kunnen u de modellen tonen.

Prophy-Mate neo



Poederstraler met 100% anti-obstructie technologie voor supragingivale behandelingen :

- Geleverd met 2 gehoekte opzetstukken van 60° en 80° en 5 sticks Flash Pearl.

Garantie 12 maanden.

koppeling NSK	Y135029
koppeling Kavo	Y135030
koppeling Sirona	Y135031
koppeling W&H	Y135032
koppeling Bien-Air	Y135033

849€
1204€



Ergonomische conceptie



Dubbele rotatie 360°



Eenvoudige en snelle koppeling



Systeem met dubbele luchtaanvoer



Opzetstukken uitwisselbaar

Perio-Mate



Poederstraler voor subgingivale behandeling :

- Handstuk met 360° rotatie
- Koppelingen NSK (andere beschikbare koppelingen : Kavo®, Sirona®, Bien Air®, W&H).

Garantie 12 maanden.

koppeling NSK	Y1002654
koppeling Kavo	Y1002655
koppeling Sirona	Y1002656
koppeling W&H	Y1002657
koppeling Bien-Air	Y1002658

958€
1280€

Ti-Max S970

Pneumatische scaler :

- Titanium behuizing - DURACOAT bekleding
- Dubbele LED verlichting (S970L/KL/SL)
- Controlering voor instelling kracht
- Geleverd met 3 inserts (S1, S2, S3)

Garantie 12 maanden.

Licht

S970L	T1005
S970KL	T1013
S970SL	T1015

842€
1034€

Zonder licht

S970	T1020	816€	663€
------	-------	------	------





ENDO-MATE TC2

Handstuk voor endodontie zonder snoer met koppelcontrole en automatische inversie.

- De slanke vormgeving verzekert een betere zichtbaarheid
- Groot LCD scherm en gebruiksvriendelijke toetsen
- Automatische inversie & intelligent alarmsysteem
- 5 programma's voor verscheidene vijlsystemen
- De laatst gebruikte parameters kunnen in het geheugen opgeslagen worden
- Snel opladen (90 min) met contactloze oplader

Garantie 12 maanden.

Met MP-F16R

| Y1001027 | 1570€ | **1 208€**

Ti-Max Ti-ENDO

Endodontisch hoekstuk met instelbare ring voor draaikracht.

- 4 niveau 's voor instelling van het koppel (0,25, 0,5, 1,0, 3,0)
- Zeer kleine kop

Garantie 12 maanden.

- Reductie 128:1
- Behuizing in titanium
- Voor Ni-Ti vijlen
- Rotatie 360°

| C589

| 925€ | **748€**



Ti-Max X

Hoekstuk
Ti-Max X75L*

- Voor mechanische vijlen
- Reductie 128:1
- Titanium behuizing
- Continue rotatie 360°

Garantie 24 maanden.

| C623 | 990€ | **804€**

*Model zonder licht beschikbaar



iPexII

Preciese Apex locator.

Garantie 12 maanden.

| Y1002208 | 1016€ | **808 €**



ENDO-MATE DT

Endodontie motor met programmeerbare console



- Tafelmodel, compact en draagbaar
- Koppel van 0,1 tot 6,5 Ncm
- Kop hoekstuk MPF20R
- Automatische inversie
- Pedaal optioneel

Garantie 12 maanden

| Y141121 | 1155€ | **879€**

ULTIMATE XL



Motor voor tandtechnisch labo

- Micromotor met koppel tot 8,7 Ncm
- Snelheid 1000-50000 min -1
- Precieze controle door microprocessor
- Automatische snelheidsregeling
- Zonder koolstofborstels

Garantie 12 maanden.

UMXL-KT TORQUE kniemodel | Y141495 | ~~1944€~~ | **1465€**

UMXL-GT TORQUE tafemodel | Y141471 | ~~1944€~~ | **1465€**

UMXL-KC COMPACT kniemodel | Y141496 | ~~1587€~~ | **1281€**

UMXL-GC COMPACT tafemodel | Y141472 | ~~1587€~~ | **1281€**

VOLVERE i7



Motor voor retouches van prothesen

- Licht (930 g) en compact (L69 x P185 x H167 mm)
- Auto-cruise functie (snelheidsregulator)
- Alarmsysteem tegen oververhitting
- Koppel 4,1 Ncm
- Snelheid 1000-35000 min -1

Garantie 12 maanden.

Standaard met handstuk | Y1002890 | ~~1066€~~ | **867€**

Type E zonder handstuk VR-EB | Y1002891 | ~~1066€~~ | **867€**

Type E zonder met handstuk | Y1003523 | ~~1005€~~ | **833€**

PRESTO II

Turbine die finesse en precisie verbindt voor de afwerking van keramiek en zirconium

- Snelheid 320 000 min -1
- Lichte, compacte turbine
- Geen smering noodzakelijk
- Anti-stof mechanisme

Garantie 12 maanden



| Y150022 | ~~891€~~ | **664€**

PRESTO AQUA II

Turbine voortandtechnische labo 's

- Snelheid 320 000 min-1
- Regelbare spray
- Pivoterende turbine
- Anti-stof mechanisme

Garantie 12 maanden



| Y150023 | ~~1762€~~ | **1300€**

Tandheekkundige kwaliteitszorgen overal en voor iedereen

Voor tandartsen die tandheelkunde bedrijven ter plaatse, in scholen, in hospitalen en het leger, heeft NSK een mobiele behandel eenheid ontwikkeld die even functioneel is als in de praktijk. Op die manier presenteert NSK een nieuwe manier om tandheelkunde uit te oefenen.

VIVA ace

Geavanceerde functies in een compacte eenheid

- Lichtgewicht (8,6 kg)
- Eenvoudige installatie en aanpasbaar (4 niveau 's afhankelijk van zittende of rechtopstaande behandeling)
- Micromotor
- Ultrasonische scaler
- Multifunctionele spuit (water, lucht, spray)
- Aspirator
- 1 of 2 voetpedalen afhankelijk van toegepaste zorgen
- Intuïtieve interface

Garantie 12 maanden.



LANCERINGSPRIJS VOOR DE EERSTE 20 BESTELLINGEN :

7 417€ | Y1003773 |
9-583€

Dentalone

Dentalone beschikt over een serie functionele instrumenten die perfecte tandheekkundige behandelingen buiten de tandartsenpraktijk mogelijk maken. De module kan eenvoudig van transportpositie omgebouwd worden tot functionele, tandheekkundige eenheid.

- Instrumentenhouder met automatische selectie van het instrument
- Digitaal controlescherm
- Micromotor NLX nano zonder koolstofborstels met LED verlichting
- Ultrasonische scaler Varios 170 met LED licht
- Multifunctionele spuit met LED licht
- Speekselzuiger

Garantie 12 maanden.



10 503€ | S9070 |
11-671€

instrumenten



Opzetstukjes

1	Voor kop turbine + M4	Z020201	1€	0,9€
2	Type E	Z019090	11€	10€
3	Turbine NSK	P183090	12€	10€



Pana Spray Plus

Voor turbines en pneumatische motoren.
Olie met alcohol.

500ml | Z182100 | 33€ | 27€

Pana Spray Plus Package

6 x 500ml | Y900630 | 172€ | 150€

Mondhygiëne

Flash Pearl (supra-gingivaal)

Poeder op basis van calcium (zonder natrium)
Sferische partikels (54µ)



Fles 4x300g | Y900698 | 88€ | 75€
Doos van sticks 100x15g | Y900693 | 196€ | 158€

Poeder Perio-Mate(subgingivaal)

Poeder op basis van glycine
Fijne granulometrie (25µm)



2x160g | Y900938 | 85€ | 71€

Steriliseerbare mondstukjes



60° | T797012 | 110€ | 88€

80° | T797013 | 110€ | 88€

Disposable tips

Éénmalig gebruik



40 stuks | Y1002741 | 83€ | 67€

Icare & Icare +

Onderhoudsolie
ICARE

Z016130 | 91€ | 72€



Adapters icare

Adapter icare PTL	Z257010
Adapter icare Kavø	Z257020
Adapter icare WH	Z257021
Adapter icare Bien Air	Z257022
Adapter icare Sirona	Z257023

89€
111€

Absorbtiedoekjes
voor olie

U433135 | 6€ | 5€



ICARE+

Onderhoudsolie (1L)	Z016117	91€	72€
n.clean (6x500ml)	ACL600	126€	101€
n.cid (6x500ml)	ACD600	142€	114€



Chirurgie

Irrigatieslangetjes

Z263001 | 76€ | 67€

Minimum levering per 5 stuks




Sterilisatiecassette

Voor VarioSurg3

Z313102 | 190€ | 153€

Voor Surgic pro

Z263001 | 190€ | 153€



Handstuk houder

Z1029201 | 34€ | 27€



NSK



Binnenkort

DE FOCUS ACTIES

van 16 april tot 30 juni 2019

Uitzonderlijke
actieprijsen op

Prophy-Mate neo



| Y135029 |

UNIEKE PRIJS

833€

Perio-Mate



| Y1002654 |

ENDO-MATE TC2



Bijkomende
garantie van
1 JAAR



1 275€

| Y1001027 |



iCare+



Een instrument
van de M serie
GRATIS

5 658€

| S102001 |

Opening van de site
op 1 februari 2019

Test programma

Bent u niet zeker om een product
aan te schaffen ?

NSK stelt voor om te proberen of
het aan uw eisen voldoet.

**EENVOUDIG, SNEL,
GRATIS EN ZONDER VERPLICHTING**

- 1/ Ga naar **www.TRYNSK.nl**
- 2/ Kies het NSK product dat u wenst
- 3/ Ontvang het in uw praktijk en test het gedurende 10 dagen.



| Een volledig team ter uwer beschikking



Vertegenwoordiger



Administratie



Hersteldienst

NSK

CREATE IT.

NSK FRANCE SAS

32 rue de Lisbonne
75008 Paris France

Tél. +33 (0)1 56 79 59 80
F. +33 (0)1 56 79 59 81

info@nsk.fr / www.nsk-dental.com

www.nsk.fr



PEGGY HOEBEECK
0032 488 15 08 69
peggy.hoebeeck@nsk.fr



PETER SOETEWY
0032 477 28 54 48
psoetewey@telenet.be



CLAIRE SERRATAN
claire.serratan@nsk.fr



ARTHUR ROZET
arthur.rozet@nsk.fr



ALBERTO GONCALVES
alberto.goncalves@nsk.fr