

get it!
NSK acties & aanbiedingen



AI MODIFIED

HERFST/WINTER · 1 SEPTEMBER TOT 31 DECEMBER 2026



Mondhygiëne
Varios Combi Pro2



Mobiele Tandheelkunde



VIVAace



4+1 Actie



Mondhygiëne



Prophy Mate neo

Hoekstukken & Turbines

Hoekstuk Ti-Max Z99L

Voor een uiterst strakke en gelijkmatige snijwerking.
Ontwikkeld voor maximale duurzaamheid.

4+1

met licht

1:5

€ 1.235*

Ti-Max Z99L

€ 1.487*

REF. CA13140001

- Kopafmetingen $\varnothing 8,9 \times H 13,4$ mm
- Titanium body met krasvaste DURAGRIP®-coating
- Keramische kogellagers
- Microfilter
- Tweeweg-koelfunctie
- Anti-verhittingssysteem
- 100°-kophoek



DURAPOWER CHUCK® voor de krachtige grip van de boor



Viervoudige spraykoeling



100°-kophoek voor eenvoudige toegang



Geoptimaliseerd tandwielontwerp voor soepel snijden

5.0



THE ONLY HANDPIECE EVER TO EARN A PERFECT SCORE!

Dental Product Shopper Evaluation

Hoekstuk S-Max M94L

Snelle en soepele zirconiumbewerking.

4+1

met licht

1:4

€ 906*

S-Max M94L

€ 949*

REF. CA13170001

- Max. snelheid: 160000 min⁻¹
- Kopafmetingen: $\varnothing 9,9 \times H 14,5$ mm
- Roestvrijstalen behuizing
- Keramische kogellagers
- Viervoudige sproeikoeling



Uitzonderlijke duurzaamheid

Verlenging van de levensduur met 2,7 keer en bijzondere weerstand bij de bewerking van extreem harde materialen



Ti-Max Z Turbines

- Titanium body met krasvaste DURAGRIP®-coating • Keramische kogellagers • Clean-Head-System
- Viervoudige spraykoeling • Eenvoudige rotorwissel • 100° kop • Quick-Stop-functie
- Z990/Z890: microfilter, DURAPOWER CHUCK®



2 Jaar Garantie

Standaardkop ($\varnothing 12,1 \times H 12,7$ mm)

met licht

4+1

Ti-Max Z990L

REF. PA23730001

- voor NSK PTL Koppeling

Ti-Max Z990KL

REF. PA23750001

- voor KaVo® MULTIflex® LUX Koppeling

Ti-Max Z990SL

REF. PA23770001

- voor Sirona® Snelkoppeling

Ti-Max Z990WL

REF. PA23870001

- voor W&H® Roto Quick® Koppeling



€ 1.051*
€ 1.427*

Minikop ($\varnothing 10,6 \times H 10,8$ mm)

met licht

4+1

Ti-Max Z890L

REF. PA23720001

- voor NSK PTL Koppeling

Ti-Max Z890KL

REF. PA23740001

- voor KaVo® MULTIflex® LUX Koppeling

Ti-Max Z890SL

REF. PA23760001

- voor Sirona® Snelkoppeling

Ti-Max Z890WL

REF. PA23860001

- voor W&H® Roto Quick® Koppeling



€ 1.051*
€ 1.427*

Microkop ($\varnothing 9,0 \times H 10,8$ mm)

met licht

4+1

Ti-Max Z micro

REF. PA2357

- voor NSK PTL Koppeling

€ 950*
€ 1.011*

Ti-Max Z micro KL

REF. PA2358

- voor KaVo® MULTIflex® LUX Koppeling

Ti-Max Z micro SL

REF. PA2359

- voor Sirona® Snelkoppeling

Ti-Max Z micro WL

REF. PA23610001

- voor W&H® Roto Quick® Koppeling



€ 1.025*
€ 1.138*

Opmerking: Turbines van de Ti-Max Z990 / Z890-serie zijn ook voor Bien Air® turbinekoppelingen verkrijgbaar tegen de hierboven aangegeven speciale prijzen.

Hand- en hoekstukken

Ti-Max Z

COMFORT IN UW HANDEN

- Titanium body met krasvaste DURAGRIP® coating • Lichtgeleiding via glasstaaf • Geïntegreerde microfilter
- Clean-Head-System • Extreem compacte afmetingen (bijvoorbeeld hoekstuk-kopmaat Ø 8,9 x H 13,4 mm)

 **3 Jaar Garantie**



4+1

met licht 1:5

Ti-Max Z95L

REF. C1034

- Hoekstuk met licht
- 1:5 versnelling
- Viervoudige spraykoeling
- Keramische kogellagers
- Tweeweg-sprayfunctie

€ 1.221*
€ 1.449*



4+1

met licht 1:1

Ti-Max Z25L

REF. C1038

- Hoekstuk met licht
- 1:1 overbrengingsverhouding
- Enkelvoudige spraykoeling
- Tweeweg-sprayfunctie

€ 828*
€ 927*



4+1

met licht 4:1

Ti-Max Z15L

REF. C1039

- Hoekstuk met licht
- 4:1 vertraging
- Enkelvoudige spraykoeling
- Tweeweg-sprayfunctie

€ 945*
€ 1.073*



4+1

met licht 1:4.2

Ti-Max Z45L

REF. C1064

- Hoekstuk met licht
- 1:4.2 versnelling
- Tweeweg-sprayfunctie
- Keramische kogellagers
- Superieure toegang dankzij 45° schuine kop

€ 1.328*

4+1 ACTIE

Stel uw eigen pakket samen met 5 instrumenten uit de selectie op pagina 2 t/m 4. U betaalt slechts voor de 4 duurste instrumenten: het goedkoopste instrument krijgt u gratis.

Ook de aircalpers uit de Ti-Max S970-serie doen mee met de 4 + 1 actie. Herkenbaar aan het 4 + 1-symbool.



Ti-Max X

- Titanium body met krasvaste DURAGRIP® coating • Lichtgeleiding via glasstaaf

 **2 Jaar Garantie**



4+1

met licht 1:5

Ti-Max X95L

REF. C600

- Hoekstuk met licht
- 1:5 versnelling
- Viervoudige spraykoeling
- Keramische kogellagers

€ 1.027*
€ 1.201*



4+1

met licht 1:1

Ti-Max X25L

REF. C601

- Hoekstuk met licht
- 1:1 overbrengingsverhouding
- Enkelvoudige spraykoeling

€ 754*
€ 885*



4+1

met licht 4:1

Ti-Max X15L

REF. C602

- Hoekstuk met licht
- 4:1 vertraging
- Enkelvoudige spraykoeling

€ 863*
€ 995*



4+1

met licht 1:1

Ti-Max X65L

REF. H273

- Handstuk met licht
- 1:1 overbrengingsverhouding
- Enkelvoudige spraykoeling

€ 896*
€ 976*

Hand- en hoekstukken / Turbines

S-Max M

• Roestvrijstalen body • Lichtgeleiding via glasstaaf

 **2 Jaar Garantie**

 4+1 met licht 1:5 S-Max M95L REF. C1023 • Hoekstuk met licht • 1:5 versnelling • Viervoudige spraykoeling • Keramische kogellagers € 906* € 949*	 4+1 met licht 1:1 S-Max M25L REF. C1024 • Hoekstuk met licht • 1:1 overbrengingsverhouding • Enkelvoudige spraykoeling € 645* € 714*	 4+1 met licht 4:1 S-Max M15L REF. C1025 • Hoekstuk met licht • 4:1 vertraging • Enkelvoudige spraykoeling € 721* € 848*	 4+1 zonder licht 1:1 S-Max M65 REF. H1008 • Handstuk zonder licht • 1:1 overbrengingsverhouding • Enkelvoudige spraykoeling € 490* € 520*
---	---	--	--

• Roestvrijstalen body • Lichtgeleiding via glasstaaf • Keramische kogellagers
• Clean-Head-System • Viervoudige spraykoeling

 **2 Jaar Garantie**

 4+1	Standaardkop (Ø 12,1 × H 13,3 mm) met licht S-Max M900L REF. P1254 • voor NSK PTL Koppeling € 688* € 733* S-Max M900KL REF. P1258 • voor KaVo®MULTiflex® LUX Koppeling € 754* € 823*		met licht S-Max M900SL REF. P1262 • voor Sirona® Snelkoppeling € 754* € 823* S-Max M900WL REF. P1266 • voor W&H® Roto Quick® Koppeling € 754* € 823*	
	Minikop (Ø 10,6 × H 12,4 mm) met licht S-Max M800L REF. P1253 • voor NSK PTL Koppeling € 688* € 733* S-Max M800KL REF. P1257 • voor KaVo®MULTiflex® LUX Koppeling € 754* € 823*		met licht S-Max M800SL REF. P1261 • voor Sirona® Snelkoppeling € 754* € 823* S-Max M800WL REF. P1265 • voor W&H® Roto Quick® Koppeling € 754* € 823*	


Opmerking: Turbines van de S-Max-serie zijn ook voor Bien Air® turbinekoppelingen verkrijgbaar tegen de hierboven aangegeven speciale prijzen.

Ti-Max S970 Aircaler

- Titanium body met DURACOAT® coating
- Verhoogde trekkracht, constante prestaties
- Ringlichtgeleider
- Breed assortiment opzettips voor tandsteenverwijde ring, parodontologie, restauratie en endotoepassingen
- Trillingsfrequentie: 5800–6200 Hz
- Incl. 3 scaling-opzettips (S1, S2, S3)




Power Control-ring met 3 standen



Optimale toegang

4+1

 met licht Ti-Max S970L REF. T1005 • voor NSK PTL Koppeling € 1.138*	met licht Ti-Max S970KL REF. T1013 • voor KaVo®MULTiflex® LUX Koppeling € 1.261*	met licht Ti-Max S970SL REF. T1015 • voor Sirona® Snelkoppeling € 1.261*
---	---	---



32 redenen om de Varios Combi Pro2 te kopen



De Varios Combi Pro2 Basisset bevat:

- Besturingsunit
- Titanium ultrasoonhandstuk
- PROPHY-poederkit (supragingivale toepassing)
- Draadloze multifunctionele voetbediening
- Verdere accessoires & 1 fles FLASHpearl (300 g)
- 3 ultrasone tips (G8, G16, P20)

Varios Combi Pro2 Basisset

REF. Y1500505

€ 6.129*

VOORDEEL- PAKKET P6 light

VOORDEEL- PAKKET P6+C

VOORDEEL- PAKKET P6+CW



Varios Combi Pro2 Basisset
REF. Y1500505



Varios Combi Pro2 Perio Set
Subgingivaal gebruik
REF. Y1500470

€ 6.480*
€ 7.414*
Bespaar € 934



iCart Prophy2
Apparatenwagen
REF. S9098

€ 7.200*
€ 8.206*
Bespaar € 1.006



Waterflessenset
Voor bevestiging aan de iCart Prophy2
REF. Y1500719



€ 7.820*
€ 8.850*
Bespaar € 1.030



Slank titanium
scaler-handstuk




CLM-modus voor de
veilige ontsmetting van
de waterkringloop



Jet Nozzle voor
Perio-handstuk



Efficiënte
waterverwarming



Draadloze
multifunctionele
voetbediening

Accessoires:

Ultrasoon-handstuk
VA2-LUX-HP-Ti
REF. EA1203X050
€ 973*



Jet Opzetstuk
voor Perio gebruik
REF. TA10770106
€ 116*



Varios Combi Pro2
Perio Set
Subgingivaal gebruik
REF. Y1500470
€ 1.285*



PROPHY-Handstuk
REF. T1074
€ 358*



Opzetstuk
voor Perio gebruik
REF. T1077012
€ 116*



Varios Combi Pro2
Prophy Set
Supragingivaal gebruik
REF. Y1500469
€ 1.223*



PERIO-Handstuk
REF. T1077
€ 421*



Opzetstuk
voor Prophy gebruik
REF. T1074012
€ 106*



b.clean
Gebruiksklare oplossing voor desinfectie
en biofilmpreventie in watersystemen
Inhalt: 6 x 1l Fles
REF. BCL600
€ 101*





Minimally Invasive Therapy

Wat betekent M.I.T.?

Het M.I.T.-concept van NSK voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen binnen de parodontologie. Het is gebaseerd op de EFP S3-richtlijnen en stelt de patiënt centraal. Deze moderne aanpak maakt een nauwkeurige, voorspelbare en wetenschappelijk onderbouwde behandeling van parodontitis (stadium I-III) mogelijk.

Het M.I.T.-concept biedt niet alleen producten ter ondersteuning van de parodontale behandeling, maar ook uitgebreide mogelijkheden voor educatie en kennisdeling.

Door dit gestructureerde, evidence-based concept toe te passen, optimaliseert u uw praktijkvoering, verhoogt u het behandelresultaat en voldoet u aan internationale normen voor parodontale behandelingen.

Dit concept garandeert een doeltreffende behandeling op basis van drie pijlers:

- Grondige beoordeling van de patiënt
- Wetenschappelijk onderbouwde (evidence-based) behandeling
- Patiëntmotivatie



Leer meer en bevorder een betere mondgezondheid met het M.I.T.-concept



Varios 970

ULTRASOON APPARAAT MET IPIËZO-TECHNOLOGIE

- iPiezo-besturingselektronica voor stabiele vermogensafgifte
- Vederlicht handstuk voor alle indicaties
- Uitgebreid assortiment hulpstukken voor alle toepassingsgebieden: profylaxe, parodontologie, endodontie, restauratie & protheses
- ledlichttechnologie
- 2 koelvloeistoftanks à 400 ml + vaste wateraansluiting

De Varios 970 complete set omvat:

- Besturingsunit
- Handstuk incl. kabel
- Voetschakelaar 3 scaling-opzettips (G4, G8, G16)
- 2 koelvloeistoftanks
- Steribox met 3 draaimomentsleutels

Ultrasoon apparaat **zonder licht**

Varios 970

REF. Y1004160

€ 2.721*

Ultrasoon apparaat **met licht**

Varios 970 LUX

REF. Y1004161

€ 3.102*



VOORDEELPAKKET P7

Ultrasoon apparaat met licht

met licht

Varios 970 LUX

REF. Y1004161



Luchtgedreven tandpolijststelsysteem voor supragingivale toepassing

Prophy-Mate neo


€ 3.089*

€ 4.177*

Bespaar **€ 1.088**

Beschikbare aansluitingen voor Prophy-Mate neo:

Voor NSK turbinekoppeling	REF. Y135029	€ 1.026*
Voor KaVo® MULTIflex® LUX koppeling	REF. Y135030	€ 1.075*
Voor Sirona® snelkoppeling	REF. Y135031	€ 1.075*
Voor W&H® Roto Quick® koppeling	REF. Y135032	€ 1.075*
Voor Bien-Air® Unifix® Koppeling	REF. Y135033	€ 1.075*



NSK biedt een breed assortiment ultrasone tips voor klinische toepassingen. Ons gevarieerde aanbod speelt in op uiteenlopende situaties en mate van tandplak.

Polijsthandstukken



iProphy Complete set

REF. Y1500015

- Draadloos Polijsthandstuk
- Met iFX57 kop
- Draadloos en ergonomisch
- Optioneel ook verkrijgbaar voor het gebruik van wegwerppolijstkoppen (DPA)

€ 999*

€ 1.346*

Bespaar **€ 347**



zonder licht **16:1**

Ti-Max X57

REF. C619

- Titanium hoekstuk
- Zonder licht
- 16:1 reductie
- Voor schroefbare kegeltjes en borstels

€ 505*



zonder licht **4:1**

FX57m

REF. C1054

- Titanium hoekstuk
- Zonder licht
- 4:1 reductie
- Voor schroefbare kegeltjes en borstels

€ 304*

Prophy-Mate neo

AIRPOLISHING-HANDSTUK VOOR SUPRAGINGIVAAL GEBRUIK



VOORDEELPAKKET P1

Poederstraalinstrument

Prophy-Mate neo

DIVERSE AANSLUITINGEN, ZIE OVERZICHT



Extra handstuk

+ PMN-HP

REF. T797010



Reinigingspoeder op calciumbasis

+ FLASH pearl 4 x 300g

REF. Y900698



€ 1.215*

€ 1.530*

Bespaar **€ 315**



Beschikbare aansluitingen voor Prophy-Mate neo:

Voor NSK turbinekoppeling	REF. Y135029	€ 1.026*
Voor KaVo® MULTiflex® LUX koppeling	REF. Y135030	€ 1.075*
Voor Sirona® snelkoppeling	REF. Y135031	€ 1.075*
Voor W&H® Roto Quick® koppeling	REF. Y135032	€ 1.075*
Voor Bien-Air® Unifix® koppeling	REF. Y135033	€ 1.075*

MEGAPAKKET P3

Perio-Mate + Prophy-Mate neo

VOORDEELPAKKET P1 & P2 IN COMBINATIE

€ 2.437*

€ 3.294*

Bespaar **€ 857**



Perio-Mate

AIRPOLISHING-HANDSTUK VOOR SUBGINGIVAAL GEBRUIK



VOORDEELPAKKET P2

Biofilm Eraser

Perio-Mate

DIVERSE AANSLUITINGEN, ZIE OVERZICHT



Extra handstuk

+ PER-HP

REF. T1043010



Glycinepoeder

+ Perio Mate Powder 2 x 160g

REF. Y900938



€ 1.388*

€ 1.764*

Bespaar **€ 376**



Beschikbare aansluitingen voor Perio-Mate:

Voor NSK turbinekoppeling	REF. Y1002654	€ 1.201*
Voor KaVo® MULTiflex® LUX koppeling	REF. Y1002655	€ 1.266*
Voor Sirona® snelkoppeling	REF. Y1002656	€ 1.266*
Voor W&H® Roto Quick® koppeling	REF. Y1002657	€ 1.266*
Voor Bien-Air® Unifix® Koppeling	REF. Y1002658	€ 1.266*

Profylaxepoeder

VORR HET LANGDURIG BEHOUD VAN MOOIE EN GEZONDE TANDEN

Het behoud van gezonde en mooie glimlachen

Poedertherapie verwijderd effectief subgingivale en supragingivale aanslag en biofilm. Door gebruik te maken van de voordelen en protocollen van de Varios Combi Pro2, kunt u een nieuw tijdperk van professionele zorg verlenen – met uitzonderlijke resultaten. Zorgeloos voor u en geruststellend voor uw patiënten.

FLASH pearl

Polijstpoeder voor supragingivale toepassing, met sferische deeltjes die zacht zijn voor het tandoppervlak.

Toepassing: verwijdering van hardnekkige aanslag

Hoofdingrediënt: Calciumcarbonaat

- Bevat geen natriumchloride (geen zoute smaak)
- Geschikt voor patiënten met een natriumbepoort dieet

Gemiddelde korrelgrootte: **54µm**



Reinigingspoeder op basis van calcium

FLASH pearl

REF. Y900698

- 4 x 300g Fles
- Ø Korrelgrootte: 54µm
- Gebruik: supragingivaal

€ 97*

SOFT pearl

Polijstpoeder voor supragingivale toepassing met een lage oppervlakte-invasiviteit. Zelfs geschikt voor het gebruik bij sommige prothetische voorzieningen.

Toepassing: verwijdering van biofilm en matige aanslag

Hoofdingrediënt: Glycine

- Geen toegevoegde smaakstoffen
- Lichtzoete smaak

Gemiddelde korrelgrootte: **65µm**



Poeder op basis van glycine

SOFT pearl

REF. Y1500721

- 4 x 250g Fles
- Ø Korrelgrootte: 65µm
- Gebruik: supragingivaal

€ 130*

Perio Mate Powder


Polijstpoeder voor gebruik bij de tandvleesrand en subgingivaal.

Toepassing: verwijdering van biofilm en lichte verkleuringen

Hoofdingrediënt: Glycine

- Geen toegevoegde smaakstoffen
- Zoete smaak
- Zeer wateroplosbaar, waardoor het zich niet ophoopt, zelfs niet bij subgingivaal gebruik

Gemiddelde korrelgrootte: **25µm**



Poeder op basis van glycine

Perio Mate Powder

REF. Y900938

- 2 x 160g Fles
- Ø Korrelgrootte: 25µm
- Gebruik: supragingivaal, subgingivaal

€ 77*

Mobiele tandheelkunde

Dentalone

DE MOBIELE TANDZORGUNIT

Dentalone

REF. S9070

Uitrusting:

- Borstelloze micromotor NLX nano met ledverlichting
- Multifunctionele ultrasone scaler Varios 170 LED
- Multifunctionele spuit met led
- Speekselzuiger
- Grote verlichte besturings display
- Instrumentenpaneel met auto-select-functie
- Voetschakelaar
- Stroomvoorziening vereist

€ 13.516*



VOORDEELPAKKET M1

De mobiele tandzorgunit

Dentalone

REF. S9070



Topaanbieding

Licht-Hoekstuk (1:5)

+ **S-Max M95L met licht**

REF. C1023



€ 9.890*

€ 14.465*

Bespaar € 4.575

VIVAace

DE VEDERLICHTE DRAAGBARE TANDZORGUNIT

Of het nu gaat om thuiszorg, scholen of humanitaire missies. De mobiele tandheelkundige unit van NSK is eenvoudig te vervoeren en overal met een stroomvoorziening te gebruiken.

VIVAace

REF. Y1003773

Uitrusting:

- Borstelloze led-micromotor NLX plus met endofuncties
- Multifunctionele ultrasone scaler Varios 170 LUX
- 3-functie spuit zonder licht
- Speekselzuiger
- Voetschakelaar voor motor en scaler

€ 11.673*



Gewicht slechts 8,5 kg



VOORDEELPAKKET M2

De draagbare tandzorgunit

VIVAace

REF. Y1003773



Topaanbieding

Licht-Hoekstuk (1:5)

+ **S-Max M95L met licht**

REF. C1023



€ 8.490*

€ 12.622*

Bespaar € 4.132

VIVA MATE G5

DRAAGBARE MICROMOTOR VOOR MOBIELE INZET

- Combinatie van besturingseenheid en micromotor
- Met ledlicht
- Geen stroomvoorziening nodig, want werkt tot 2 uur op accu.
- Toerentalbereik 3000 tot 30.000/min

met licht

VIVA MATE G5 Set⁽²⁾

REF. Y1002801

€ 1.820*



⁽²⁾ Hand- of hoekstukken zijn niet inbegrepen in de VIVA MATE G5 set.

PRESTO AQUA LUX

SMEERVRIJE LUCHTTURBINE MET WATERSPRAYKOELING EN LED

- Ledlicht onthult de kleinste oneffenheden in het gebied van de volledig keramische frametechnologie, die niet zichtbaar worden onder normale werkverlichting.
- Geoptimaliseerde randvormgeving en oppervlaktbewerking
- Exacte afwerking van zirkoniumoxide, perskeramiek en keramiek.
- Eersteklas lichtomstandigheden bij slijpen in de freesunit vergemakkelijken de verwerking van primaire onderdelen van zirkoniumoxide.
- Nauwkeurige werk- en materiaalinspectie onder de microscoop.

met licht

PRESTO AQUA LUX

REF. Y1001151

- Turbine met licht

€ 2.240*

€ 2.399*

Bespaar € 159

zonder licht

PRESTO AQUA II

REF. Y150023

- Turbine zonder licht

€ 1.735*


€ 1.836*

Bespaar € 101



ULTIMATE XL

BORSTELLOZE MICROMOTOR



Set met torque-handstuk

- (8,7 Ncm)

€ 1.886*

Set met compact handstuk

- (6,0 Ncm)

€ 1.580*

- Collectorloze micromotor
- Toerentalbereik: 1000 tot 50.000/min
- Licht, ergonomisch handstuk
- Excellente loopeigenschappen
- Gepatenteerd stofbeschermingssysteem
- Automatische snelheidsbewaking
- Auto-cruise-functie



Set met torque-handstuk

Knie-unit

REF Y141495

Voet-unit

REF Y141513

Tafelunit

REF Y141471

Torenunit

REF Y141504

Set met compact handstuk

Knie-unit

REF Y141496

Voet-unit

REF Y141514

Tafelunit

REF Y141472

Torenunit

REF Y141505

VOLVERE i7

KERNLOZE MICROMOTOR

- Compact design
- Automatische snelheidsbewaking
- Naar keuze voet- of handbediening
- Loop stil en soepel
- Toerentalbereik: 1.000 tot 35.000/min
- Draaimoment: (4,1 Ncm)

VOLVERE i7 RM

REF. Y1002890

- Laboratorium-micromotor met laboratorium-handstuk

€ 1.229*



VOLVERE i7 E

REF. Y1003523

- met micromotor type ISO-E zonder handstuk

€ 1.101*



VOLVERE i7 VR-EB

REF. Y1002891

- Type ISO-E met handstuk VR-EB

€ 1.288*

UW NSK EUROPE CONTACTPERSOON IN NEDERLAND



Edris Fathi

✉ e.fathi@nsk-europe.de

☎ +31 (0)6 2722 3178



* Alle prijzen excl. wet. btw. Alle prijzen geldig tot 31. December. Wijzigingen, vergissingen, drukfouten etc. voorbehouden.
Vraag bij uw gespecialiseerde dealer naar het aantrekkelijke NSK-assortiment en aanbiedingen.



NSK nieuwsbrief



nskdentaleurope



nsk-dental-europe



NSKDentalEurope



nskdentaleurope

NSK Europe GmbH www.nsk-europe.de

Elly-Beinhorn-Str. 8 - 65760 Eschborn - Duitsland - Tel: +49 (0)6196 77606-0 - e-mail: info@nsk-europe.de