



Promotionele acties

VAN 15 JANUARI
TOT 30 JUNI 2022

NIET TE MISSEN

iCare+

Automaat voor Reiniging,
Desinfectie en Smering

Turbine Z Micro

Minikop - Maximale Kracht

... EN NOG VEEL MEER AANBIEDINGEN !



Beste,



Om de kwaliteit van onze producten correct bij de gebruiker over te brengen hebben we ervoor gekozen om samen te werken met

tandheelkundige distributeurs die aan onze hoge eisen voldoen : gemotiveerde professionelen die opgeleid zijn door NSK en die u adviseren en begeleiden in de dagelijkse praktijk. Kiezen voor NSK betekent kiezen voor kwaliteit, met een gedegen ondersteuning van het product.

Wij danken u voor uw vertrouwen in NSK en mogen vaststellen dat dit jaar in jaar uit blijft groeien !

Thierry Guillard
Algemeen Directeur NSK France / Benelux

Create it

NSK, JAPANESE KWALITEIT, MADE IN KANUMA



Al onze roterende instrumenten zijn ontworpen, geassembleerd en getest in Kanuma, Japan. Bekend om hun hoge eisen wat betreft kwaliteit, hun beheersing van precisietechnologie, steunen de Japanners hierbij op de "Kaizen" methode. Dit concept heeft als doel het continu verbeteren van de kwaliteit van de producten waarbij het werk van elk individu gevaloriseerd wordt.

Onze productie-eenheid is wereldwijd de grootste fabriek voor productie van tandheelkundig instrumentarium, voorzien van de meest recente technologische innovaties.

180 ingenieurs werken dagelijks aan de optimalisatie van de producten bij "Research and development", op zoek naar "cutting edge" realisaties.



ONZE ENGAGEMENTEN VOOR EEN DUURZAME ONTWIKKELING

Wij zijn voor 100% geëngageerd voor de creatie van kwaliteitsproducten, wij zijn voor 100% gepassioneerd wat betreft klanttevredenheid. Op dit moment zijn we 100% geëngageerd voor een 100% groene omgeving.



EEN BEDRIJF VOOR 100% OP ZONNE-ENERGIE

Sinds 1 december 2021 kleuren onze hoofdzetel en productie-eenheden in Japan volledig groen dankzij de voorziening met 100% zonneënergie. Onze ambitie : tegen 2030 koolstofneutraal zijn.



DUURZAME VERPAKKINGEN

De verpakking van onze roterende instrumenten is momenteel uit karton gemaakt, van volledig recycleerbaar papier. Een nieuwe stap om de reductie van plastic afval in de tandheelkundige praktijk te beperken.

INHOUD

Roterende instrumenten	04
Hygiëne en Sterilisatie	11
Chirurgie	14
Parodontologie	22
Endodontie	26
Mobiele tandheelkunde	27
Tandtechniek	28



INFO

Alle producten in deze brochure zijn **in stock en kunnen snel geleverd worden.**

Turbines

Ti-Max Z

TURBINES IN TITANIUM TI-MAX Z 



KRACHTIG
LICHT
STIL

- Draaikracht 26W voor een snellere behandeling
- Clean head systeem ter voorkoming van infiltratie vochtdeeltjes in de kop
- Titanium behuizing voor lager gewicht
- Duragrip bekleding beschermt tegen slijtage en krassen
- Viervoudige spray

 **Garantie 24 maanden**



Minikop voor de Z800L
Afmetingen 10.8 x H12.1 mm

Standaard kop

Z900L REF. **P1111**
Z900KL REF. **P1113**
Z900SL REF. **P1115**
Z900BL REF. **P1117**
Z900WL REF. **P1121**

Mini kop

Z800L REF. **P1110**
Z800KL REF. **P1112**
Z800SL REF. **P1114**
Z800BL REF. **P1116**
Z800WL REF. **P1120**

850€
~~1.385€~~

Beschikbare koppelingen : NSK®, Bien-Air®, W&H®, Kavo®, Sirona®.

Ti-Max Z micro

UITERST KLEINE KOP - MAXIMALE KRACHT


- 20 Watt draaikracht
- Oriëntatie van de kop is 100° om toegang tot de posterieure zone te vergemakkelijken
- Lichte behuizing van titanium voor een betere hanteerbaarheid
- Quick Stop functie die de rotatie beëindigt binnen de seconde

 **Garantie 24 maanden**

MODEL **Z micro** REF. **PA2357**
MODEL **Z micro KL** REF. **PA2358**
MODEL **Z micro SL** REF. **PA2359**

850€
~~1.385€~~

Beschikbare koppelingen : NSK, Kavo® en Sirona®



Gemakkelijke toegang dankzij 100°oriëntatie van de kop

De toegang is eenvoudiger in de zone van de molaren zonder contact met anterieure tanden.

ONS ADVIES

VOOR EEN MAXIMALE KRACHT VAN UW TURBINE, REGEL DE LUCHTDRUK ZOALS AANGEGEVEN DOOR UW NSK DISTRIBUTEUR.

Turbines

S-Max M



KRACHTIG
BETROUWBAAR
ERGONOMISCH

- Draaikracht tot 26W voor een snellere behandeling
- Clean head systeem ter voorkoming van infiltratie vochtdeeltjes in de kop
- Roestvrij stalen behuizing, robuust en anti-corrosief
- 4-voudige spray

Garantie 24 maanden

Standaard kop

M900L REF. **P1254**
M900KL REF. **P1258**
M900SL REF. **P1262**
M900BL REF. **P1264**
M900WL REF. **P1266**

Mini kop

M800L REF. **P1253**
M800KL REF. **P1257**
M800SL REF. **P1261**
M800BL REF. **P1263**
M800WL REF. **P1265**

570€
814€

Beschikbaar in versie zonder licht
(uitz. Bien-Air en Sirona)

S-Max Pico



OPTIMALE
ZICHTBAARHEID
ULTRA MINIKOP

- Cleanhead systeem ter voorkoming van infiltratie van vochtdeeltjes in de kop
- Spray en kwartsstaaf voor een optimale koeling en verlichting van het operatieveld
- Behuizing van roestvrij staal, robuust en anti-corrosief
- Boortjes met korte schacht

Garantie 24 maanden

S-MAX PICO REF. **P1140**
S-MAX PICO KL REF. **P1142**
S-MAX PICO SL REF. **P1143**
S-MAX PICO BLED REF. **P1144**
S-MAX PICO WLED REF. **P1145**

662€
844€

Beschikbare koppelingen : NSK®, Bien-Air®, W&H®, Kavo®, Sirona®.

X450L



KOP IN EEN HOEK
VAN 45° VOOR EEN
MAXIMALE TOEGANG

- Kop in een hoek van 45° om de moeilijke zones gemakkelijker te bereiken
- 1 Watt draaikracht
- Behuizing van titanium voor lager gewicht
- Clean Head systeem om penetratie van vocht in de kop te vermijden

Garantie 24 maanden

X450L REF. **P1078**
X450KL REF. **P1079**
X450SL REF. **P1080**
X450BL REF. **P1081**
X450WL REF. **P1082**

820€
1.069€

Beschikbare koppelingen : NSK, Bien-Air, W&H, Kavo, Sirona.

ACTIE



PACK 3 INSTRUMENTEN S-MAX M NAAR KEUZE* 1.625€

* Te kiezen uit : turbines M800L, M900L, hoekstukken M95L, M25L, M15L

Hoekstukken

Ti-Max Z LED



SLANK PROFIEL
STIL
ERGONOMISCH

- Smalle kop voor betere toegankelijkheid
- Clean head systeem ter voorkoming van infiltratie vochtdeeltjes in de kop
- Titanium behuizing voor lager gewicht
- Roterende delen behandeld met koolstof en diamant voor een langere levensduur
- Duragrip bekleding beschermt tegen slijtage en krassen

Garantie 36 maanden

I Z95L	REF. C1034	1.543€	975€
I Z45L	REF. C1064	1.543€	975€
I Z25L	REF. C1038	965€	805€
I Z15L	REF. C1039	1.060€	883€

Ti-Max nano series



LICHT
ULTRA-MINI KOP
ZEER SLANK PROFIEL


- Duragrip bekleding beschermt tegen slijtage en krassen
- Clean Head systeem ter voorkoming van infiltratie van vochtdeeltjes in de kop
- Titanium behuizing voor lager gewicht
- Roterende delen behandeld met koolstof en diamant voor een langere levensduur



Perfecte balans

Garantie 36 maanden

I nano95LS	REF. C1099	1.312€	942€
I nano25LS	REF. C1100	979€	742€
I nano15LS	REF. C1101	1.174€	883€
I nano65LS PAM	REF. H1048	1.123€	783€



Keramische lagers
25% resistenter dan
klassieke lagers van staal



Clean Head
systeem

Voorkomt het binnendringen van vloeistoffen in de kop voor maximale zekerheid van de patiënt



Viervoudige spray

Viervoudige spray
Uiterst effectieve verneveling op het volledig oppervlak van de boor voor een optimale afkoeling.
*Op de M95 en X95 hoekstukken

Hoekstukken

S-Max M



RESISTENT
BETROUWBAAR
FUNCTIONEEL

- Vormgeving voor een optimale toegankelijkheid
- Clean head systeem ter voorkoming van infiltratie vochtdeeltjes in de kop
- Roestvrij stalen behuizing, robuust en anti-corrosief
- 4-voudige spray

Garantie 24 maanden

M95L*	REF. C1023	905€	570€
M25L*	REF. C1024	722€	570€
M15L*	REF. C1025	814€	570€
M65 PAM	REF. H1008	814€	342€

*Beschikbaar in versie zonder licht

Ti-Max-X



BETROUWBAAR
ERGONOMISCH
POLYVALENT

- Titanium behuizing voor lager gewicht
- Duracoat bekleding voorkomt krassen

Garantie 24 maanden

X95L*	REF. C600	1.216€	713€
X25L*	REF. C601	932€	592€
X15L*	REF. C602	1.139€	705€
X65L PAM*	REF. H273	1.056€	720€

*Beschikbaar in versie zonder licht

ACTIE



PACK 3 INSTRUMENTEN S-MAX M NAAR KEUZE* 1.625€

* Te kiezen uit : turbines M800L, M900L, hoekstukken M95L, M25L, M15L

FX series & Pana-Max 2

Orthodontie

HOEKSTUKKEN EN HANDSTUKKEN VAN DE FX SERIE

FUNCTIONEEL - ERGONOMISCH
BETROUWBAAR



- Roestvrij stalen behuizing voor een degelijke hanteerbaarheid
- Ergonomische vorm
- Zonder licht/
Zonder spray

Garantie 12 maanden

TURBINE PANA-MAX 2



LANGE LEVENSDUUR
EENVOUDIG
BETROUWBAAR

- 17W draaikracht (M4) en 18W (PTL en KV)
- Roestvrij stalen behuizing voor een degelijke hanteerbaarheid
- Clean head systeem ter voorkoming van infiltratie vochtdeeltjes in de kop
- Keramische lagers die lange levensduur van het instrument garanderen
- Zonder licht

Garantie 12 maanden

PanaMax2 PTL	REF. P1211	408€
PanaMax2 KV	REF. P1212	408€
PanaMax2 M4	REF. P1154	313€
Vissable au cordon		

X55L

HOEKSTUK VOOR
STRIPPING



Voordelen

- Met mechanisme voor blokkage van insert

Kenmerken

- Reductie 4/1
- Voor Eva/Profin inserts
- Alternierende verticale beweging van 1,4 mm
- Max. snelheid : 10 000min⁻¹

Garantie 12 maanden

MODEL **X55L**
REF. **C608**
975€
1.192€

MODEL **X55**
REF. **C618**
830€
1.016€

1- FX25m	REF. C1052	255€
2- FX15m	REF. C1053	337€
3- FX75m	REF. C1055	383€
4- FX65m PAM	REF. H1014	275€
5- EX-6B PAM	REF. H260	263€

Andere modellen van hand- en hoekstukken van de FX serie zijn beschikbaar

VERBRUIKSARTIKELN



PANA SPRAY PLUS
Voor turbines, hoekstukken en pneumatische micromotoren (bevat alcohol)

500ML - REF. Z182100 35€ **27€**
6 X 500ML - REF. Y900630 181€ **153€**



**VOOR KOP VAN
TURBINE EN
HOEKSTUKKEN + M4**
REF. Z020201
1€ **0,85€**



MULTISTAND COMPLEET
Praktisch voor het organiseren van uw NSK instrumenten
REF. Z036
78€ **71€**

Koppelingen en Micromotoren

LED KOPPELINGEN VOOR EEN BETER ZICHT

- Anti-retour klep ter voorkoming van besmetting van het watercircuit
- Bekleding met titanium
- Behuizing van roestvrij staal, robuust en anti-corrosief
- Geïntegreerde LED (32000LUX/6500K)

 **Garantie 12 maanden**



PTL-CL-LED voor NSK
REF. P1001600 323€ **230€**



KCL-LED voor Kavo® MULTIflex® LUX
MET REGELING SPRAYDEBIET
REF. P1005600 433€ **317€**



SCL-LED voor Sirona®
MET REGELING VAN SPRAYDEBIET
REF. P1009600 433€ **317€**

ELECTRISCHE MICROMOTOREN

M40 XS MICROMOTOREN MET KOOLSTOFBORSTELS



- Flexibel van 60 tot 40.000 min⁻¹
- Minimale warmteontwikkeling
- LED licht geïntegreerd
- Titanium behuizing met Duracoat bekleding

 **Garantie 24 maanden**

M40XS
REF. E1135051
679€
976€

NLX nano INDUCTIEMOTOREN



- Hoog koppel (3,4 Ncm)
- Titanium behuizing
- Duracoat bekleding voorkomt krassen
- Volledig te steriliseren in autoclaaf (met beschermingsdop)

 **Garantie 24 maanden**

NLX nano
REF. E1044051
788€
1.102€

NLZ INDUCTIEMOTOREN



- Titanium behuizing
- Endo functie
- Hoog koppel (4.2 Ncm)

Momenteel enkel beschikbaar op de ADEC stoelen

 **Garantie 24 maanden**

NLZ
REF. E1152051
788€
1.102€

PNEUMATISCHE MICROMOTOREN **Garantie 12 maanden**



Ti-Max X205L M4
• Met licht
• Hoge draaikracht
REF. M1013 826€ **717€**



S-Max M205 M4
• Zonder licht
• Behuizing in roestvrij staal
REF. M1007 675€ **575€**



DynaLED M205LG M4
• LED verlichting
• Geïntegreerde elektrische generator
REF. M1018 976€ **800€**

Motor voor Retouches van prothesen

VOLVERE i7

MOTOR MET KOOLSTOFBORSTELS
VOOR RETOUCHES VAN PROTHESEN



 **Garantie 12 maanden**

STANDAARD

TYPE E



Voordelen

- Comfortabel en ergonomisch
- Antistofstelsysteem geïntegreerd
- Grote precisie
- Stil en zonder trillingen

Kenmerken

- Licht (930g) en compact (L69xD185xH167 mm)
- Autocruise functie (snelheidsregeling)
- Alarm om oververhitting te voorkomen
- Koppel 4,1 Ncm
- Snelheid van 1000-35000 min⁻¹
- Micromotor met koolstofborstels

Standaard MET HANDSTUK

REF. Y1002890 1.103€ **888€**

Type E MET HANDSTUK VR-EB

REF. Y1002891 1.103€ **888€**

Type E ZONDER HANDSTUK

REF. Y1003523 1.040€ **850€**




Hoe een namaak NSK instrument dadelijk herkennen



Onderhoud

ONDERHOUD VAN UW ROTERENDE INSTRUMENTEN IS ESSENTIEEL!



**STAP 1
DE PRE-DESINFECTIE**
Pre-desinfecteer uw instrumenten met een desinfecterend doekje dadelijk na gebruik



**STAP2
REINIGING EN
DESINFECTIE**
Het is aangewezen om deze stap uit te voeren met een thermodesinfector of een automaat voor reiniging en desinfectie zoals iCare+.



STAP3
De smering kan automatisch gebeuren of manueel met een oliebusje. Belangrijk is om na elk gebruik te smeren, zowel vooraan als achteraan.

iCare

AUTOMAAT VOOR SMERING



MODEL **C2** (2 TURBINES + 2 HOEKSTUKKEN)

MODEL **C3** (1 TURBINE + 3 HOEKSTUKKEN)

REF. C2 **Y1002787**

REF. C3 **Y1002788**

2.033€

~~2.786€~~

ADAPTER **iCare PTL** REF. **Z257010**

ADAPTER **iCare Kavo** REF. **Z257020**

ADAPTER **iCare WH** REF. **Z257021**

ADAPTER **iCare Bien Air** REF. **Z257022**

ADAPTER **iCare Sirona** REF. **Z257023**

92€

~~117€~~

 **Garantie 12 maanden**

Voordelen

- Eenvoudig qua gebruik en installatie
- Perfecte smering met aangepaste dosering
- Groot oliereservoir voor grotere autonomie



Kenmerken

- Geschikt voor 4 instrumenten
- 1 à 2 adapters volgens model
- Geleverd met 1 L olie



ABSORBERENDE DOEKJES VOOR ICARE

Set van 10 stuks

REF. **U433135**

~~6€~~ **5€**



ABSORBERENDE SPONSJES VOOR ICARE

Set van 12 stuks

REF. **Y900159**

~~28€~~ **21€**

Onderhoud

iCare+

AUTOMAAT VOOR REINIGING, DESINFECTIE EN SMERING VAN ROTEREND INSTRUMENTARIUM

VOOR
MEER
INFO



SNEL (behandeling van 15 minuten voor 4 instrumenten)
EENVOUDIG IN GEBRUIK



IN STOCK

- 2 modellen beschikbaar : 2 turbine aansluitingen + 2 aansluitingen voor hoekstukken (C2) of 1 aansluiting voor turbine + 3 aansluitingen voor hoekstukken (C3)
- Voor instrumenten met interne en externe spray
- Instrumenten onder rotatie en behandeling van de kanaaltjes voor water/lucht
- Universele connectie voor alle roterende instrumenten
- Geleverd met 1 of 2 adapters volgens model, onderhoudsolie 1L, 1 flacon n.clean en 1 flacon n.cid

C2 - REF. S102001
C3 - REF. S103001

5.467€
~~5.929€~~



Garantie 24 maanden

ADAPTER iCare+

PTL REF. Z1127010
WH REF. Z1127012
Bien Air REF. Z1127014
118€ **92€**

ADAPTER iCare+

Kavo REF. Z1127011
Sirona REF. Z1127013
134€ **105€**

n.clean (6x500ml)
REF. ACL600 ~~146€~~ **117€**

n.cid (6x500ml)
REF. ACD600 ~~146€~~ **117€**

1L Onderhoudsolie iCare / iCare +
REF. Z016130 ~~96€~~ **79€**

Pack reinigingsartikelen ~~826€~~ **654€**
3x6 n.clean
2x6 n.cid
1x huile maintenance
TRANSPORTKOSTEN GRATIS

ACTIE

PACK ICARE+ & 4 INSTRUMENTEN
SERIE TI-MAX Z OF NANO SERIES
NAAR KEUZE



of

PACK ICARE+ & 6 INSTRUMENTEN
SERIE S-MAX M
NAAR KEUZE



8.292€

Sterilisatie

iClave Plus

AUTOCLAAF 18L KLASSE B



REF. Y1003077

5.092€

6.240€

Garantie 36 mois

IN STOCK

Voordelen

- Ergonomisch
- Snelle en zekere sterilisatie
- Stil (<53 db)
- Eenvoudig in gebruik

Kenmerken

- Kamer van koper voor snellere cycli en minder energieverbruik
- Grote capaciteit met een volume van 18 Liter
- 8 programma's waaronder Prion cyclus

AANBIEDING

VOOR 2 AUTOCLAVEN
9.167€ MET VERLENGING
VAN GARANTIE TOT **4 JAAR**



Purity

AUTONOME STERILISATOR



VOOR ICLAVE PLUS 18L - REF. Z1284001

1.442€ **1.208€**

VERBRUIKSARTIKELEN



SEALINGTOESTEL NEWSEAL 05

- Weerstand auto-instelbaar
- Afmeting verzegeling: 1 cm
- Lengte roldrager: 44 cm

REF. Z1279 764€ **650€**

Garantie 12 maanden



BARCODE LEZER

- 1D Lezer
- Extended range lezing
- Geleverd met support en USB kabel

REF. MS5145 207€ **1623€**

Garantie 12 maanden



PRINTER CUSTOM

- Thermisch
- Voor barcode etiketten
- Geleverd met 10 rollen

REF. 9900006K 744€ **596€**

Garantie 12 maanden

LABELS GELEVERD PER 4 ROLLEN 10 ROULEAUX
REF. 9900007K 92€ **75€**



HELIX TEST

250 strookjes
REF. 9900059 220€ **175€**

Motor voor implantologie

Surgic Pro2 **NIEUW**

DE NIEUWE MOTOR VOOR CHIRURGIE DIE U VERBINDT MET DE TOEKOMST

Voetpedaal zonder snoer via
Bluetooth connectie

Handiger in gebruik dankzij
compactere micromotor

Betere zichtbaarheid door groot LCD
aanraakscherm met kleuren

Perfekte veiligheid door precieze
ijking van de draaikracht

Connectie met Osseo 100+
voor ISQ meting voor een
implantaatbehandeling met meer
zekerheid



HANDIG - VEILIG - CONNECTIES ZONDER SNOER



Inhoud :

- Motor met mogelijkheid tot opslaan van de parameters
- Micromotor LED SGL80M
- Hoekstuk met licht X-SG20L (Reductie 20:1)
- Voetpedaal zonder snoer
- 3 irrigatieslangen en ander toebehoren

 **Garantie 24 maanden**

MODEL **Surgic Pro2**
LED met Hoekstuk X-SG20L
REF. Y1004195

4.625€
6.483€

MODEL **Surgic Pro2 NL**
(zonder licht) met Hoekstuk SG20
REF. Y1004196

3.750€
6.113€

Motor voor implantologie

Gemakkelijk in gebruik, veilig, snoerloze connecties : de nieuwe Surgic Pro2 maakt het verschil. Dankzij de talrijke functies biedt het de gebruiker een efficiënte werkervaring, betrouwbaar en comfortabel. De SurgicPro2 is een echte innovatie. Met SurgicPro2 verlegt u uw limieten.

VOOR
MEER
INFO



1 Betere hanteerbaarheid. Een compactere micromotor, minder breed (-24,9%) en lichter (-9,1%)



2 Eenvoudig en intuïtief aanraakscherm. Een LCD aanraakscherm met achtergrondverlichting, met aanpasbare lichtsterkte en sensibiliteit.



3 LED verlichting met hoge resolutie. Zorgt voor een daglicht effect zonder toename van warmte.



4 Voetpedaal zonder snoer. Men kan de plaatsing van het voetpedaal kiezen zonder zorgen over de kabels.



5 Verbeterde ijking van de rotatiekracht.



6 Verbinding met het systeem voor meting van de osseo-integratie Osseo 100+.



7 Snoerloze verbinding met andere apparaten verzekert een vereenvoudigde implantaatprocedure.



8 Stille irrigatiepomp.

TOEBEHOREN



MODEL **Module voor bluetooth connectie**
REF. Z1402001

249€



MODEL **Slang 2M met micromotor**
REF. Y1004211

1.891€

ACTIE



BIJ AANKOOP VAN EEN **SURGIC PRO2**

EEN 2DE HOEKSTUK* VOOR SLECHTS 83€ MEER

*NAAR KEUZE X-SG93L of X-SG20L of X-SG93 of SG20

Ultrasone motoren voor chirurgie

VarioSurg 3

ULTRASONE MOTOR VOOR CHIRURGIE EN MICROCHIRURGIE

Voordelen

- Exceptionele ultrasone prestaties
- Ergonomisch en ultrafijn handstuk
- Effectieve overbrenging van vermogen en minimale warmteproductie
- Stabiele snijkraft dankzij de Feedback en Autotuning functies

Kenmerken

- iPiezo technologie
- 3 functies (Surg, Endo, Perio) en Burst functie
- 9 programma's : 5 chirurgie, 2 endodontie, 2 paro
- Geleverd met 5 irrigatieslangen, 1 ultrasoon handstuk, 1 pedaal, 1 basic H kit met 6 inserts (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11) en een sterilisatiecassette.
- Verbeterde Burst Functie voor snijactie in hard bot
- LED verlichting voor een betere precisie

 **Garantie 24 maanden**



Ultrafijn ontwerp voor maximale toegang



LED verlichting voor een grotere precisie bij de behandelingen



REF. Y1002726

5.542€

7.126€

Inserts

INSERTS VOOR CHIRURGIE KEUZE UIT MEER DAN 50 INSERTS ONTWIKKELD VOOR DE 3 FUNCTIES VAN VARIOSURG3.

OOGSTEN VAN BOT



SG1 - Z305101 - 130€



SG2R - Z305102 - 130€



SG14R - Z305122 - 130€

SINUSLIFTING



SG6D - Z305107 - 143€



SG7D - Z305108 - 143€



SG11 - Z305112 - 130€

EXTRACTIE



SG17 - Z305132 - 130€



SG18L - Z305134 - 130€

SCHRAPER



SG3 - Z305104 - 130€



SG5 - Z306106 - 130€

RETROGRADE ENDODONTIE



E30RD-S - Z305118 - 122€



E30LD-S - Z305119 - 122€

ONDERHOUD IMPLANTATEN



SUPPRIMER VIP
V10S - Z305117 - 115€



V-P10 - Y900184 - 43€



V-P11R - Y1002165 - 43€



V-P26L - Y1002169 - 43€

VOOR ONS VOLLEDIGE ASSORTIMENT
INSERTS VOOR ULTRASONE CHIRURGIE,
CONSULTEER ONZE BROCHURE



DYNAMOMETRISCHE SLEUTEL
Voor chirurgie CR-30
REF. 10000977 99€ 77€

AANBIEDING

4 INSERTS KOPEN = 2 INSERTS GRATIS

* DE GOEDKOOPSTE INSERTS

AANBOD GELDIG VOOR ALLE INSERTS

Ultrasone motoren voor chirurgie

Duo Cart Compleet

TWEE CHIRURGISCHE SYSTEMEN MET ELKAAR VERBONDEN EN AANGESTUURD DOOR ÉÉN PEDAAL VOOR MEER AUTONOMIE

COMBINATIE

Surgic Pro & VarioSurg3



REF. **2CARTCOMP**

9.583€

14.027€

EENVOUDIG - PRAKTISCH - ERGONOMISCH

- Connectie tussen beide motoren met de SG Link kabel
- Instelling van de programma 's en parameters dmv. één pedaal zonder snoer
- Duidelijke aanduiding van de parameters op het scherm
- De Duocart compleet bevat : SurgicPro met hoekstuk X-SG20L, Variosurg 3 zonder pedaal met handstuk VS3LED, cart, sterilisatiecassette, kit inserts Basic H (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11), SG Link kabel, voetpedaal en 20 irrigatieslangen.

COMBINATIE

NIEUW

Surgic Pro2 & VarioSurg3



REF. **2CARTCOMP2**

10.000€

14.535€

GECONNECTEERD - ZEKER - INTUÏTIEF

- Connectie tussen beide motoren dmv. Bluetooth
- Instelling van de programma 's en parameters dmv. één pedaal zonder snoer
- Duidelijke aanduiding van de parameters op het scherm
- De Duocart SP2 compleet bevat : SurgicPro2 met hoekstuk X-SG20L, Variosurg3 zonder pedaal met handstuk VSG3 LED, de cart, sterilisatie cassette, Basic H kit (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11), connectiemodule bluetooth, 8 irrigatieslangen



Motoren

Surgic Pro

MOTOR VOOR IMPLANTOLOGIE EN MICROCHIRURGIE

BETROUWBAAR - EENVOUDIG - EFFECTIEF



Geperfectioneerde irrigatiepomp



Ijking met grote precisie



Micromotor met snoer van 2m (3,5m optioneel)

- 80 Ncm draaikracht
- 8 programma 's geheugen
- Multifunctionele pedaal
- LED verlichting
- Geleverd met 5 irrigatieslangen

Garantie 24 maanden

Surgic Pro

LICHT MET HOEKSTUK X-SG20L
REF. **Y1003586**

4.125€
5.787€

ZONDER LICHT MET HOEKSTUK SG20
REF. **Y1003587**

3.075€
4.849€

AANBIEDING

BIJ AANKOOP VAN EEN **SURGIC PRO** MOTOR **1 INSTRUMENT GRATIS**



1 rood hoekstuk X-SG93L

REF. **C1004**

TER WAARDE VAN : **1.143€**

of



1 groen hoekstuk X-SG20L

REF. **C1003**

TER WAARDE VAN : **1.143€**

of



1 handstuk X-SG65L

REF. **H1009**

TER WAARDE VAN : **936€**

VERBRUIKSARTIKELEN



IRRIGATIESLANGETJES
Geleverd per 10 stuks min
REF. **Z263001** 40€ **7€**



STERILISATIECASSETTE
Voor VarioSurg3
REF. **Z313102** 201€ **154€**
Voor Surgic pro
REF. **S900040** 201€ **154€**



MICROMOTOR EN SNOER MET LICHT/ ZONDER LICHT
Met licht - REF. **E1023** 2.454€ **1.700€**
Zonder licht - REF. **E1025** 1.499€ **1.183€**



iCart Duo
Cart op wieltjes voor 1 OF 2 apparaten
REF. **S9090** 4.073€ **1.013€**

Chirurgie

Osseo 100+

APPARAAT VOOR METING VAN DE OSSEO-INTEGRATIE

INTUÏTIEF - NIET INVASIEF - SNEL

- Laat toe om de behandelingstijd te controleren
- Verhoogt de slagingskans voor protocollen met korte behandelingstijd en bij risicopatiënten
- Biedt een duidelijke en precieze meting van de osteo-integratie
- Snoerloze verbinding met SurgicPro2
- Behandeling van de gegevens zonder snoer : ISQ metingen kunnen gedeeld worden op een tablet via SurgicPro2

REF. Y1004176

2.045€

2.364€



AANBIEDING

-50% OP OSSEO 100+ BIJ AANKOOP VAN EEN SURGIC PRO2

Osseo 100 APPARAAT VOOR METING VAN DE OSSEO-INTEGRATIE



REF. Y1004175

1.830€

2.114€

HERBRUIKBARE Multipegs

De multipegs worden niet bijgeleverd en worden besteld afhankelijk van implantaatsysteem. Meer dan 60 referenties beschikbaar. Tot 20 keer te steriliseren.



EENHEIDSPRIJS
Multipeg™
40€

VOLLEDIGE
MULTIPEG LIJST
BESCHIKBAAR



AANBIEDING

BIJ AANKOOP VAN EEN
OSSEO 100 / OSSEO100+

3 MULTIPEGS GRATIS

iSD900

SNOERLOZE
SCHROEVENDRAAIER
VOOR IMPLANTAAT
PROTHESEN

REF. Y1001358

1.038€

1.597€

Voordelen

- Snel en precies
- Gemakkelijker toegang tot de posterieure zones
- Zekerheid

 **Garantie 12 maanden**



Kenmerken

- Ijkingssysteem voor draaikracht voor precieze controle
- Koppel van 10 to 40 Ncm
- 3 rotatiesnelheden
- Compatibel met de meeste implantaatsystemen
- Ergonomische hendel
- LCD scherm

Instrumenten

PRE-IMPLANTAIRE CHIRURGISCHE HOEKSTUKKEN MULTIPLICATOR 1:3

*LED licht geïntegreerd

 **Garantie 12 maanden**



X-SG93L*
TRIPLE SPRAY
REF. **C1004**
915€
1.143€



Z-SG45L*
GEOEKT KOP
REF. **C1107**
988€
1.336€

IMPLANTAIRE CHIRURGISCHE HOEKSTUKKEN REDUCTIE 20:1

 **Garantie 12 maanden**



X-DSG20L*
DEMONTTEERBAAR
REF. **C1068**
1.004€
1.281€



X-SG20L
DUBBELE IRRIGATIE
REF. **C1003**
915€
1.143€



SG20
ZONDER LICHT
REF. **C1010**
671€
822€



SGMS-ER20i
MET DIEPTEMETER
REF. **Y110147**
617€
771€

HANDSTUKKEN VOOR CHIRURGIE 1:1 AANDRIJVING

*Bestaat in versie zonder licht

 **Garantie 12 maanden**



X-SG65L*
MET LICHT
REF. **H1009**
763€
936€



SGX-E20R
VOOR ZYGOMATISCHE BOREN
REF. **HA1200**
754€
902€



SGS-ES
MET IRRIGATIERING
INCLUSIEF
REF. **H264**
475€
593€



SGA-ES
MET IRRIGATIERING
INCLUSIEF
REF. **H263**
672€
822€

Ultrasone Scalers

Varios Combi Pro

3 SYSTEMEN IN 1 : COMBINATIE VAN ULTRASONIC SCALER EN SUPRA EN SUBGINGIVALE POEDERSTRALERS.

REF. Y1002843

4.625€

5.211€




TEVREDEN OF TERUGBETALING

* Terugname binnen 30 dagen na plaatsing in praktijk



Garantie 12 maanden



Voordelen

- Optimaal comfort
- Breed scherm en intuïtief gebruik
- Maximaal comfort voor de patiënt
- Beperkte nevelvorming
- Automatische schakeling van ultrasonische functie naar poederstralen wanneer het instrument uit de houder gelicht wordt.
- Automatische functiekeuze bij installatie van supragingivale of subgingivale behandeling
- Geleverd met Prophy-kit en inserts G4, G6 en G8

ACTIE



COMBINATIE VAN 2 X VARIOS COMBI PRO

8.292€

Ultrasone Scalars

Varios 970L

MULTIFUNCTIONELE
ULTRASONE SCALER

Met licht
REF. Y1004161
1.675€
2.613€

Zonder licht
REF. Y1004160
1.460€
2.257€



- Compact met 2 geïntegreerde reservoirs
- Licht handstuk
- iPiezo technologie met 3 functies (algemeen, endo, paro)
- 2 flacons van 400 ml
- Geleverd met kit van 3 inserts (G4, G6, G8)
- Bestaat in model zonder licht.

ONS ADVIES

DENK ERAAN OM
REGELMATIG DE
TOESTAND VAN UW
INSERTS NA TE KIJKEN
MET DE SLIJTAGEKAART
VAN NSK.



VOOR ULTRASONE SCALER

SCALING



G1 - REF. Z217101 - **78€**

G4 - REF. Z217104 - **78€**

G6 - REF. Z217106 - **78€**

G8 - REF. Z217108 - **78€**

PARO



P1 - REF. Z217404 - **113€**

P1D - REF. Z217405 - **122€**

P10 - REF. Z217410 - **113€**

P11R - REF. Z217408 - **113€**

P20 - REF. Z217420 - **113€**

P25L - REF. Z217425 - **113€**

ENDONTIE



E8 - REF. Z217308 - **78€**

E8D - REF. Z217318 - **122€**

Endodontiekit E11
REF. Y900146 - **211€**
Voor irrigatie van het
voorstel wortelkanaal

ONDERHOUD IMPLANTATEN



KIT INSERTS VOOR ONDERHOUD IMPLANTATEN

REF. Y1002606 - **160€**

BROCHURE MET
ULTRASONE
INSERTS



AANBIEDING

AANBOD GELDIG VOOR AL ONZE INSERTS

**4 INSERTS
KOPEN = 2 INSERTS
GRATIS***

*DE GOEDKOOPSTE INSERTS

Parodontologie

Ti-Max S970L

PNEUMATISCHE SCALER



Voordelen

- Goede zichtbaarheid
- Aan te sluiten op turbinekoppeling
- Grote keuze aan inserts voor talrijke toepassingen

Kenmerken

- Titanium behuizing met Duracoat bekleding
- Dubbele LED verlichting (S970L, KL, SL)
- Ring voor instellen van kracht
- Geleverd met 3 inserts (G1, G2, G3)

Garantie 12 maanden

ZONDER LICHT

S970L REF. T1005
S970KL REF. T1013
S970SL REF. T1015

859€ 1.070€

NON LUMIÈRE

S970 REF. T1020

675€ 845€

INSERTS VOOR PNEUMATISCHE SCALER



S1 - REF. Z252411 - **78€**



S2 - REF. Z252413 - **78€**



S3 - REF. Z252412 - **78€**



S10 - REF. Z252420 - **78€**



S20 - REF. Z252441 - **78€**



S21R - REF. Z252442 - **78€**



S21L - REF. Z252443 - **78€**



SUPPORT INSERT S35
REF. Z252015 - **115€**

AANBIEDING

AANBOD GELDIG VOOR AL ONZE INSERTS

4 INSERTS = 2 INSERTS KOPEN GRATIS*

*DE GOEDKOOPSTE INSERTS



DYNAMOMETRISCHE SLEUTEL

CR-10 VARIOS REF. Z221076 **32€**

CR-20 POUR S970 REF. Z1090 **57€**

iProphy

HOEKSTUK VOOR PROFYLAXE ZONDER SNOER VOOR EENVOUDIGE BEHANDELINGEN ZONDER BEPERKINGEN



MODEL **iProphy**
REF. **Y1500015**

1.010€
1.123€

Voordelen

- Handstuk zonder snoer en zonder pedaal zorgt voor totale bewegingsvrijheid
- Licht
- Ergonomisch

Garantie 12 maanden

Kenmerken

- Stabiele rotatiesnelheid (500 tot 2500 min-1)
- Kop eenvoudig te vervangen
- 6 koprichtingen voor alle behandelingsposities
- Licht (116g) geeft minder vermoeidheid
- De kleine kop iFX57 biedt een goede zichtbaarheid en toegankelijkheid tot de molaren.

ONS ADVIES

VOOR EEN OPTIMALE KRACHTONTWIKKELING VAN UW SCALER, CONTROLEER DE WERKING VAN UW DYNAMOMETRISCHE SLEUTEL.

Parodontologie

Perio-Mate

POEDERSTRALER VOOR
SUBGINGIVALE BEHANDELING



Voordelen

- Disposable opzetstukjes
- Fijne vormgeving
- Gemakkelijk onderhoud

Kenmerken

- Handstuk met 360° rotatie
- Ring voor instellen van debiet poeder
- Geleverd met een flacon poeder van 160g en 40 disposable inserts

Garantie 12 maanden

Koppeling NSK REF. Y1002654
Koppeling Kavo REF. Y1002655
Koppeling Sirona REF. Y1002656
Koppeling W&H REF. Y1002657
Koppeling Bien-AIR REF. Y1002658

925€

1.325€

Prophy-Mate neo

POEDERSTRALER VOOR
SUPRAGINGIVALE BEHANDELINGEN



Voordelen

- Solide en betrouwbaar
- Eenvoudig in gebruik
- Gemakkelijk onderhoud

Kenmerken

- Ergonomische vormgeving
- Uitwisselbare mondstukjes
- Geleverd met 5 sticks Flash Pearl en 2 mondstukjes (60° en 80°)

Garantie 12 maanden

Koppeling NSK REF. Y135029
Koppeling Kavo REF. Y135030
Koppeling Sirona REF. Y135031
Koppeling W&H REF. Y135032
Koppeling Bien-Air REF. Y135033

833€

1.247€



Dubbele aanvoer van lucht

Dubbele rotatie 360°

Snelle en eenvoudige connectie

AANBIEDING



BIJ AANKOOP VAN EEN PERIO-MATE, PROPHY-MATE NEO
EEN 2DE HANDSTUK GRATIS

TER WAARDE VAN : 52€

ONS ADVIES

VOOR EEN MAXIMALE KRACHT VAN UW POEDERSTRALER GELIEVE DE PERSLUCHT IN TE STELLEN VOLGENS HET ADVIES

VERBRUIKSGOEDEREN



POEDER PERIO-MATE (SUBGINGIVAAL)
Poeder op basis van glycine
Fijne granulometrie (25µm)
2x160g
REF. Y900938 90€ **73€**



DISPOSABLE TIPS ÉÉNMALIG GEBRUIK 40 STUKS
REF. Y1002741 88€ **68€**



FLASH PEARL - (SUPRAGINGIVAAL)
Poeder op basis van calcium (zonder natrium) Sferische partikels (54µm)

FLES 4x300g
REF. Y900698 93€ **77€**

DOOS VAN STICKS 100x15g
REF. Y900693 207€ **162€**



STERILISEERBARE MONDSTUKJES 60°

REF. T797012 147€ **90€**

80°
REF. T797013 147€ **90€**

Endodontie

Endo-Mate TC2

HANDSTUK VOOR ENDODONTIE



ZONDER SNOER
ERGONOMISCH

- Met automatische inversie en alarm (gelimiteerd koppel)
- 5 programma 's voor verschillende vijlsystemen
- Snelle oplaadtijd (90 min)

Garantie 12 maanden

MET MP KOP
REF. Y1001027

1.233€
1.625€

AANBIEDING

Endo-Mate TC2 + iPexII 1.666€

(MET MPA KOP) - REF. TC2 Y1001028

2.804€

iPexII

APEXLOCALISATOR
MET GROTE PRECISIE



ZEKER
COMPACT

- Nauwkeurige meting van het wortelkanaal

Garantie 12 maanden

REF. Y1002208

825€
1.052€

Endo-Mate DT2

ENDODONTIEMOTOR



MET MP KOP
REF. Y1004230

900€
1.195€

Garantie 12 maanden

COMPACT - AUTONOOM - ONTWERP

- Tafelmodel - Programmeerbaar
- 6 posities van kop
- Eenvoudige connectie
- Automatische Inversie

Ti-Max Ti-ENDO

ENDODONTISCH HOEKSTUK MET RING
VOOR KOPPELCONTROLE

Voordelen

- Voor een effectieve en veilige behandeling

REF. C589

763€
958€

Kenmerken

- 4 instellingen van koppel
- Uiterst kleine kop
- Reductie 128:1
- Titanium behuizing
- 360° continue rotatie

Garantie 12 maanden



Ti-Max EX-ENDO 128

HOEKSTUK VOOR ENDODONTIE

Voordelen

- Zeer kleine kop voor een eenvoudige toegang tot de molaire zone

Kenmerken

- Reductie 128:1
- Rotatie 360°
- Niet uitschakelbaar

REF. C592

513€
596€

Garantie 12 maanden



Mobiele tandheelkunde

Dentalone

MOBIELE TANDHEELKUNDE UNIT
IN TRANSPORTKOFFER



COMPLEET
AUTONOOM
STIL

- Instrumentenhouder met automatische keuze van gebruikte functie
- Digitale weergave van parameters
- Inductiemotor
- Inductiemotor NLX nano met LED
- Varios170 ultrasone scaler met LED
- Multifunctionele spuit (lucht, water, spray)
- Afzuiging
- Geïntegreerde compressor

 **Garantie 12 maanden**

REF. **S9070**

11.542€*

12.084€

* Geleverd zonder hoekstuk

VIVA ace

KOFFER ALLES-IN-ÉÉN



LICHT (8,6 KG)
COMPACT
AUTONOOM

Eenvoudige en instelbare installatie op
4 niveau's afhankelijk van behandeling
in zit of rechtstaand

- Multifunctionele spuit (lucht, water, spray)
- Afzuiging
- Intuïtieve controle van het scherm
- Geïntegreerde compressor

 **Garantie 12 maanden**

REF. **Y1003773**

9.125€*

9.923€

* Geleverd zonder hoekstuk



ULTIMATE XL

INDUCTIEMOTOR VOOR BEHANDELING VAN PROTHESEN IN HET LABO

Voordelen

- Lichte en compacte behuizing
- Keuze tussen 3 micromotoren en 4 consoles (tafel, toren, knie en voet)
- Performant
- Minimale trillingen en stil
- Anti-stof mechanisme

Kenmerken

- Koppel 8,7 Ncm
- Numerieke weergave van de snelheid
- Snelheid 100-50000 min⁻¹
- Onderhoudsmodus
- Automatische snelheidsregeling
- Inductiemotor

 **Garantie 12 maanden**



KEUZE UIT 3 MICROMOTOREN EN 4 MODELLEN



Tafelmodel
ULTIMATE XL



Torenmodel
ULTIMATE XL-D



Kniemodel
ULTIMATE XL-K



Voetmodel
ULTIMATE XL-F

UMXL-KT Torque
UMXL-GT Torque
UMXL-FT Torque
UMXL-DC Torque

KNIEMODEL
TAFELMODEL
VOETMODEL
TORENMODEL

REF. **Y141495**
REF. **Y141471**
REF. **Y141513**
REF. **Y141504**

UMXL-KC Compact
UMXL-GC Compact
UMXL-FC Compact
UMXL-DC Compact

KNIEMODEL
TAFELMODEL
VOETMODEL
TORENMODEL

REF. **Y141496**
REF. **Y141472**
REF. **Y141514**
REF. **Y141505**

1.496€

2.013€

1.308€

1.643€

AANBIEDING

BIJ AANKOOP VAN EEN **ULTIMATE XL**
1 HANDSTUK GRATIS

WAARDE : **273€**



TORQUE HANDSTUK
REF. **H269**



COMPACT HANDSTUK
REF. **H271**

Tandtechniek

PRESTO II

TURBINE VOOR TANDTECHNISCH LABO



REF. Y150022

679€

~~922€~~

BETROUWBAAR
PRECIES

- Snelheid 320 000 min⁻¹
- Geen smering noodzakelijk
- Lichte, compacte unit

 **Garantie 12 maanden**

PRESTO AQUA II

TURBINE VOOR TANDTECHNISCH LABO



REF. Y150023

1.325€

~~1.824€~~

 **Garantie 12 maanden**

OPTIMALE PRECISIE
PERFORMANT

- Snelheid 320 000 min⁻¹
- Regelbare spray
- Draaibaar handstuk 360°
- Geen smering nodig
- Antistof mechanisme



Het ergonomische handstuk
is licht en compact.

VIVA mate G5

DRAAGBARE MICROMOTOR MET LED VOOR
RETOUCHES EN ALGEMEEN GEBRUIK



- Mobiel en handig
- LED micromotor met interne spray
- Controlescherm voor eenvoudig en intuïtief gebruik
- Met batterijen of adapter
- Voetpedaal optioneel
- Geleverd zonder hoekstuk

REF. Y1002801

1.375€

~~1.533€~~

VRAAG EEN GRATIS TEST
VAN ONZE PRODUCTEN

**GRATIS,
VRIJBLIJVEND
EN SNEL**

www.trynsk.nl

IN 3 STAPPEN BESTEL HET
NSK PRODUCT NAAR KEUZE
EN ONTVANG HET IN UW
PRAKTIJK



Onze service !

Wij hechten veel belang aan ondersteuning van de tandarts in de dagelijkse praktijk :
gratis testen van producten, lenen van materiaal tijdens herstellingen,
Daarom neemt het aantal NSK gebruikers steeds toe.

Lijst van officiële NSK verdelers

BELGIË
ABW DENTAL SPRL
ALCYON BENELUX
ALEAMED BVBA
ALLMEDICS BVBA
APEX S.P.R.L
AS DENTAL
CASTELBEL SA
CONCEPT DENTAL AL SPRL
DENTAL BIOLUX
DENTAL DISCOVERY N.V
DENTAL QUALITY SPRL
DENTAL SUD S.P.R.L

DISTRIBIL
DL MEDICAL
DPI
HENRY SCHEIN NV
HMI DENTAL
IMPRODENT BVBA
KERCKAERT NV
MEDICOTRONIX SA
MEDINI NV
MFI SRL
PHENOX NV
PRODAT
STERIBEL
STRAUMANN BELGIUM

NEDERLAND
ALLDENT
DAM MEDICAL
DENTAL PARTNERS ROTTERDAM
DENTALAIR
DIRECT DENTAL SUPPLIES
HOFMEESTER DENTAL
DEMEGRO TRADING
LARIX DENTAL CONCEPTS
ARSEUS LAB BV
HENRY SCHEIN BV
ARSEUS DENTAL BV
AMERICAN DENTAL TRADING
DENTAL UNION
UTRECHT DENTAL

EEN VOLLEDIG TEAM TER UWER BESCHIKKING

NEDERLAND EN VLAANDEREN



Peter Soetewey 

0032 477 28 54 48
peter.soetewey@nsk.fr

Aline Lemoine 

aline.lemoine@nsk.fr


David Bouquillon 

david.bouquillon@nsk.fr

 Vertegenwoordiger

 Administratie

 Hersteldienst



FRANSTALIG BELGIË



Alexis Rousseaux 

+33 6 30 66 91 69
alexis.rousseau@nsk.fr

Patricia Fomo 

patricia.fomo@nsk.fr

Manuel Alfonso 

manuel.alfonso@nsk.fr

LUXEMBURG



Georges Hindy 

+33 6 33 36 63 50
georges.hindy@nsk.fr

Nadia Pazour 

nadia.pazour@nsk.fr

Sébastien Leblanc 

sebastien@nsk.fr

NSK FRANCE SAS www.nsk.fr

32 rue de Lisbonne - 75008 Paris France - F. +33 (0)1 56 79 59 81 - info@nsk.fr

