



get it!

NSK actie-aanbiedingen

HERFST/WINTER · 1. SEPTEMBER TOT 31. DECEMBER 2024



Prophy-Mate neo



ULTIMATE XL



Ti-Max Z Turbine



Varios Combi Pro



4+1



VIVA ace

Turbines

Ongeëvenaarde trekkracht

De **nieuwe** Ti-Max Z Turbine Z990 / Z890 Met vermogen tot 44 watt*

*Model Z990L bij luchtdruk 4,2 bar

Vermogen, veiligheid, comfort en gebruiksvriendelijkheid: de nieuwe Ti-Max Z turbine, ook verkrijgbaar met minikop, biedt echte meerwaarde bij de tandheelkundige behandeling – ook met het oog op de tevredenheid van patiënten.



1
Effectieve
snijprestaties –
kortere ingrepen



2
Maximale
veiligheid en
zekerheid



3
Meer comfort
en gebruikers-
vriendelijkheid



- Titanium body met krasvaste DURAGRIP®-coating • Keramische kogellagers • Clean-Head-System
- Viervoudige spraykoeling • Eenvoudige rotorwissel • 100° kop • Quick-Stop-functie
- Z990/Z890: microfilter, DURAPOWERCHECK®

 **2 Jaar Garantie**

Standaardkop (Ø 12,1 × H 12,7 mm)

met Licht

4+1

Ti-Max Z990L

REF. PA23730001

- voor NSK PTL Koppeling

Ti-Max Z990KL

REF. PA23750001

- voor KaVo®MULTiflex®
LUX Koppeling

Ti-Max Z990SL

REF. PA23770001

- voor Sirona® Snelkoppeling

Ti-Max Z990WL

REF. PA23870001

- voor W&H® Roto Quick®
Koppeling

990€*
1.345€*

Minikop (Ø 10,6 × H 10,8 mm)

met Licht

4+1

Ti-Max Z890L

REF. PA23720001

- voor NSK PTL Koppeling

Ti-Max Z890KL

REF. PA23740001

- voor KaVo®MULTiflex®
LUX Koppeling

Ti-Max Z890SL

REF. PA23760001

- voor Sirona® Snelkoppeling

Ti-Max Z890WL

REF. PA23860001

- voor W&H® Roto Quick®
Koppeling

990€*
1.345€*

Microkop (Ø 9,0 × H 10,8 mm)

met Licht

4+1

Ti-Max Z micro

REF. PA2357

- voor NSK PTL Koppeling

895€*
953€*

Ti-Max Z micro KL

REF. PA2358

- voor KaVo®MULTiflex®
LUX Koppeling

Ti-Max Z micro SL

REF. PA2359

- voor Sirona® Snelkoppeling

Ti-Max Z micro WL

REF. PA23610001

- voor W&H®
Roto Quick® Koppeling

967€*
1.073€*

NIEUW

Opmerking: Turbines van de Ti-Max Z990 / Z890-serie zijn ook voor Bien Air® turbinekoppelingen verkrijgbaar tegen de hierboven aangegeven speciale prijzen.

Hand- en hoekstukken

Ti-Max Z

- Titanium body met krasvaste DURAGRIP® coating • Lichtgeleiding via glasstaaf • Geïntegreerde microfilter
- Clean-Head-System • Extreem compacte afmetingen (bijvoorbeeld hoekstuk-kopmaat Ø 8,9 x H 13,4 mm)

 **3 Jaar Garantie**



4+1

met Licht **1:5**

Ti-Max Z95L

REF. C1034

- Hoekstuk met licht
- 1:5 versnelling
- Viervoudige spraykoeling
- Keramische kogellagers
- Tweeweg-sprayfunctie

1.150€*
1.366€*



4+1

met Licht **1:1**

Ti-Max Z25L

REF. C1038

- Hoekstuk met licht
- 1:1 overbrengingsverhouding
- Enkelvoudige spraykoeling
- Tweeweg-sprayfunctie

780€*
874€*



4+1

met Licht **4:1**

Ti-Max Z15L

REF. C1039

- Hoekstuk met licht
- 4:1 vertraging
- Enkelvoudige spraykoeling
- Tweeweg-sprayfunctie

890€*
1.012€*



4+1

met Licht **1:4,2**

Ti-Max Z45L

REF. C1064

- Hoekstuk met licht
- 1:4,2 versnelling
- Tweeweg-sprayfunctie
- Keramische kogellagers
- Superieure toegang dankzij 45° schuine kop

1.251€*
1.366€*

4+1 ACTIE

Stel uw individuele pakket samen uit 5 van de op de pagina's 2 t/m 4 afgebeelde instrumenten. De totaalprijs van het pakket wordt verminderd met de prijs van het goedkoopste instrument van het pakket.

Airscafers van de serie Ti-Max S970 doen ook mee met de 4+1 actie. Let op het teken 4+1.



Ti-Max X

- Titanium body met krasvaste DURAGRIP® coating • Lichtgeleiding via glasstaaf

 **2 Jaar Garantie**



4+1

met Licht **1:5**

Ti-Max X95L

REF. C600

- Hoekstuk met licht
- 1:5 versnelling
- Viervoudige spraykoeling
- Keramische kogellagers

967€*
1.132€*



4+1

met Licht **1:1**

Ti-Max X25L

REF. C601

- Hoekstuk met licht
- 1:1 overbrengingsverhouding
- Enkelvoudige spraykoeling

710€*
834€*



4+1

met Licht **4:1**

Ti-Max X15L

REF. C602

- Hoekstuk met licht
- 4:1 vertraging
- Enkelvoudige spraykoeling

813€*
938€*



4+1

met Licht **1:1**

Ti-Max X65L

REF. H273

- Handstuk met licht
- 1:1 overbrengingsverhouding
- Enkelvoudige spraykoeling

844€*
920€*

Hand- en hoekstukken / Turbines

S-Max M

• Roestvrijstalen body • Lichtgeleiding via glasstaaf

2 Jaar Garantie



4+1

met Licht 1:5

S-Max M95L
REF. C1023

- Hoekstuk met licht
- 1:5 versnelling
- Viervoudige spraykoeling
- Keramische kogellagers

854€*
894€*




4+1

met Licht 1:1

S-Max M25L
REF. C1024

- Hoekstuk met licht
- 1:1 overbrengingsverhouding
- Enkelvoudige spraykoeling

607€*
673€*



4+1

met Licht 4:1

S-Max M15L
REF. C1025

- Hoekstuk met licht
- 4:1 vertraging
- Enkelvoudige spraykoeling

679€*
799€*



4+1

zonder Licht 1:1

S-Max M65
REF. H1008

- Handstuk zonder licht
- 1:1 overbrengingsverhouding
- Enkelvoudige spraykoeling

462€*
490€*

• Roestvrijstalen body • Lichtgeleiding via glasstaaf • Keramische kogellagers
• Clean-Head-System • Viervoudige spraykoeling

2 Jaar Garantie



4+1

Standaardkop (Ø 12,1 × H 13,3 mm) met Licht

S-Max M900L
REF. P1254

- voor NSK PTL Koppeling

648€*
691€*

S-Max M900KL
REF. P1258

- voor KaVo® MULTiflex® LUX Koppeling

710€*
776€*

S-Max M900SL
REF. P1262

- voor Sirona® Snelkoppeling

710€*
776€*

S-Max M900WL
REF. P1266

- voor W&H® Roto Quick® Koppeling

710€*
776€*

Minikop (Ø 10,6 × H 12,4 mm) met Licht

S-Max M800L
REF. P1253

- voor NSK PTL Koppeling

648€*
691€*

S-Max M800KL
REF. P1257

- voor KaVo® MULTiflex® LUX Koppeling

710€*
776€*

S-Max M800SL
REF. P1261

- voor Sirona® Snelkoppeling

710€*
776€*

S-Max M800WL
REF. P1265

- voor W&H® Roto Quick® Koppeling

710€*
776€*


Opmerking: Turbines van de S-Max-serie zijn ook voor Bien Air® turbinekoppelingen verkrijgbaar tegen de hierboven aangegeven speciale prijzen.

Ti-Max S970 Airscaler

- Titanium body met DURACOAT® coating
- Verhoogde trekkracht, constante prestaties
- Ringlichtgeleider
- Breed assortiment opzettips voor tandsteenverwijde ring, parodontologie, restauratie en endotoepassingen
- Trillingsfrequentie: 5800–6200 Hz
- Incl. 3 scaling-opzettips (S1, S2, S3)



Power Control-ring met 3 standen



Optimale toegang

4+1



met Licht

Ti-Max S970L
REF. T1005

- voor NSK PTL Koppeling

1.073€*

met Licht

Ti-Max S970KL
REF. T1013

- voor KaVo® MULTiflex® LUX Koppeling

1.188€*

met Licht

Ti-Max S970SL
REF. T1015

- voor Sirona® Snelkoppeling


1.188€*

Professionele Verzorging

De keuze van het juiste materiaal is zeer belangrijk in de professionele verzorgingssector

De professionele mondverzorging omvat behandelingen voor de preventie en genezing van tandvleesaandoeningen, subgingivale scaling, de verwijdering van pathogene bacteriën, de verwijdering van biofilm, de preventie van cariës door tandplakvorming tegen te gaan, en de verwijdering van vlekken, nicotine en teer om de

tanden hun natuurlijke glans terug te geven. Een volledige en professionele verzorging vereist kwaliteitsapparatuur om een geschikte en efficiënte tandheelkundige behandeling op maat van de patiënt te kunnen garanderen.



Varios Combi Pro

DE VARIABELE 2-IN-1 COMBINATIE
VAN PROFYLAXE EN PERIO

2 IN 1 ULTRASOON × POEDERSTRAAL

Basisset

Varios Combi Pro

REF. Y1002843

De Varios Combi Pro Basisset bevat:

- Besturingsunit
- Ultrasonische unit incl. handstuk met led
- Supragingivale poederstraalkit
- Multifunctionele voetschakelaar
- Ultrasonische opzettips G4, G8 en G16
- Verdere accessoires

5.073€*

Unboxing
Varios Combi Pro



Varios Combi Pro GIGAPAKKET P4+C

Ultrasonische scaling en poederstraal apparaat
Varios Combi Pro Basic Set

REF. Y1002843



+ Perio-Kit**

REF. Y1003042

Subgingivaal gebruik



+ Extra ultrasoon handstuk
Varios2 LUX HP met Licht

REF. E351050



+ Handige Trolley voor Varios Combi Pro
iCart Prophy

REF. S9095



7.365€*

7.913€*

Bespaar **548€**

**De Perio kit is optioneel naar wens verkrijgbaar kan ook worden vervangen door een profykit.

Varios Combi Pro GIGAPAKKET P4+

Ultrasonische scaling en poederstraal apparaat
Varios Combi Pro Basic Set

REF. Y1002843



+ Perio-Kit**

REF. Y1003042

Subgingivaal gebruik



+ Prophy-Kit

REF. Y1003771

Supragingivaal gebruik



+ Extra ultrasoon handstuk
Varios2 LUX HP met Licht

REF. E351050



7.085€*

7.761€*

Bespaar **676€**

**De Perio kit is optioneel naar wens verkrijgbaar kan ook worden vervangen door een profykit.

Varios Combi Pro VOORDEELPAKKET P4 light

Ultrasonische scaling en poederstraal apparaat
Varios Combi Pro Basic Set

REF. Y1002843



+ Perio-Kit**

REF. Y1003042

Subgingivaal gebruik




5.599€*

6.030€*

Bespaar **431€**

**De Perio kit is optioneel naar wens verkrijgbaar kan ook worden vervangen door een profykit.



Poederstraalkit voor supra-gebruik

Prophy-Kit

REF. Y1003771

897€*

Poederstraalkit voor sub-gebruik

Perio-Kit

REF. Y1003042

957€*

Ultrasonisch handstuk met led

Varios2 LUX HP

REF. E351050

834€*

Mondhygiëne

FOR THE ORAL HYGIENE HEROES.

Simple Action, Dual Performance

Varios Combi Pro

Ultrasoon x poederstraal



((G))

((E))

(P)



POWER

POWDER

IRRIGATION



NSK Varios Combi Pro

Mondhygiëne

Prophy-Mate neo

POEDERSTRAALINSTRUMENT VOOR SUPRAGINGIVAAL GEBRUIK



VOORDEELPAKKET P1

Poederstraler
Prophy-Mate neo
REF. NAAR KEUZE



+ Extra handstuk
PMN-HP
REF. T797010



+ Reinigingspoeder op calciumbasis
FLASH pearl 4 x 300g
REF. Y900698



1.143€*

1.443€*

Bespaar **300€**



Voor NSK turbinekoppeling	REF. Y135029	967€*
Voor KaVo® MULTIflex® LUX koppeling	REF. Y135030	1.014€*
Voor Sirona® snelkoppeling	REF. Y135031	1.014€*
Voor W&H® Roto Quick® koppeling	REF. Y135032	1.014€*
Voor Bien-Air® Unifix® koppeling	REF. Y135033	1.014€*

MEGAPAKKET P3

Perio-Mate + Prophy-Mate neo

VOORDEELPAKKET P1 & P2 IN COMBINATIE

2.297€* 3.106€* Bespaar **809€**



Perio-Mate

POEDERSTRAALINSTRUMENT VOOR SUBGINGIVAAL GEBRUIK



VOORDEELPAKKET P2

Biofilm Eraser
Perio-Mate
REF. NACH WAHL



+ Extra handstuk
PER-HP
REF. T1043010



+ Glycinepoeder
Perio Mate Powder 2 x 160g
REF. Y900938



1.308€*

1.663€*

Bespaar **355€**



Voor NSK turbinekoppeling	REF. Y1002654	1.132€*
Voor KaVo® MULTIflex® LUX koppeling	REF. Y1002655	1.193€*
Voor Sirona® snelkoppeling	REF. Y1002656	1.193€*
Voor W&H® Roto Quick® koppeling	REF. Y1002657	1.193€*
Voor Bien-Air® Unifix® koppeling	REF. Y1002658	1.193€*

Prophylaxepulver

VORR HET LANGDURIG BEHOUD VAN MOOIE EN GEZONDE TANDEN



Reinigingspoeder op basis van calcium

FLASH pearl

REF. Y900698

- 4 x 300g Flesjes
- Ø Partikelgröße: 54µm
- Anwendung: supragingival

91€*



Poeder op basis van glycine

SOFT pearl

REF. Y1500721

- 4x 250g Flesjes
- Ø korrelgrootte: 65µm
- Gebruik: supragingivaal

122€*



Poeder op basis van glycine

Perio Mate Powder

REF. Y900938

- 2 x 160g Flesjes
- Ø Partikelgröße: 25µm
- Anwendung: supragingival und subgingival

73€*

Varios 970

ULTRASOON APPARAAT MET IPIËZO-TECHNOLOGIE

- iPiezo-besturingselektronica voor stabiele vermogensafgifte
- Vederlicht handstuk voor alle indicaties
- Uitgebreid assortiment hulpstukken voor alle toepassingsgebieden: profylaxe, parodontologie, endodontie, restauratie & protheses
- ledlichttechnologie
- 2 koelvloeistoftanks à 400 ml + vaste wateraansluiting

De Varios 970 complete set omvat:

- Besturingsunit
- Handstuk incl. kabel
- Voetschakelaar 3 scaling-opzettips (G4, G8, G16)
- 2 koelvloeistoftanks
- Steribox met 3 draaimomentsleutels



Ultrasoon apparaat **met Licht**

Varios 970 LUX

REF. Y1004161

2.924€*

Ultrasoon apparaat **zonder Licht**

Varios 970

REF. Y1004160

2.565€*

VOORDEELPAKKET P5-A

Ultrasoon apparaat met Licht

Varios 970 Lux

REF. Y1004161



+ Extra Varios handstuk met Licht

VA2-LUX-HP **met Licht**

REF. E351050



2.999€*

3.758€*

Bespaar **759€**

VOORDEELPAKKET P5-B

Ultrasoon apparaat zonder Licht

Varios 970

REF. Y1004160



+ Extra Varios handstuk zonder Licht

VA2-HP **zonder Licht**

REF. E350050



2.699€*

3.042€*

Bespaar **343€**

Mobiele tandheelkunde

Bij zorg aan huis, op scholen of op humanitaire missies zijn de mobiele tandheelkundige units van NSK heel eenvoudig te vervoeren en ze kunnen op elke plek met een stroomvoorziening ingezet worden.

VIVA ace

DE VEDERLICHTE DRAAGBARE TANDZORGUNIT

VIVA ace

REF. Y1003773

Uitrusting:

- Borstelloze led-micromotor NLX plus met endofuncties
- Multifunctionele ultrasone scaler Varios 170 LUX
- 3-functie spuit zonder licht
- Speekselzuiger
- Voetschakelaar voor motor en scaler

11.003€*

Gewicht slechts 8,5 kg



VOORDEELPAKKET M2

De draagbare tandzorgunit
VIVA ace

REF. Y1003773



+ Licht-Hoekstuk (1:5)
S-Max M95L met Licht

REF. C1023



11.011€*

11.897€*

Bespaar 886€



Dentalone

DE MOBIELE TANDZORGUNIT

Uitrusting:

- Borstelloze micromotor NLX nano met ledverlichting
- Multifunctionele ultrasone scaler Varios 170 LED
- Multifunctionele spuit met led
- Speekselzuiger
- Grote verlichte besturings display
- Instrumentenpaneel met auto-select-functie
- Voetschakelaar
- Stroomvoorziening vereist

Dentalone

REF. S9070

12.740€*



VOORDEELPAKKET M1

De mobiele tandzorgunit
Dentalone

REF. S9070

+ Licht-Hoekstuk (1:5)
S-Max M95L met Licht

REF. C1023



12.790€*

13.634€*

Bespaar 844€

VIVA MATE G5

DRAAGBARE MICROMOTOR VOOR MOBIELE INZET

- Combinatie van besturingseenheid en micromotor
- Met ledlicht
- Geen stroomvoorziening nodig, want werkt tot 2 uur op accu.
- Toerentalbereik 3000 tot 30.000/min

met Licht

VIVA MATE G5 Set⁽²⁾

REF. Y1002801

1.716€*



⁽²⁾ Hand- of hoekstukken zijn niet inbegrepen in de VIVA MATE G5 set.

Tandtechniek en laboratorium

PRESTO AQUA LUX

SMEERVRIJE LUCHTTURBINE MET WATERSPRAYKOELING EN LED

- Ledlicht onthult de kleinste oneffenheden in het gebied van de volledig keramische frametechnologie, die niet zichtbaar worden onder normale werkverlichting.
- Geoptimaliseerde randvormgeving en oppervlaktbewerking
- Exacte afwerking van zirkoniumoxide, perskeramiek en keramiek.
- Eersteklas lichtomstandigheden bij slijpen in de freesunit vergemakkelijken de verwerking van primaire onderdelen van zirkoniumoxide.
- Nauwkeurige werk- en materiaalinspectie onder de microscoop.

met Licht

PRESTO AQUA LUX

REF. Y1001151

- Turbine met licht, met ledlicht

2.111€*
2.261€*

Bespaar **150€**

zonder Licht

PRESTO AQUA II

REF. Y150023

- Turbine zonder licht

1.638€*
1.731€*

Bespaar **93€**



ULTIMATE XL

BORSTELLOZE MICROMOTOR



Set met torque-handstuk

- (8,7 Ncm)

1.778€*

Set met compact handstuk

- (6,0 Ncm)

1.489€*

- Collectorloze micromotor
- Toerentalbereik: 1000 tot 50.000/min
- Licht, ergonomisch handstuk
- Excellente loopeigenschappen
- Gepatenteerd stofbeschermingssysteem
- Automatische snelheidsbewaking
- Auto-cruise-functie



Set met torque-handstuk

Knie-unit

REF Y141495

Voet-unit

REF Y141513

Tafelunit

REF Y141471

Torenunit

REF Y141504

Set met compact handstuk

Knie-unit

REF Y141496

Voet-unit

REF Y141514

Tafelunit

REF Y141472

Torenunit

REF Y141505

VOLVERE i7

KERNLOZE MICROMOTOR

- Compact design
- Automatische snelheidsbewaking
- Naar keuze voet- of handbediening

- Loop stil en soepel
- Toerentalbereik: 1.000 tot 35.000/min
- Draaimoment: (4,1 Ncm)



VOLVERE i7 RM

REF. Y1002890

- Laboratorium-micromotor met laboratorium-handstuk

1.158€*



VOLVERE i7 E

REF. Y1003523

- met micromotor type ISO-E zonder handstuk

1.038€*



VOLVERE i7 VR-EB

REF. Y1002891

- Type ISO-E met handstuk

1.214€*

Contact



Ronald Fork

✉ fork@nsk-europe.de
☎ +49 (0)174 9308752




* Alle prijzen excl. wet. btw. Alle prijzen geldig tot 31 December 2024. Wijzigingen, vergissingen, drukfouten etc. voorbehouden. Vraag bij uw gespecialiseerde dealer naar het aantrekkelijke NSK-assortiment en aanbiedingen.




nskdentaleurope



nsk-dental-europe



NSKDentalEurope



nskdentaleurope

NSK Europe GmbH www.nsk-dental.com

Elly-Beinhorn-Str. 8 - 65760 Eschborn - Germany - Tel.: +49 (0)6196 77606-0 - e-mail: info@nsk-europe.de