



get it!

NSK Aktionsangebote

FRÜHJAHR/SOMMER · 1. MÄRZ BIS 30. JUNI 2025



Neu VarioSurg 4



VIVA ace



4+1



Surgic Pro2

und weitere tolle Angebote.

Turbinen

Beispiellose Durchzugskraft

Ti-Max Z Turbine Z990 / Z890 Mit bis zu 44 Watt Leistung*

*Modell Z990L bei Luftdruck 4,2 bar

Leistung, Sicherheit, Komfort und Benutzerfreundlichkeit: Die Ti-Max Z Turbine, die auch mit Mini-Kopf erhältlich ist, schafft echten Mehrwert für die zahnärztliche Behandlung - auch mit dem Blick auf die Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten.



1
Effektive Schneidleistung - kürzere Eingriffe



2
Maximale Sicherheit



3
Mehr Komfort und Benutzerfreundlichkeit



Alle Vorteile entdecken:



- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP®-Beschichtung • Keramikugellager • Clean-Head-System
- Vierfach-Spraykühlung • Einfacher Rotorwechsel • 100° Kopfwinkel • Quick-Stop-Funktion
- Z990/Z890: Mikrofilter, DURAPOWERC HUCK®

2 Jahre Garantie

Standard-Kopf (Ø 12,1 x H 12,7 mm) **mit Licht**

- 4+1**
- Ti-Max Z990L**
REF. PA23730001
• für NSK PTL Kupplung
- Ti-Max Z990KL**
REF. PA23750001
• für KaVo®MULTIflex® LUX Kupplung
- Ti-Max Z990SL**
REF. PA23770001
• für Sirona® Schnellkupplung
- Ti-Max Z990WL**
REF. PA23870001
• für W&H® Roto Quick® Kupplung

1.020€*
~~1.385€*~~

Mini-Kopf (Ø 10,6 x H 10,8 mm) **mit Licht**

- 4+1**
- Ti-Max Z890L**
REF. PA23720001
• für NSK PTL Kupplung
- Ti-Max Z890KL**
REF. PA23740001
• für KaVo®MULTIflex® LUX Kupplung
- Ti-Max Z890SL**
REF. PA23760001
• für Sirona® Schnellkupplung
- Ti-Max Z890WL**
REF. PA23860001
• für W&H® Roto Quick® Kupplung

1.020€*
~~1.385€*~~

Micro-Kopf (Ø 9,0 x H 10,8 mm) **mit Licht**

- 4+1**
- Ti-Max Z micro**
REF. PA2357
• für NSK PTL Kupplung
- 922€***
~~982€*~~
- Ti-Max Z micro KL**
REF. PA2358
• für KaVo®MULTIflex® LUX Kupplung
- Ti-Max Z micro SL**
REF. PA2359
• für Sirona® Schnellkupplung
- Ti-Max Z micro WL**
REF. PA23610001 **NEU**
• für W&H® Roto Quick® Kupplung

997€*
~~1.105€*~~

Hinweis: Turbinen der Ti-Max Z990 / Z890 Serie sind zu den oben angegebenen Sonderpreisen auch für Bien Air® Turbinenkupplungen erhältlich.

Hand- und Winkelstücke

Ti-Max Z

KOMFORT IN IHREN HÄNDEN

- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP®-Beschichtung • Glasstab-Lichtleiter • Integrierter Mikrofilter
- Clean-Head-System • Extrem kompakte Abmessungen (z. B. Winkelstück-Kopfgröße Ø 8,9 x H 13,4 mm)

3 Jahre Garantie



4+1

mit Licht **1:5**

Ti-Max Z95L
REF. C1034

- Licht-Winkelstück
- 1:5 Übersetzung
- Vierfach-Spraykühlung
- Keramikugellager
- Zwei-Wege-Sprayfunktion

1.185€*
~~1.407€*~~



4+1

mit Licht **1:1**

Ti-Max Z25L
REF. C1038

- Licht-Winkelstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung
- Zwei-Wege-Sprayfunktion

804€*
~~900€*~~



4+1

mit Licht **4:1**

Ti-Max Z15L
REF. C1039

- Licht-Winkelstück
- 4:1 Untersetzung
- Einfach-Spraykühlung
- Zwei-Wege-Sprayfunktion

917€*
~~1.042€*~~



4+1

mit Licht **1:4,2**

Ti-Max Z45L
REF. C1064

- Licht-Winkelstück
- 1:4,2 Übersetzung
- Zwei-Wege Sprayfunktion
- Keramikugellager
- Überlegener Zugang durch 45° abgewinkelten Kopf

1.289€*

4+1 AKTION

Stellen Sie Ihr individuelles Paket aus 5 auf den Seiten 2 bis 4 abgebildeten Instrumenten zusammen. Der Gesamtpreis des Pakets verringert sich um den Preis des günstigsten Instruments im Paket.
Airscales der Serie Ti-Max S970 sind ebenfalls in der 4+1 Aktion enthalten. Achten Sie einfach auf das 4+1 Zeichen.



Ti-Max X

- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP®-Beschichtung • Glasstab-Lichtleiter

2 Jahre Garantie



4+1

mit Licht **1:5**

Ti-Max X95L
REF. C600

- Licht-Winkelstück
- 1:5 Übersetzung
- Vierfach-Spraykühlung
- Keramikugellager

997€*
~~1.166€*~~



4+1

mit Licht **1:1**

Ti-Max X25L
REF. C601

- Licht-Winkelstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung

732€*
~~859€*~~



4+1

mit Licht **4:1**

Ti-Max X15L
REF. C602

- Licht-Winkelstück
- 4:1 Untersetzung
- Einfach-Spraykühlung

838€*
~~966€*~~



4+1

mit Licht **1:1**

Ti-Max X65L
REF. H273


- Licht-Handstück
- 1:1 Übertragung
- Einfach-Spraykühlung

870€*
~~948€*~~

S-Max M

• Edeltstahlkörper • Glasstab-Lichtleiter  **2 Jahre Garantie**

 4+1 mit Licht 1:5 S-Max M95L REF. C1023 <ul style="list-style-type: none"> • Licht-Winkelstück • 1:5 Übersetzung • Vierfach-Spraykühlung • Keramikugellager 880€* 924€*	 4+1 mit Licht 1:1 S-Max M25L REF. C1024 <ul style="list-style-type: none"> • Licht-Winkelstück • 1:1 Übertragung • Einfach-Spraykühlung 626€* 693€*	 4+1 mit Licht 4:1 S-Max M15L REF. C1025 <ul style="list-style-type: none"> • Licht-Winkelstück • 4:1 Übersetzung • Einfach-Spraykühlung 700€* 823€*	 4+1 ohne Licht 1:1 S-Max M65 REF. H1008 <ul style="list-style-type: none"> • Handstück ohne Licht • 1:1 Übertragung • Einfach-Spraykühlung 476€* 505€*
---	--	---	---


• Edeltstahlkörper • Glasstab-Lichtleiter • Keramikugellager • Clean-Head-System • Vierfach-Spraykühlung  **2 Jahre Garantie**

 4+1	Standard-Kopf (Ø 12,1 x H 13,3 mm) mit Licht		S-Max M900L REF. P1254 <ul style="list-style-type: none"> • für NSK PTL Kupplung 668€* 712€*	S-Max M900KL REF. P1258 <ul style="list-style-type: none"> • für KaVo® MULTiflex® LUX Kupplung 732€* 799€*	S-Max M900SL REF. P1262 <ul style="list-style-type: none"> • für Sirona® Schnellkupplung 732€* 799€*	S-Max M900WL REF. P1266 <ul style="list-style-type: none"> • für W&H® Roto Quick® Kupplung 732€* 799€*
	Mini-Kopf (Ø 10,6 x H 12,4 mm) mit Licht		S-Max M800L REF. P1253 <ul style="list-style-type: none"> • für NSK PTL Kupplung 668€* 712€*	S-Max M800KL REF. P1257 <ul style="list-style-type: none"> • für KaVo® MULTiflex® LUX Kupplung 732€* 799€*	S-Max M800SL REF. P1261 <ul style="list-style-type: none"> • für Sirona® Schnellkupplung 732€* 799€*	S-Max M800WL REF. P1265 <ul style="list-style-type: none"> • für W&H® Roto Quick® Kupplung 732€* 799€*

Hinweis: Turbinen der S-Max Serie sind zu den o. a. Sonderpreisen auch für Bien Air® Turbinenkupplungen erhältlich.

Ti-Max S970 Airscaler

- Titankörper mit DURACOAT®-Beschichtung
- Erhöhte Durchzugskraft, konstante Leistung
- Ring-Lichtleiter
- Breites Aufsatz-Sortiment für Zahnsteinentfernung, Parodontologie, Restauration und Endo-Anwendungen
- Schwingfrequenz: 5.800–6.200 Hz
- Inkl. 3 Scaling-Aufsätze (S1, S2, S3)



4+1 mit Licht mit Licht	 Ti-Max S970L REF. T1005 <ul style="list-style-type: none"> • für NSK PTL Kupplung 1.105€*	 Ti-Max S970KL REF. T1013 <ul style="list-style-type: none"> • für KaVo® MULTiflex® LUX Kupplung 1.224€*	 Ti-Max S970SL REF. T1015 <ul style="list-style-type: none"> • für Sirona® Schnellkupplung 1.224€*
--	--	--	--

Prophy-Mate neo

PULVERSTRAHLINSTRUMENT FÜR DIE SUPRAGINGIVALE ANWENDUNG

SPARPAKET P1

Luftbetriebenes Zahnpoliersystem
Prophy-Mate neo
 REF. NACH WAHL

Zusätzliches Handstück mit 60° Düse
+ PMN-HP
 REF. T797010

Reinigungspulver auf Kalziumbasis
+ FLASH pearl 4 x 300g
 REF. Y900698

1.178€*

1.487€*

Sparen Sie 309€



Für NSK Turbinenkupplung	REF. Y135029	996€*
Für KaVo® MULTiflex® LUX Kupplung	REF. Y135030	1.044€*
Für Sirona® Schnellkupplung	REF. Y135031	1.044€*
Für W&H® Roto Quick® Kupplung	REF. Y135032	1.044€*
Für Bien-Air® Unifix® Kupplung	REF. Y135033	1.044€*

MEGAPAKET P3

Perio-Mate + Prophy-Mate neo

SPARPAKET P1 & P2 IN KOMBINATION

2.366€*

3.201€* Sparen Sie 835€

Perio-Mate

PULVERSTRAHLINSTRUMENT FÜR DIE SUBGINGIVALE ANWENDUNG

SPARPAKET P2

Biofilm Eraser
Perio-Mate
 REF. NACH WAHL

Zusätzliches Handstück
+ PER-HP
 REF. T1043010

Glycinpulver
+ Perio Mate Powder 2 x 160g
 REF. Y900938

1.348€*

1.714€*

Sparen Sie 366€



Für NSK Turbinenkupplung	REF. Y1002654	1.166€*
Für KaVo® MULTiflex® LUX Kupplung	REF. Y1002655	1.229€*
Für Sirona® Schnellkupplung	REF. Y1002656	1.229€*
Für W&H® Roto Quick® Kupplung	REF. Y1002657	1.229€*
Für Bien-Air® Unifix® Kupplung	REF. Y1002658	1.229€*

Prophylaxepulver

FÜR DEN LANGEN ERHALT SCHÖNER UND GESUNDER ZÄHNE

Mehr erfahren



Reinigungspulver auf Kalziumbasis
FLASH pearl
 REF. Y900698

- 4 x 300g Flaschen
- Ø Partikelgröße: 54µm
- Anwendung: supragingival

94€*

Glycinpulver
SOFT pearl
 REF. Y1500721

- 4 x 250g Flaschen
- Ø Partikelgröße: 65µm
- Anwendung: supragingival

126€*

Glycinpulver
Perio Mate Powder
 REF. Y900938

- 2 x 160g Flaschen
- Ø Partikelgröße: 25µm
- Anwendung: supragingival und subgingival

75€*

Varios 970

ULTRASCHALLGERÄT MIT DER IPIEZO-TECHNOLOGIE

- iPiezo-Steuerelektronik für stabile Leistungsabgabe
- Federleichtes Handstück für alle Indikationen
- Umfassendes Aufsatzsortiment für alle Anwendungsbereiche: Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie, Restauration & Prothetik
- LED-Lichttechnologie
- 2 Kühlmittelbehälter à 400 ml + Festwasseranschluss

Das Varios 970 Komplettsset beinhaltet:

- Steuergerät
- Handstück inkl. Kabel
- Fußschalter
- 3 Scaling-Aufsätze (G4, G8, G16)
- 2 Kühlmittelbehälter
- Steribox mit 3 Drehmomentschlüsseln

NSK bietet ein breites Sortiment an Varios Ultraschall-Aufsätzen für eine Vielzahl klinischer Anwendungen.

Ultraschallgerät **mit Licht**
Varios 970 LUX REF. Y1004161
3.012€*



Ultraschallgerät **ohne Licht**
Varios 970 REF. Y1004160
2.642€*

SPARPAKET P5-A

Ultraschallgerät mit Licht
Varios 970 Lux
 REF. Y1004161

+ Zusätzliches Handstück mit Licht
VA2-LUX-HP **mit Licht**
 REF. E351050

3.089€*
~~3.874€*~~
 Sparen Sie **782€**

SPARPAKET P5-B

Ultraschallgerät ohne Licht
Varios 970
 REF. Y1004160

+ Zusätzliches Handstück ohne Licht
VA2-HP **ohne Licht**
 REF. E350050

2.780€*
~~3.133€*~~
 Sparen Sie **353€**

iProphy Komplettsset
 REF. Y1500015

- Mit iFX57 Kopf
- Kabellos und ergonomisch
- Optional auch für die Verwendung von Einweg-Polierköpfen (DPA) erhältlich

1.029€*
~~1.307€*~~
 Sparen Sie **278€**

ohne Licht 16:1
Ti-Max X57
 REF. C619

- Winkelstück
- Ohne Licht
- 16:1 Untersetzung
- Ultrakleiner Kopf für Schraubkelche und -bürsten

490€*

ohne Licht 4:1
FX57m
 REF. C1054

- Winkelstück
- Ohne Licht
- 4:1 Untersetzung
- Ultrakleiner Kopf für Schraubkelche und -bürsten

295€*

Abgestimmt, vernetzbar, anwenderfreundlich

Für die zukunftsweisende Oralchirurgie in Ihrer Praxis.

NSK revolutioniert den chirurgisch-implantologischen Workflow mit absoluten Hochleistungs-Technologien. Die Vernetzbarkeit und die Abstimmung der Technologien aufeinander garantieren maximalen Komfort und exzellente Ergebnisse für Behandler und Patienten.

1 ULTRASCHALL-CHIRURGIE **Neu VarioSurg 4**

Ultraschall-Chirurgiesystem mit Piezotechnologie



2 IMPLANTATION **Surgic Pro2**

Chirurgie-/Implantologiemotor mit kabelloser Fußsteuerung



3 BEURTEILUNG DER OSSEOINTEGRATION **Osseo 100+**

Schnelles non-invasives System zur Beurteilung der Implantatstabilität



4 PROTHETIK BEFESTIGEN **iSD900**

Kabelloser Prothetikschauber zum präzisen und risikofreien Befestigen von Abutmentschrauben.



QR Code scannen und mehr erfahren!

Osseo 100

ZUR BEURTEILUNG DER OSSEOINTEGRATION

Osseo 100+ ermittelt berührungslos den Implantatstabilitätsquotienten (ISQ) und kann über Bluetooth® mit Surgic Pro2 verbunden werden, sodass die Übermittlung des ISQ Wertes über eine gemeinsame Schnittstelle möglich ist.



Bluetooth®-Variante
Surgic Pro2-Anbindung
Osseo 100+
REF. Y1004176



Osseo 100+
Die Verbindung
mit Surgic Pro2
ist ganz einfach.
Mehr dazu im Video.

2.734€*

MulTiPeg nicht inbegriffen, separat erhältlich.

MulTiPeg™

39€*



Wiederverwendbarer MulTiPeg™

- Erhältlich für alle gängigen Implantatsysteme¹⁾
- Gewebefreundliches, haltbares Titan
- Ca. 20 Mal autoklavierbar
- Optimale Plattformanpassung
- ISQ Standard Calibrated™

Osseo 100
REF. Y1004175



Osseo 100
Nur 3 Schritte
sind nötig.
Mehr dazu
im Video.

2.380€*



¹⁾ Es stehen verschiedene MulTiPeg™ zur Verfügung, die auf die Verwendung mit diversen Implantatsystemen und -typen ausgelegt sind.

Zur aktuellen
MulTiPeg Liste:



iSD900

KABELLOSER PROTHETIKSCHRAUBER

- Zeiteinsparung durch automatisches Befestigen von Halte-/ Abutmentschrauben
- Universell einsetzbar für alle gängigen Implantatsysteme
- Drehmoment-Kalibriersystem (TCS)
- Frei wählbare Drehmomente zwischen 10 und 40 Ncm
- Drehzahl vorwählbar (15, 20 oder 25/min)
- Ergonomischer Ein/Aus-Schalthebel
- Benutzerfreundliche LCD-Digitalanzeige
- Fortschrittliche Akku- und Ladetechnologie (Induktion)

Prothetikschrauber

iSD900
REF. Y1001358

1.645€*
~~1.838€*~~

Sparen Sie **193€**



Surgic Pro2

DAS DIGITAL VERNETZTE CHIRURGISCHE MIKROMOTORSYSTEM

Das **Surgic Pro2 Komplettsset** beinhaltet:

- Steuergerät
- SGL80M LED-Mikromotor bzw. SG80M-Mikromotor
- FC-81 kabellose Fußsteuerung
- X-SG20L Licht-Winkelstück (Surgic Pro2 OPT) bzw. SG20 Winkelstück (Surgic Pro2 NON-OPT), 20:1 Untersetzung
- Kühlmittelschläuche (3 Stk.) und weiteres Zubehör



Alle guten Gründe
für Surgic Pro2 entdecken.



Komplettsset **ohne Licht**
Surgic Pro2 NON-OPT
REF. Y1004196
3.822€*

Komplettsset **mit Licht**
Surgic Pro2 OPT
REF. Y1004195
5.016€*

SPARPAKET S6-B

Komplettsset **ohne Licht**

Surgic Pro2 NON-OPT
REF. Y1004196



+ Zusätzliches Chirurgie-Winkelstück (20:1)
S-Max SG20 **ohne Licht**
REF. C1010



+ Chirurgie-Handstück (1:1)
SGS-ES **ohne Licht**
REF. H264



4.562€*
~~5.120€*~~
Sparen Sie **558€**

SPARPAKET S7-B

Komplettsset
Surgic Pro2 OPT
REF. Y1004195



+ Zusätzliches Chirurgie-Winkelstück (20:1)
Ti-Max X-SG20L **mit Licht**
REF. C1003



+ Chirurgie-Handstück (1:1)
Ti-Max X-SG65L **mit Licht**
REF. H1009



6.313€*
~~7.149€*~~
Sparen Sie **836€**

Surgic Pro2 + Osseo 100+

SPARPAKET S6

Komplettsset
Surgic Pro2 NON-OPT
REF. Y1004196



+ **Osseo 100+**
REF. Y1004176



5.189€*
~~6.556€*~~
Sparen Sie **1.367€**

SPARPAKET S7

Komplettsset
Surgic Pro2 OPT
REF. Y1004195



+ **Osseo 100+**
REF. Y1004176



6.250€*
~~7.750€*~~
Sparen Sie **1.500€**



Chirurgieinstrumente



mit Licht 20:1
Ti-Max X-DSG20L
 REF. C1068
1.284€*

ohne Licht 20:1
Ti-Max X-DSG20
 REF. C1067
1.044€*

- 20:1 Untersetzung
- Titankörper
- Für bis zu 80 Ncm Drehmoment
- Zerlegbar



mit Licht 20:1
Ti-Max X-SG20L
 REF. C1003
1.162€*

- 20:1 Untersetzung
- Titankörper
- Für bis zu 80 Ncm Drehmoment



ohne Licht 20:1
S-Max SG20
 REF. C1010
809€*

- 20:1 Untersetzung
- Edelstahlkörper
- Für bis zu 80 Ncm Drehmoment



ohne Licht 20:1
SGX-E20R
 REF. HA1200
1.426€*

- Zygoma-Winkelstück speziell für Eingriffe und Implantationen am Jochbein
- 20:1 Untersetzung
- Edelstahlkörper
- Für bis zu 80 Ncm Drehmoment



mit Licht 1:1
Ti-Max X-SG65L
 REF. H1009
971€*

ohne Licht 1:1
Ti-Max X-SG65
 REF. H1038
603€*

- 1:1 Übertragung
- Titankörper



ohne Licht 1:1
SGS-ES
 REF. H264
489€*

- 1:1 Übertragung
- Mikrochirurgie-Handstück



ohne Licht 1:1
SGA-ES
 REF. H263
664€*

- 1:1 Übertragung
- Mikrochirurgie-Handstück mit 20°-Winkel



mit Licht 1:1
Ti-Max X-SG25L
 REF. C1011
799€*

- 1:1 Übertragung
- Titankörper



mit Licht 1:3
Ti-Max Z-SG45L
 REF. C1107
1.204€*

ohne Licht 1:3
Ti-Max Z-SG45
 REF. C1108
939€*

- 1:3 Übersetzung
- Titankörper
- 45° Kopfwinkel



mit Licht 1:3
Ti-Max X-SG93L
 REF. C1004
1.193€*

ohne Licht 1:3
Ti-Max X-SG93
 REF. C1007
950€*

- 1:3 Übersetzung
- Titankörper



ohne Licht 20:1
SGMS-ER20i
 REF. Y110147
720€*

- 20:1 Untersetzung
- Externe und interne Kühlung
- Inkl. 2 Tiefenstopper
- Kopf und Unterteil trennbar



ohne Licht 20:1
SGM-ER20i
 REF. Y110127
609€*

- 20:1 Untersetzung
- Externe und interne Kühlung
- Kopf und Unterteil trennbar

Surgic Pro

CHIRURGIEMOTOR FÜR DIE IMPLANTOLOGIE UND MKG-CHIRURGIE

- Kraftvolles Drehmoment (bis zu 80Ncm)
- Kleiner und leichter Chirurgie-Mikromotor LED-Beleuchtung 32.000 Lux (Geräte mit Licht)
- Mikromotor autoklavier- und thermodesinfizierbar



Standardsets

ohne Licht
Surgic Pro NON-OPT
 REF. Y1003587
 Komplettsset ohne Licht inkl. Winkelstück S-Max SG20 (20:1)
3.473€*

mit Licht
Surgic Pro OPT
 REF. Y1003586
 Komplettsset mit Licht (LED) inkl. Licht-Winkelstück Ti-Max X-SG20L (20:1)
4.632€*

mit Licht
Surgic Pro+ OPT-D
 REF. Y1003585
 Komplettsset mit Licht (LED) und Datenspeicherung (USB) inkl. zerlegbarem Licht-Winkelstück Ti-Max X-DSG20L (20:1)
4.980€*

SPARPAKET S1-A

Komplettsset Surgic Pro NON-OPT REF. Y1003587	Zusätzliches Chir.-Winkelstück (20:1) + S-Max SG20 ohne Licht REF. C1010	Chir.-Handstück (1:1) + SGS-ES ohne Licht REF. H264	4.138€* 4.774€* Sparen Sie 633€
--	--	---	--

SPARPAKET S2-A

Komplettsset Surgic Pro OPT REF. Y1003586	Zusätzliches Chir.-Winkelstück (20:1) + Ti-Max X-SG20L mit Licht REF. C1003	Chir.-Handstück (1:1) + Ti-Max X-SG65L mit Licht REF. H1009	5.783€* 6.765€* Sparen Sie 982€
--	---	---	--

SPARPAKET S3-A

Komplettsset Surgic Pro+ OPT-D REF. Y1003585	Zusätzliches Chir.-Winkelstück (20:1) + Ti-Max X-DSG20L mit Licht REF. C1068	Chir.-Handstück (1:1) + Ti-Max X-SG65L mit Licht REF. H1009	6.154€* 7.235€* Sparen Sie 1.081€
---	--	---	--

Neu VarioSurg 4

LEISTUNGSSTARKES ULTRASCHALL-CHIRURGIESYSTEM MIT LED



mit Licht

VarioSurg 4
REF. Y1500706

6.685€*

mit Licht

VarioSurg 4 w/o FC
REF. Y1500712

5.660€*

Zur Kombination mit Surgic Pro2,
ohne Fußsteuerung.

Inhalt VarioSurg 4 Komplettsset:

- Steuereinheit
- LED-Handstück mit 2m-Kabel
- FC-86 Fußsteuerung
- Sterilisationskassette
- Handstückablage
- Kühlmittelschläuche (3 Stück) und weiteres Zubehör
- Basis H-S Aufsatzset (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 und Aufsatzhalter)

Funktionen

- 3 Modi (SURG, ENDO, PERIO)
- Auswählbarer Burst-Modus (3 Frequenzen)
- 9 Programme (SURG x 5, ENDO x 2, PERIO x 2)
- LED-Lichtintensität einstellbar
- Automatischer Reinigungsmodus
- Feedback-Funktion
- Auto-Tuning-Funktion
- Dynamic Link Funktion

Anwendungen

- Orale Chirurgie
- Knochenchirurgie
- Schaber
- Sinus-Lift
- Extraktion
- Sinus-Membran-Abklärung
- Implantatvorbereitung
- Perio
- Zahnsteinentfernung
- Perio (Wurzelglättung)
- Implantaterhaltung
- Retrograde Endo



Smartes und intuitives
Bedienfeld

SPARPAKET V2

Komplettsset mit kabelloser Fußsteuerung
VarioSurg 4
REF. Y1500706

Das Set ohne Fußsteuerung ist nicht im Rahmen des Sparpaketes V2 erhältlich



+ 3 Aufsätze nach Wahl zusätzlich

+ Aufsatzhalter
REF. Z221086
57€*

6.685€*

Sparen Sie bis zu 780€



Beispiel



Leistungsstarkes
Handstück mit
superschlankem Design



REF. ZA16230001

NEU



Das Aufsatzprogramm von VarioSurg 4 bietet eine große Auswahl aus über 50 Aufsätzen für unterschiedliche Indikationen.

Surgic Pro2 × VarioSurg 4

ZWEI GERÄTE. EINE LÖSUNG. UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN.



Einfache Verbindung von Surgic Pro2 und VarioSurg 4



Dank integrierter Bluetooth®-Funktion lässt sich VarioSurg 4 in wenigen Schritten mit dem chirurgischen Mikromotorsystem Surgic Pro2 verbinden. Die Bedienung beider Geräte erfolgt komfortabel über eine gemeinsame kabellose Fußsteuerung: Für einen effizienten und ergonomischen Arbeitsablauf.

SPARPAKET S10+

Komplettsset

Surgic Pro2 OPT mit Licht
REF. Y1004195



Zusätzliches Licht-Winkelstück (20:1)

+ **Ti-Max X-SG20L** mit Licht
REF. C1003



Chirurgie-Handstück mit Licht (1:1)

+ **Ti-Max X-SG65L** mit Licht
REF. H1009



Ultraschall-Chirurgiesystem

+ **VarioSurg 4 w/o FC** mit Licht
(ohne Fußsteuerung)
REF. Y1500712



Verbindungshalterung

+ **Link Stand 3**
REF. ZA16230001



10.814€*

13.205€*

Sparen Sie **2.391€**

SPARPAKET S11+

Komplettsset

Surgic Pro2 OPT mit Licht
REF. Y1004195



Zusätzliches Licht-Winkelstück (20:1)

+ **Ti-Max X-SG20L** mit Licht
REF. C1003



Chirurgie-Handstück mit Licht (1:1)

+ **Ti-Max X-SG65L** mit Licht
REF. H1009



Ultraschall-Chirurgiesystem

+ **VarioSurg 4 w/o FC** mit Licht
(ohne Fußsteuerung)
REF. Y1500712



Gerätewagen

+ **iCart Duo**
REF. S9090



11.844€*

13.746€*

Sparen Sie **1.902€**

VIVA ace

DIE FEDERLEICHTE, TRAGBARE DENTALEINHEIT

VIVA ace
REF. Y1003773

Ausstattung:

- Bürstenloser LED-Mikromotor NLX plus mit Endo-Funktionen
- Multifunktions-Ultraschallscaler Varios 170 LUX
- 3-Funktions-Spritze ohne Licht
- Speichelsauger
- Fußschalter für Motor und Scaler

11.333€*

SPARPAKET M2

Komplettsset
VIVA ace
REF. Y1003773



+ Licht-Winkelstück (1:5)
S-Max M95L mit Licht
REF. C1023



11.342€*

12.254€*

Sparen Sie 912€

Nur 8,5 kg Gewicht



VIVA MATE G5

TRAGBARER MIKROMOTOR FÜR DEN MOBILEN EINSATZ

- Kombination aus Steuergerät und Mikromotor
- Mit LED-Licht
- Kein Stromanschluss erforderlich, da bis zu 2 Stunden Akkubetrieb möglich
- Drehzahlbereich von 3.000 bis 30.000/min

mit Licht

VIVA MATE G5 Set⁽²⁾
REF. Y1002801

1.767€*



⁽²⁾ Hand- oder Winkelstücke sind nicht im VIVA MATE G5 Set enthalten.



PRESTO AQUA LUX

SCHMIERUNGSFREIE LUFTTURBINE MIT WASSERSPRAYKÜHLUNG UND LED

- LED-Licht offenbart kleinste Unebenheiten im Bereich der vollkeramischen Gerüsttechnik, die unter der normalen Arbeitsbeleuchtung nicht zutage treten.
- Optimierte Randgestaltung und Oberflächenbearbeitung.
- Exaktes Ausarbeiten von Zirkonoxid, Presskeramik und Keramik.
- Erstklassige Lichtverhältnisse beim Beschleifen im Fräsgerät erleichtern die Bearbeitung von Primärteilen aus Zirkonoxid.
- Präzises Arbeiten und Materialbegutachtung unter dem Mikroskop.

mit Licht

PRESTO AQUA LUX
REF. Y1001151

2.175€*

2.329€*

Sparen Sie 154€

ohne Licht

PRESTO AQUA II
REF. Y150023

1.688€*

1.783€*

Sparen Sie 95€



ULTIMATE XL

BÜRSTENLOSER MIKROMOTOR



- Kollektorloser Mikromotor
- Drehzahlbereich: 1.000 bis 50.000/min
- Leichtes, ergonomisches Handstück
- Exzellente Laufeigenschaften
- Patentierter Staubschutzmechanismus
- Automatische Geschwindigkeitsüberwachung
- Auto-Cruise-Funktion



Sets mit Torque-Handstück

Kniegerät REF Y141495	Fußgerät REF Y141513	Tischgerät REF Y141471	Turmgerät REF Y141504
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Sets mit Torque-Handstück
• (8,7 Ncm)

1.831€*

Sets mit Compact-Handstück
• (6,0 Ncm)

1.534€*

Sets mit Compact-Handstück

Kniegerät REF Y141496	Fußgerät REF Y141514	Tischgerät REF Y141472	Turmgerät REF Y141505
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

VOLVERE i7

KERNLOSER MIKROMOTOR

- Kompaktes Design • Automatische Geschwindigkeitsüberwachung
- Wahlweise Fuß- oder manueller Betrieb • Hohe Laufruhe
- Drehzahlbereich: 1.000 bis 35.000/min • Drehmoment: 4,1 Ncm



VOLVERE i7 RM
REF. Y1002890

• Labor-Mikromotor mit Laborhandstück

1.193€*



VOLVERE i7 E
REF. Y1003523

• mit Mikromotor Typ ISO-E ohne Handstück

1.069€*

VOLVERE i7 VR-EB
REF. Y1002891

• Typ ISO-E mit Handstück

1.250€*

Kontakt



Sara Schürer

DEUTSCHLAND NORD

PLZ 17-31, 34, 37, 38

✉ schuerer@nsk-europe.de

☎ +49 (0)174 9100865



Ronald Fork

DEUTSCHLAND WEST

PLZ 32-33, 40-53, 58-59

✉ fork@nsk-europe.de

☎ +49 (0)174 9308752



Robin Cousin

DEUTSCHLAND MITTE, SÜD

PLZ 35-36, 54-57, 60-69, 80-82, 85-86, 90-93, 97

✉ cousin@nsk-europe.de

☎ +49 (0)173 2567210



Katja Weigelt

DEUTSCHLAND SÜD-WEST

PLZ 70-79, 87-89

✉ weigelt@nsk-europe.de

☎ +49 (0)173 7013661



Frank Teichert

DEUTSCHLAND OST

PLZ 01-16, 39, 95-96, 98-99

✉ teichert@nsk-europe.de

☎ +49 (0)174 9302240



Ewald Stadlbauer

DEUTSCHLAND SÜD-OST: PLZ 83-84, 94

ÖSTERREICH: NIEDERÖSTERREICH, OBERÖSTERREICH, SALZBURG, VORARLBERG, TIROL

✉ stadlbauer@nsk-europe.de

☎ +43 (0)664 5110061




Erwin Kornberger

ÖSTERREICH: WIEN, BURGENLAND, STEIERMARK, KÄRNTEN, OSTTIROL, NIEDERÖSTERREICH (OST)

✉ kornberger@nsk-europe.de

☎ +43 (0)664 1006343



* Alle Preise zzgl. ges. MwSt. Alle Preise gültig bis 30. Juni 2025. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler etc. vorbehalten. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler nach den attraktiven NSK-Angeboten.



Besuchen Sie uns gerne bei diesen Veranstaltungen:

IDS, 25.-29.03.2025, Köln

EuroPerio11, 14.-17.05.2025, Wien

Weitere Veranstaltungstermine finden Sie auf unserer Website.



NSK Newsletter
abonnieren
und nichts mehr
verpassen



NSK Webshop



nskdentaleurope



nsk-dental-europe



NSKDentalDeutschland



nskdentaleurope

NSK Europe GmbH www.nsk-europe.de

Elly-Beinhorn-Straße 8 - 65760 Eschborn - Deutschland - Tel.: +49 (0)6196 77606-0 - E-Mail: info@nsk-europe.de