

#whdentalwerk



wh.com



PROMOTIES

Nederland 2026

Geldig van

01.09.2026 tot en met 31.12.2026

NIEUW!

Vind hier meer informatie over:

De nieuwe Lisa

op pagina 10

De nieuwe Implantmed Plus II

op pagina 14 – 16

De nieuwe Thed/Thed +

op pagina 19



Synea Fusion

De Synea Fusion is het meest gebruikte hoekstuk ter wereld; stil, sterk en met een lange levensduur.

De airrotoren van deze serie zijn voorzien van keramische lagers, viervoudige spray en leverbaar met diverse maten van de kop.

Safety first: Alle Synea turbines zijn voorzien van een techniek welke er voor zorgt dat aerosolen niet in het instrument komen.

synea FUSION

Koop er
nu 3*
Bespaar tot wel
45%

*combineren mogelijk

WG-56 LT

- **blauw hoekstuk 1:1** met licht, Ø 9,5 mm, enkel-voudige spray
36* maanden garantie
REF 30009000



€ **479**
841,50

WG-66 LT

- **groen hoekstuk 2:1** met licht, Ø 9,5 mm, enkel-voudige spray
36* maanden garantie
REF 30011000



€ **559**
998,58

WG-99 LT

- **rood hoekstuk 1:5** met licht, Ø 9,5 mm, Quattro spray
36* maanden garantie
REF 30007000



€ **649**
1.215,84



Synea Fusion Power Edition

WG-900 LT


- **rood hoekstuk 1:4** met licht, Ø 10,7 mm, triple spray
36* maanden garantie
REF 30459000



€ **699**
1.275

- **uiterst krachtig** en robuust hoekstuk
- **voor het verwijderen** van zirkonium en attachments
- **optimale verhouding** tussen kracht en snelheid door 1:4 overbrenging
- **onmisbaar** bij lastige restauraties
- 25% langere levensduur

Voor het
bewerken van
de zwaarste
materialen!



uit één blok gegoten, zonder naden



goede spray en verlichting

HG-43 A

- **blauw handstuk 1:1** zonder licht, enkel-voudige spray
24* maanden garantie
REF 30013000



€ **349**
612

With a narrow head

TG-97 L* voor Roto Quick

TG-97 LM** voor Multiflex®

airrotor *LED+, **met licht, 29 W**, Ø 10 mm, Quattro Spray

24* maanden garantie

*REF 30004000

**REF 30006000

€ **544**
953,70

TG-98 L* voor Roto Quick

TG-98 LM** voor Multiflex®

airrotor *LED+, **met licht, 29 W**, Ø 11,5 mm, Quattro Spray

24* maanden garantie

*REF 30001000

**REF 30003000

€ **544**
953,70



NIEUW
Méér waarde
voor hetzelfde
geld!



nu met anti-kras oppervlak!



* bij registratie op de wh.com

** tot 29 Watt volgens ISO 14457

Alle prijzen gelden bij afname van minimaal 3 stuks uit de Fusion serie op deze pagina's (kunnen verschillende instrumenten zijn)

Synea Vision

High-end hoekstukken en airrotoren;
lichtgewicht, stil, veel grip, slanke kop en
met een lange garantietermijn.
De airrotoren van deze serie zijn voorzien
van keramische lagers, vijfvoudige spray,
krasbestendig oppervlak en leverbaar met
vier verschillende maten van de kop.

Koop er
nu 1
Bespaar tot wel
45%

synea VISION

WK-56 LT

- **blauw hoekstuk 1:1**
met licht, Ø 9,5 mm,
enkel-voudige spray
36 maanden garantie
REF 30025000



€ **699**
1.087,32

WK-66 LT

- **groen hoekstuk 2:1**
met licht, Ø 9,5 mm,
enkel-voudige spray
36 maanden garantie
REF 30026000



€ **739**
1.192,38

WK-93 LT

- **rood hoekstuk 1:4,5**
met licht, Ø 9,1 mm,
vijf-voudige spray,
met keramische lagers
36 maanden garantie
REF 30024000



€ **899**
1.603,44

Synea Vision Power Edition

WK-900 LT

- **rood hoekstuk 1:4**
met licht, Ø 10,7 mm,
triple spray
36 maanden garantie
REF 30418000



€ **949**
1.683

- uiterst krachtig en robuust hoekstuk
- voor het verwijderen van zirkonium en attachments
- optimale verhouding tussen kracht en snelheid door 1:4 overbrenging
- onmisbaar bij lastige restauraties
- *25% langere levensduur

WK-99 LT

- **rood hoekstuk 1:5**
met licht, Ø 9,5 mm,
vijf-voudige spray,
met keramische lagers
36 maanden garantie
REF 30023000



€ **899**
1.603,44

zéér smalle kop

TK-94 L* voor Roto Quick

TK-94 LM** voor Multiflex®

- airrotor *Ring LED+,
**met licht,
14 W, Ø 9 mm,
vijf-voudige spray
24 maanden garantie
*REF 30016000
**REF 30031000

€ **899**
1.403,52



TK-97 L* voor Roto Quick

TK-97 LM** voor Multiflex®

- airrotor *Ring LED+,
**met licht, ,
21 W, Ø 10 mm
vijf-voudige spray
24 maanden garantie
*REF 30017000
**REF 30018000

€ **899**
1.528,98



TK-98 L* voor Roto Quick

TK-98 LM** voor Multiflex®

- airrotor *Ring LED+,
**met licht, ,
36 W**, Ø 11,5 mm
24 maanden garantie
*REF 30019000
**REF 30020000

€ **899**
1.528,98



optimaal rotor-ontwerp
voor maximaal vermogen



TK-100 L* voor Roto Quick

TK-100 LM voor Multiflex®

- airrotor *Ring LED+,
**met licht, ,
36 W**, Ø 13 mm
24 maanden garantie
*REF 30021000
**REF 30022000

€ **899**
1.528,98



Synea Vision Short serie; 20% lichter en korter en toch
net zo krachtig als de normale Vision instrumenten!

WK-56 LT S

- blauw hoekstuk 1:1**
met licht, Ø 9,5 mm
enkel-voudige spray
36 maanden garantie
REF 30217000



€ **699**
1.087,32

HK-43 LT

- blauw handstuk 1:1**
met licht,
enkel-voudige spray
36 maanden garantie
REF 30028000



€ **679**
1.056,72

WK-99 LT S

- rood hoekstuk 1:5**
met licht, Ø 9,5 mm
vijf-voudige spray
36 maanden garantie
REF 30215000



€ **899**
1.087,32

WK-93 LT S

- rood hoekstuk 1:4,5**
met licht, Ø 9,1 mm
vijf-voudige spray
36 maanden garantie
REF 30216000



€ **899**
1.056,72

licht en
compact!



Proxeo Twist

Topkwaliteit hand- en hoekstukken voor prophylaxe

Voor op uw behandelunit.



proxeo ^{TWIST}

WP-66 W

Prophy 4:1 hoekstuk
voor W&H LatchShort
prophy cups
REF 30189000

€ **259**
473,28



WP-64 MU

Prophy 4:1 hoekstuk
met Snap-on adapter en
sleutel voor alle standaard
Screw-in prophy cups en
borsteltjes.
REF 10216443

€ **259**
473,28



WP-64 M

Prophy 4:1 hoekstuk
voor System Young
Screw-in prophy cups
en borsteltjes.
Met sleutel.
REF 10216403

€ **259**
473,28



WP-66 M

Prophy 4:1 hoekstuk
voor alle prophy cups,
borsteltjes en Snap-on
adapters met 2,35 mm
schacht
REF 30190000

€ **259**
473,28



HP-44 M

Prophy 4:1 handstuk
voor system Doriot
disposable prophy cups
REF 1014403

€ **219**
388,62



Assistina ONE

**Het nieuwe 1-poorts
preparatie-apparaat van W&H.**

Supersnelle preparatietijd: Assistina
ONE kan het hoekstuk of airrotor
in slechts 18 seconden smeren
en reinigen.



assistina ^{ONE}

Assistina ONE

Assistina ONE MB-301
+ 1 Quick ISO adapter
+ 1 Quick RM adapter*
REF 30398003

€ **1.469**
1.596

Assistina ONE

Assistina ONE MB-301
+ 1x Quick ISO adapter
REF 30398001

€ **1.399**
1.545



Multiflex Kavo adapter ONE & TWIN

REF 04713200

€ **99**
109



W&H adapter ONE & TWIN

REF 02690400

€ **179**
197



Sirona T1, T2, T3 adapter ONE & TWIN

REF 02692000

€ **189**
208

Assistina TWIN

Prepareer tot 360 instrumenten per uur!

- › Automatisch olie- en verzorgingsapparaat
- › Preparatie van instrumenten in slechts 10 seconden
- › Korte wachttijden dankzij tweekamersysteem
- › Eenvoudig en ergonomisch bedieningsconcept
- › Assistina Twin Care Set is voldoende voor de preparatie van maar liefst 2.800 instrumenten
- › Eenvoudiger en nog sneller plaatsen en afnemen van instrumenten dankzij de Quick Connect-adapteroplossing



assistina ^{TWIN}

Assistina TWIN

Assistina TWIN MB-302
+ 1 Quick ISO adapter
+ 1 Quick RM adapter*
REF 30310003

€ **2.269**
3.016

Assistina TWIN

Assistina TWIN MB-302
+ 2x Quick ISO adapter
REF 30310001

€ **2.269**
3.016

U-son: Perfecte reiniging en desinfectie



U-son 3 l. (incl. mandje)

U-Son 3 liter
REF 19600004

€ 659

U-son 6 liter

U-Son 6 liter
REF 19600005

€ 999

U-son

Seal² SealVal²

Nauwkeurige verpakking

Het is niet eenvoudig om ervoor te zorgen dat een product steriel blijft. Alleen als steriele producten volkomen hermetisch en stevig worden afgesloten worden ze beschermd tegen omgevingsinvloeden en blijven ze permanent steriel.



Seal²

Prima basis-sealer geschikt voor 7 formaten rollen, van 5,5 tot 30 cm. Geen instellingen nodig, met transparante rolgeleider. De rollenhouder kan aan de muur worden gemonteerd. REF 19722101

€ 644

SealVal²

De machine is voorzien van een touchscreen waarin de instellingen makkelijk zijn op te slaan of aan te passen. De houder van de rollen kan ook aan de wand gemonteerd worden om ruimte te besparen, verder is alle data via een LAN verbinding op te slaan. Geschikt voor 7 formaten rollen, van 5,5 tot 30 cm. REF 19722103

€ 1.222

seal²
sealval²

NIEUW Lisa

NIEUW!

Eco Dry+
Snelle, energiezuinige cyclus

ioDent®
Slimme tandheelkundige oplossingen

5" display
Duidelijk, modern touchscreen voor eenvoudige bediening

Intuïtieve gebruikersinterface
Duidelijke navigatie voor een soepelere 'workflow'

EliTrace
Geïntegreerde traceerbaarheid instrument

EliSense
Directe visuele feedback over cyclusstatus

lisa

Lisa 17

NIEUW LISA 17 liter
REF 19961100

€ **6.899**
9.227,88

Lisa 22

NIEUW LISA 22 liter
REF 19962100

€ **7.489**
9.866,40



EliSafe label printer

REF 19721109

€ **679**

Multidem C27

REF 19723112

€ **363**

Lisa Mini

Compact, snel en makkelijk te bedienen!

Net als de bekende grote Lisa autoclaaf is de kleine uitvoering van deze B-autoclaaf snel en voorzien van een overzichtelijk touch-screen. Verkrijgbaar met kamer van 5 of 3 liter.

Belangrijkste kenmerken:

- › snelle hoekstukcyclus in 10 minuten (5 liter kamer)
- › standaard cyclustijd van 22 minuten (5 liter kamer)
- › loggen van data mogelijk via USB, LAN of de W&H steri app
- › kan worden aangesloten op een demi-water voorziening
- › er kan een labelprinter op worden aangesloten
- › uit te voeren met 2 of 3 trays (5 liter kamer)

lisa MINI

Promo deal

De Lisa Mini 5 liter
incl. verpomp
REF 19935100

€ **4.700**
5.538,60

Promo deal

De Lisa Mini 5 liter
REF 19945100

€ **4.300**
5.028,60

Promo deal

Lisa Mini 3 liter
REF 19944100

€ **3.999**
4.722,60



Handig als
extra autoclaaf;
in een beperkte
ruimte of bij kleine
hoeveelheden!

Accessoires

BePro inweekbakje

REF 19500300

€ **56**

Helix test kit

REF T800207X

€ **159**

Q-dry

REF 19723118

€ **179**

EliSafe connection kit

REF 19721123

€ **59**

QRbarcodelezer U2

REF 19721132

€ **189**

Water Distiller

REF 19723101

€ **359**



Lina

Type B autoclaaf met de beste cyclustijden van zijn categorie.

- › Optimale sterilisatieprogramma's
- › Het Eco B sterilisatieprogramma prepareert 0,5 kg in 25 minuten
- › Lina kan tot en met 6 kg aan lading prepareren om te voldoen aan alle vereisten van de moderne tandheelkundige klinieken
- › De B Universal 121°C cyclus maakt het zelfs mogelijk om kwetsbare voorwerpen te prepareren, met inbegrip van poreuze voorwerpen zoals chirurgische kleding

Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding!



Lina 17

Lina 17 liter
REF 19951131

€ **5.299**
6.614,70

Lina 22

Lina 22 liter
REF 19952131

€ **5.599**
7.216,50

Met het **Activation Code** systeem kunnen extra functies worden geactiveerd om te voldoen aan de veranderende wensen van uw praktijk en aan de toekomstige vereisten.

Lara, Lara XL en Lara XXL

Snelste B-klasse autoclaaf van 28 liter op de markt.

- › beproefde techniek
- › grote capaciteit
- › diverse upgrades mogelijk
- › makkelijk te bedienen



lara

lara^{XL}

lara^{XXL}

Lara 17

Lara 17 liter
REF 19941120

€ **5.699**
7.205,28

Lara 22

Lara 22 liter
REF 19942120

€ **6.199**
7.847,88

Lara XL

REF 19933110

€ **7.849**
9.221,82

Lara XXL

REF 19936110

€ **9.989**
11.719,88

NIEUW

Implantmed Plus II

De nieuwe Implantmed Plus II is de doorontwikkeling van de SI-1023 met als voornaamste kenmerken:

- › alle motoren zijn voorzien van licht
- › groot 7 inch touchscreen
- › geen meerprijs draadloos pedaal
- › gemakkelijke koppeling met de Piezomed module Plus II:
 - géén extra kabels nodig
 - géén extra koeling nodig
 - géén extra voetpedaal nodig
- › eenvoudige connectie met het W&H ioDent platform voor software updates en patienten-documentatie dmv. ingebouwde Wi-Fi
- › optie om alle materialen te scannen en een complete implant-rapportage te genereren
- › koppeling met Osstell ISQ meting en rapportage mogelijk en eenvoudig

NIEUW!



implantmed PLUS II

piezomed PLUS II
module

Top-deal:

Scan Edition (draadloos)

+ Piezo

+ WS 75 L

+ S-11 L



Top-deal

Chirurgische set, pakket G

Implantmed Plus II SI-2102 Set
(Scan Edition, draadloos)

REF 90000420

Piezomed module Plus II SP-210 M Set

REF 90000421

WS-75 L

REF 30033000

WS-75 L or S-11 L

REF 30033000

€ 9.999
12.986

ioDent®



ioDent® QR-code
met aansluiting
op de website

NIEUW Implantmed Plus II

NIEUW!



Draadloos + Scan Edition

Implantmed Plus II SI-2102 Set
REF 90000420
WS-75 L
REF 30033000

€ 4.999
6.548

Draadloos

Implantmed Plus II SI-2101 Set
REF 90000419
WS-75 L
REF 30033000

€ 4.699
6.098

Bedraad

Implantmed Plus II SI-2100 Set
REF 90000418
WS-75 L
REF 30033000

€ 4.699
6.098

Flightcase Implantmed Plus & Piezomed module

REF 07962790

€ 499
590

Flightcase Implantmed Plus II & Piezomed module

REF 08237370

€ 499
590

Chirurgie Trolley*

- › Met lade voor instrumenten en ISQ-apparaat etc.
- › Uitgerust met grote wielen om het rollen te vergemakkelijken
- › Instelbare hoogte van de lade

REF 8088730

€ 1.399
1.417



Piezomed Module Plus voor SI-1023



Special Promo

SA-435 M Piezo Module Plus
voor Implantmed SI-1023
REF 90000350

€ 3.950
5.060



Pakket A

Implantmed Classic SI923 + 2x WI-75 E/KM

Implantmed Classic SI-923
REF 90000161
WI-75 E/KM REF 10207550
WI-75 E/KM REF 10207550

€ 3.499
5.424

Pakket B

Implantmed Plus SI1023 + WI-75 E/KM

Implantmed Plus SI-1023
REF 90000163
WI-75 E/KM
REF 10207550

€ 3.999
4.670

Pakket C

Implantmed Plus SI1023 + WS-75 L


Implantmed Plus SI-1023
REF 90000165
WS-75 L
REF 30033000

€ 4.449
5.661

Irrigatieslangen*

Irrigatieleidingen, huidige
minimale orderhoeveelheid
6 dozen

beschikbaar
vanaf
1 oktober



Irrigatieslang

groen 2,2 m

REF 00929300

€ 42,80/box

Irrigatieslang

groen 3,8 m

REF 00929400

€ 51,10/box



Irrigatieslang 3,8 m

Y-stuk

REF 08041710


€ 81/box

Irrigatieslang 2,2 m

Y-stuk

REF 08072750

€ 69,80/box



Irrigatieslang 2,2 m


REF 04363600

€ 64,50

Irrigatieslang 3,8 m

REF 04364100

€ 76



Irrigatieslang 2,2 m


REF 04365300

€ 64,50

Irrigatieslang 3,8 m

REF 04365100

€ 76




Irrigatieslang 2,2 m

steriliseerbaar

REF 04719400

€ 88,50



Irrigatieslang 2,2 m

steriliseerbaar

REF 04976700

€ 88,50

De nieuwe Thed en Thed+

Topklasse thermo-desinfectoren van hoogwaardige kwaliteit

- › met actieve droging, uw kostbare instrumenten komen droog uit de machine
- › snelle cycli
- › compacte machine met grote capaciteit
- › met enkel of dubbel ladingsniveau
- › de chemie zit in de machine
- › veel accessoires leverbaar voor alle instrumenten
- › gemakkelijke bediening en connectiviteit
- › als tafelmanier en onderschuifmodel leverbaar
- › met snelle hoekstukken cycli
- › groot en praktisch display



thed
thed +

Thed + TT

Tafelmanier
REF 21055000

€ 7.995
10.130

Thed + UC

Onderschuifmodel
REF 21056001

€ 8.995
11.230

Thed TT

Tafelmanier
REF 21050000

€ 6.795
7.990

Thed UC

Onderschuifmodel
REF 21051000

€ 6.995
9.230

Startset

REF 19721529

€ 849
905

Injectieset

REF 19721530

€ 1.779
1.890

Pro-set

REF 19721531

€ 1.679
1.795

Chirurgische handstukken & hoekstukken

Met lichtgenerator

WS-75 LG

- Met eigen lichtvoorziening. Lichtopbrengst is afhankelijk van toerental. Toepassingen als WS-75 L 20:1, hoekstuk voor chirurgische boren (groen), Ø 2,35 mm REF 30032000

€ 1.199
1.602



WS-91 LG

- Met eigen lichtvoorziening. Lichtopbrengst is afhankelijk van toerental. Toepassing als WS-91 L 1:2,7, hoekstuk voor chirurgische boren (rood), FG, met kop van 45° REF 30048000

€ 1.169
1.492



WS-56 LG

- Met eigen lichtvoorziening. Lichtopbrengst is afhankelijk van toerental. Toepassing als WS-56 L 1:1, hoekstuk voor chirurgische boren (blauw), Ø 2,35 mm REF 30039000

€ 1.169
1.492



WS-92 LG

- Met eigen lichtvoorziening. Lichtopbrengst is afhankelijk van toerental. Toepassing als WS-92 L 1:2,7, hoekstuk voor chirurgische boren (rood), FG REF 30042000

€ 1.169
1.492



S-11 LG

- Met eigen lichtvoorziening. Lichtopbrengst is afhankelijk van toerental. Toepassingen als S-11 L 1:1, hoekstuk voor chirurgische boren (blauw) Ø 2,35 mm REF 30057000

€ 1.199
1.593



Met licht

WS-75 L

- Met licht. Voorbereiden van implantaatlocatie en inbrengen van implantaat 20:1, hoekstuk voor chirurgische boren (groen), Ø 2,35 mm REF 30033000

€ 1.099
1.448



WS-56 L

- Met licht. Osteotomie, sequestrotomie, germectomie, hemisectie 1:1, hoekstuk voor chirurgische boren (blauw), Ø 2,35 mm REF 30040000

€ 1.049
1.336



WS-92 L

- Met licht. Osteotomie, sequestrotomie, germectomie, hemisectie 1:2,7, hoekstuk voor chirurgische boren (rood), FG REF 30043000

€ 1.049
1.336



S-11 L

- Met licht. Apicale chirurgie, osteotomie, botmodellering en het bewerken van de verstandskiezen 1:1, handstuk voor chirurgische boren (blauw), Ø 2,35 mm REF 30058000

€ 1.099
1.437



WS-91 L

- Met licht. Speciaal om toegang tot het premolaar en molaar gebied te verbeteren 1:2,7, hoekstuk voor chirurgische boren (rood), FG, met kop van 45° REF 30049000

€ 1.049
1.336



Zonder licht

S-11

- Zonder licht. Toepassingen als S-11 L 1:1, hoekstuk voor chirurgische boren (blauw) Ø 2,35 mm REF 30056000

€ 749
1.035



WI-75 E/KM

- Zonder licht. Toepassingen als WS-75 L Niet demontabel. 20:1, hoekstuk voor chirurgische boren (groen) Ø 2,35 mm REF 10207550


€ 799
1.077



WS-75

- Zonder licht. Toepassingen als WS-75 L 20:1, hoekstuk voor chirurgische boren (groen) Ø 2,35 mm REF 30065000

€ 999
1.352



WS-92

- Zonder licht. Toepassingen als WS-92 L 1:2,7, hoekstuk voor chirurgische boren (rood), FG REF 30041000

€ 969
1.239



WS-91

- Zonder licht. Toepassingen als WS-91 L 1:2,7, hoekstuk voor chirurgische boren (rood), FG, met kop van 45° REF 30047000

€ 969
1.239



WS-56

- Zonder licht. Toepassingen als WS-56 L 1:1, hoekstuk voor chirurgische boren (blauw), Ø 2,35 mm REF 30038000

€ 912
1.163



Chirurgische handstukken & hoekstukken



S-15

1:1, recht, hendel-spansysteem,
voor chirurgische boren en
messen
Ø 2,35 mm
(ook systeem Stryker)
REF 30060000


€ 944
1.213



S-10

1:1, gehoeft, slank, met
hendel-spansysteem, voor
chirurgische boren en messen
Ø 2,35 mm
REF 30059000


€ 1.199
1.541



S-12

1:2, gehoeft, slank, met
hendel-spansysteem, voor
chirurgische boren en messen
Ø 2,35 mm
REF 30061000

€ 1.199
1.541



S-16

1:2, hendel-spansysteem,
voor chirurgische boren
en messen
Ø 2,35 mm
REF 30411000

€ 1.194
1.526



Chirurgische zaaghandstukken

Snel, krachtig en duurzaam

De zaaghandstukken zijn
speciaal ontworpen voor
conversie-osteotomieën en
het oogsten van bot. Zelfs na
vele keren gebruik bij maximale
snelheid is een consistent
hoog snijvermogen nog
steeds gegarandeerd.



S-8 R

Zaaghandstukken
met reciprocating
beweging
REF 10100801

€ 1.299
1.582



S-8 O

Zaaghandstukken
met oscillerende
beweging
REF 10100802

€ 1.549
1.958



S-8 S

Zaaghandstukken
met sagittale
beweging
REF 10100803

€ 1.499
1.833



Instrument Kits



Bone

Chirurgie. Bevat de tips:
B1, B2R, B2L, B3, B4, B5
REF 07173100

€ 1.061



Sinus Special

Voor sinus lift. Bevat de tips:
S1, S2, S3, S4, S5
REF 07173200

€ 745



Endodontics

Bevat de tips: R1D, R2RD,
R2LD, R3D, R4RD, R4LD
REF 07173300

€ 833



Paro

Bevat de tips:
P1, P2RD, P2LD
REF 07173400

€ 468



Extractie

Bevat de tips:
EX1, EX2
REF 07173500

€ 328



Implant Crestal P

Posterior. Bevat de tips: I1, I2P,
I3P, I4P, Z25P, Z35P
REF 07997110

€ 1.456



Implant Crestal A

Anterior. Bevat de tips:
I1, I2A, I3A, I4A, Z25P, Z35P
REF 07997090

€ 1.456

Instrument B6 & B7

chirurgische zaagjes voor o.a. apex
resectie en het verwijderen van
wortelresten of alveolair bot
B6 REF 07022500

€ 215

B7 REF 07022600

€ 215

Snel
Precies
Krachtig



Osstell Beacon

Implantaat stabiliteitsmeting (ISQ)

- › Monitoring van de osseo-integratie
- › Maakt een eerder prothetisch traject mogelijk
- › Verbeterde voorspelbaarheid van de behandeling van patiënten met risicofactoren
- › Eenvoudige communicatie met patiënten door visualisering van de ingroefase
- › Maximale flexibiliteit dankzij draadloze technologie
- › De Osstell Beacon is te integreren met de nieuwste generatie W&H Implantmed



Beacon

REF 103000

€ 2.129
2.967

HIGH STABILITY

MEDIUM STABILITY

LOW STABILITY

Osstell Classic

De Osstell Classic heeft dezelfde functionaliteiten als de Osstell Beacon, echter zonder de mogelijkheid om het Osstell Connect Portal te gebruiken en is niet te koppelen aan de W&H Implantmed.

Classic

REF 8086148

€ 1.699
2.200



Opmerkingen

W&H Imaging

**W&H Seethrough imaging
nu ook in Nederland!**

Het W&H imaging portfolio wordt in Nederland door de firma All Dent geleverd.

see**th**rough



De NIEUWE Implantmed Plus II

implantmed^{PLUS}
piezomed^{PLUS}
module



Slimme assistentie naar een nieuw niveau getild

Voor verdere info over de producten in deze brochure kunt u terecht bij uw depot of dealer.



frank.masker@wh.com



06 19 29 6001



wh.com

Prijzen en foto's zijn niet-contractueel. Prijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. W&H behoudt zich het recht voor om eventuele foutieve prijzen te corrigeren en de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

De aanbiedingen zijn alleen geldig voor de Nederlandse markt, de prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Geldig van 01.09.2026 tot en met 31.12.2026