



**DE EXPERT IN  
RESTAURATIEVE TANDHEELKUNDE**

 **ITENA**<sup>®</sup>  
CLINICAL PRODUCTS



# TotalCem

Zelfhechtend composietcement  
Klasse IIa

**ALLES IN 1 !**  
Etch + Primer +  
Bond + Cement



REFERENTIES

Translucent TotalCem	Ref
8g Automix spuit + 10 mixing tips + 10 fine intra-oral tips + 10 extra-fine intra-oral tips	TTLCEM-TR
<b>A2 TotalCem</b>	
8g Automix spuit + 10 mixing tips + 10 fine intra-oral tips + 10 extra-fine intra-oral tips	TTLCEM-A2
<b>Translucent TotalCem – VALUE PACK</b>	
3x 8g Automix spuiten + 30 mixing tips + 30 fine intra-oral tips + 30 extra-fine intra-oral tips	TCEM3-VPTR
<b>A2 TotalCem – VALUE PACK</b>	
3x 8g Automix spuiten + 30 mixing tips + 30 fine intra-oral tips + 30 extra-fine intra-oral tips	TCEM3-VPA2

- Uitstekende hechtsterkte aan zowel glazuur als dentine
- Dual cure
- Verkrijgbaar in 2 kleuren: A2 & Translucent

# C-Ram Booster

Conditioner voor keramische materialen  
Klasse IIa

**NIEUW PRODUCT**



REFERENTIES

C-Ram Booster	Ref
5 ml flesje	CRAMBST5

- Verbeterd aanzienlijk de hechting tussen keramische oppervlakten en verschillende materialen
- Kan gebruikt worden met zirconium, porselein, glas en metaal
- Opruwen van oppervlakte niet nodig

# DentoTemp

Langdurig tijdelijk cement  
Klasse IIa

**SPECIAAL VOOR IMPLANTATEN**



- Langdurig: 6 tot 8 maanden
- Hoge hechtkracht & makkelijk te verwijderen
- Rebasing & cementatie in één fase



REFERENTIES

DentoTemp Manueel	Ref
10 ml spuiten (base+catalyst) + 10 spatels + 1 mengblok	DT-2.10
<b>DentoTemp Automix Duopack</b>	
2 x 5 ml spuit + 20 mixing tips	DTCA2-20
<b>DentoTemp Automix Intro Kit</b>	
1 x 5 ml spuit + 5 mixing tips	DTCA1-5
<b>DentoTemp Automix – VALUE PACK</b>	
4 x 5 ml spuit + 40 mixing tips	DTCA4-VP

# Aireo Universeel

Disposable tips voor meelfunctiespuit  
Klasse I

**COMPATIBLE MET ALLE ADAPTERS oud & nieuw**



Gerecycled plastic



- Ultra-flexibel: vormstabiel
- Geen gevaar voor kruisbesmetting
- Gefabriceerd in Frankrijk met gerecycled plastic

REFERENTIES

Box van 200st Aireo Universeel meelfunctiespuit tips	Ref
Groen	AIRU200-V
Blauw	AIRU200-B
Wit	AIRU200-A





# 1 DentoCore & DentoCore body

Stomp-opbouw en composiet opbouw materiaal  
Klasse IIa



VERKRIJGBAAR IN 2 VISCOSITEITEN

- Dual cure
- Uitstekende druksterkte voor langdurige restauraties
- Komt overeen met de natuurlijke tandkleur

REFERENTIES

Automix	Ref	Cartridge	Ref
DentoCore Automix 1 x 5ml spuit A3 + 10 mixing tips + 10 fine intra oral tips + 10 extra fine intra oral tips	DCSAK1	DentoCore Cartridge Kleur Wit: 1 x 50g cartridge + 25 mixing tips + 25 intra oral tips	DCB-50
DentoCore BODY Automix 1 x 5ml spuit A3 + 10 mixing tips + 10 fine intra oral tips + 10 extra fine intra oral tips	DABODY1-10	DentoCore Cartridge Kleur A3: 1 x 50g cartridge + 25 mixing tips + 25 intra oral tips	DCA3-50
DentoCore Body Automix – VALUE PACK 3 x 5ml spuiten A3 + 30 mixing tips + 30 fine intra oral tips + 30 extra fine intra oral tips	DABODY3-VP	DentoCore BODY Cartridge Kleur A3: 1 x 50g cartridge + 25 mixing tips + 25 intra oral tips	DCBODY-50
		Dispenser Pistool voor Cartridge	DCP

# 2 Iperbond Ultra & Iperbond Ultra Activator

Universele bonding en activator

Klasse IIa



	Aan glazuur	Aan dentine
Total-etch mode	39.7 MPa	35.4 MPa
Self-etch mode	36.1 MPa	31.3 MPa

KEUZE UIT SELF-ETCH OF TOTAL-ETCH




- Uitstekende hechting aan zowel glazuur als dentine, zirconium, keramiek, composiet & posts
- Praktisch geen verdamping (geen aceton)
- Chemisch uitharden met Iperbond Ultra Activator

REFERENTIES

Iperbond Ultra	Ref
5ml flesje	IPBDUL-5
Iperbond Ultra Activator 3ml flesje	IPBACTUL-3

# 3 Glass-fiber posts

Klasse IIa



- Vermindert de mechanische beperkingen voor langdurige restauraties
- 100% biocompatibiliteit
- Zeer goed röntgenzichtbaar



REFERENTIES

5 glass-fiber post refill	Ref	
ø 1 mm	Ivory	Translucent
ø 1.2 mm	FVOV5-1	FVTV5-1
ø 1.3 mm	FVOA5-1.2	FVTA5-1.2
ø 1.3 mm	FVOJ5-1.3	FVTJ5-1.3
ø 1.4 mm	FVOJ5-1.3	FVTR5-1.4
Kit van 20 glass-fiber posts	Ref	
	Ivory	Translucent
6 paars + 6 wit + 4 geel + 4 rood + 1 driver drill, 4 cilindro-conical reamers, 1 manual wrench, 1 gauge	KFV020	KFVT20

# Opbouw & Restauratie Kit

Directe of indirecte restauraties met glass-fiber posts

Klasse IIa

GEGARANDEERDE COMPATIBILITEIT

- Alle materialen en accessoires in één kit
- Klinische procedure goedgekeurd door de belangrijkste Franse universiteiten

REFERENTIE

Itena Opbouw & Restauratie Kit	Ref
Kit van 36 matrixen + Iperbond ultra bond 5ml flesje + Iperbond ultra activator chemische-activator 3ml flesje + 50 conical micro-applicators + 1 mengblok + Etchgel Dentoetch 1.2ml spuit + 6 naalden + Silane Silanea 1.2ml spuit + 3 tips + Core build-up Denticore body + 5ml spuit kleur A3 + 10 mixing tips + 5 fine intra oral tips + 5 extra fine intra oral tips + Denticlic translucent Glass-fiber post kit + 20 cilindro-conical posts + (6 paars Ø1mm, 6 wit Ø1.2mm, 4 geel Ø1.3mm, 4 rood Ø1.4mm) + 4 DentoClic reamers + 1 driver drill + 1 manual wrench + 1 gauge	MARED-AN



Glass-fiber post kit

3

Denticore Body

1

Iperbond Ultra

2





# QuickBond

Zelf-etkend bondsysteem  
Klasse IIa



### REFERENTIES

QuickBond Kit	Ref
10 ml of Prime "A", 10 ml of Bond "B" + 1 mengblok + 50 blue micro-applicators + 50 green micro-applicators	DBQAK
QuickBond Primer "A"	
10 ml flesje	DBQAP-10
QuickBond Bond "B"	
10 ml flesje	DBQAB-10

- Hoge bondwaarden
- Zeer competitieve prijs
- Geen post-operatieve sensitiviteit

# Prevent Seal

Zelf-etkende & lichtuithardende  
pit & fissuur sealant

Klasse IIa



### REFERENTIES

Prevent Seal	Ref
1.2 ml spuit + 10 extra-fine needle tips 25G + 3 polijstborstels	PVSEAL -1.2
Accessories	
20 extra-fine needle tips - Klasse I	PVSE-25G
15 pointed brushes - Class IIa	PVBRO-15

- Uitstekende hechting op glazuur
- Afgifte van fluoride
- Optimale viscositeit

# DentoCrown

Chemisch uithardend composietmateriaal voor tijdelijk kroon- en brugwerk  
Klasse IIa



MAKKELIJK TE POLIJSTEN!

### REFERENTIES

DentoCrown A3	Ref
50ml (76g) cartridge + 10 mixing tips Voor standaard dispenser pistool 1:1 DW	DWN50-A3
DentoCrown A2	
50ml (76g) cartridge + 10 mixing tips Voor standaard dispenser pistool 1:1	DWN50-A2
DentoCrown Automix A3	
5ml (8g) automix spuit + 10 mixing tips	DWNAX-A3
DentoCrown Automix A2	
5ml (8g) automix spuit + 10 mixing tips	DWNAX-A2

- Hoge druk- en buigsterkte
- Lage polymerisatie krimp voor betere marginale adaptatie
- Makkelijk & snel te polijsten voor esthetisch resultaat

# ProviTemp

Tijdelijk cement  
Klasse IIa

COMPETITIEVE PRIJS



- Makkelijk in gebruik & resistent tegen vervorming
- Op kunsthars gebaseerde formule zonder eugenol, compatibel met permanent kunsthars cement
- Dentine kleur voor een onzichtbare verbinding en perfect esthetisch resultaat

### REFERENTIE

ProviTemp Automix	Ref
5ml spuit + 10 mixing tips	PTEMP1-10

# Reflectys & Reflectys Flow

Anterior en posterior nanohybride  
lichtuithardend composiet

Klasse IIa

THE DENTAL  
ADVISOR  
++++½



## REFERENTIES

Reflectys		Ref
Kleur	4g draaispuit + 1 spatel	20 x 0.25g capsules + 1 spatel
A1	SRTYS-A1	CPTY-S-A1
A2	SRT YS-A2	CPTY-S-A2
A3	SRT YS-A3	CPTY-S-A3
A3.5	SRT YS-A3.5	CPTY-S-A3.5
A4	SRT YS-A4	CPTY-S-A4
B1	SRTYS-B1	CPTY-S-B1
B2	SRT YS-B2	CPTY-S-B2
B3	SRT YS-B3	CPTY-S-B3
C2	SRT YS-C2	CPTY-S-C2
C3	SRT YS-C3	CPTY-S-C3
D3	SRT YS-D3	CPTY-S-D3
A20	SRT YS-A20	CPTY-S-A20
A30	SRT YS-A30	CPTY-S-A30
I	SRT YS-I	CPTY-S-I
P	SRT YS-P	CPTY-S-P
E	SRT YS-E	CPTY-S-E

Reflectys Flow		Ref	Reflectys Flow		Ref
2g spuit + 10 tips ø 0.9 mm			2g spuit + 10 tips ø 0.9 mm		
Shade A1		FWTYS-A1	Shade A3.5		FWTYS-A3.5
Shade A2		FWTYS-A2	Shade B2		FWTYS-B2
Shade A3		FWTYS-A3	Shade B3		FWTYS-B3

Kits Reflectys		Ref
<b>Reflectys draaispuit Intro Kit</b>		
4 Reflectys draaispuiten (A2, A3, A3.5, B2) + 2 Reflectys Flow spuiten (A2, A3.5) met 10 tips + 1 DentoEtch spuit met 10 tips + applicatie micro-brushes + 1 Iperbond Ultra + 1 set van 6 Perfect Polish discs (2 stuks van elk) + 1 spatel		KTYS-SR
<b>Reflectys capsule Intro Kit</b>		
4 Reflectys capsules (20xA2, 20xA3, 20xA3.5, 20xB2) + 2 Reflectys Flow spuit (A2, A3.5) met 10 tips + 1 DentoEtch spuit met 10 tips + applicatie micro-brushes + 1 Iperbond Ultra + 1 set van 6 Perfect Polish discs (2 stuks van elk) + 1 spatel		KTYS-CP
<b>Reflectys Integral Kit</b>		
16 Reflectys spuiten (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D3, A20, A30, I, P, E) + 6 Reflectys Flow spuiten (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3) met 20 tips + 2 DentoEtch spuiten met 20 tips + applicatie micro-brushes + 1 Iperbond Ultra + 1 set van 12 Perfect Polish discs (4 stuks van elk) + 1 spatel		KTYS-I

- Exceptionele mechanische eigenschappen
- Plakt niet aan instrument
- Verkrijgbaar in capsules en draaispuiten: 16 kleuren

## Perfect Polish

Polijstcups met diamant  
Klasse IIa

- Autoclaveerbaar
- Versterkt met diamant poeder
- Perfect esthetisch resultaat



POLIJSTEN  
IN ÉÉN STAP

## REFERENTIES

Perfect Polish set	Vlam	Cup	Disc	Mix
6 polishers set	PPFLAM-6	PPCUP-6	PPDISC-6	PPASSORT-6
12 polishers set	PPFLAM-12	PPCUP-12	PPDISC-12	PPASSORT-12

Gehele Itena assortiment verkrijgbaar  
bij uw geautoriseerd dealer:

T. 030-6874077  
F. 030-6874001  
E. info@directdentalsupplies.nl  
W. www.directdentalsupplies.nl

DDS

Direct Dental Supplies bv®

Class IIa medical devices CE 0120 marking for dental treatments.  
For dental healthcare professional use only.  
Instructions for use to be read carefully before using.  
Certifying body SGS United Kingdom Ltd.  
Date of creation: 10/03/2014



Health  
Canada

Santé  
Canada



ITENA  
CLINICAL PRODUCTS