

NEU

microcam16/25 FHD und procam16/25 4K


Miniatürkameras für die opt-on® Lupenbrille

Miniatürkamera microcam16/25 FHD

Die vielseitigste und komfortabelste Lösung für Patientenaufklärung, Patientenschulung, Dokumentation und Studentenschulung



1080p
FULL HD



Die Alternative zu einer intraoralen Kamera: Zeigen Sie Ihren Patienten direkt, was Sie sehen, ohne auf einen Bildschirm zu schauen und verwenden Sie zum Beispiel Ihren Spiegel oder andere Instrumente.

- Nur 14 g
- Lupenbrillen- oder Behandlungseinheitenbefestigung
- Full HD (Video)
- Voll-Aluminium-Gehäuse
- Freihändige Bedienung
- Stromversorgung über USB
- inklusive Fußpedal

Miniatürkamera procam16/25 4K

Noch mehr Detail für den Profi-Anwender

Die Procam hat die gleiche Ausstattung wie die Microcam, verfügt aber mit einem Sony IMX 415 Sensor über eine höhere 4K-Auflösung. Dies wird wichtig, wenn Sie auf größeren Bildschirmen arbeiten und beste Qualität, kristallklare Videos und Standbilder wünschen.

- 22 g
- Medizinische 4K-Miniaturkamera
- Lupen- oder Behandlungseinheitenbefestigung
- USB-Anschluss
- inklusive Fußpedal



4K
ULTRA HD



Freie Hände durch Fußpedal: Das Geheimnis für Videoaufnahmen ganz ohne Behandlungsunterbrechungen.

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme:

Tel.: +49 (0) 7351 474 990 | info@orangedental.de | www.orangedental.de

orangedental
premium innovations

